

ADA™

Тумбочка прикроватная Lojer Merivaara ADA



На фото представлена тумбочка с дополнительными опциями

Надежная и безопасная тумбочка Ada разработана для использования в палатах ЛПУ различных отделений. Благодаря модульности и широкому выбору опций и принадлежностей тумбочка станет незаменимым помощником медицинского персонала и пациентов.

Столик для чтения и еды бесступенчато регулируется по высоте и может быть установлен с левой или правой стороны без применения инструментов. Тумбочка легко перемещается благодаря двойным колесам и может быть заблокирована в стационарном положении. Закрывающиеся выдвижные ящики для сохранности вещей пациента. Рама тумбочки металлическая, крашеная порошковой краской, верхние и боковые панели, столик для чтения и еды - из меламина. Верхняя и боковые панели серого цвета, торцы ящиков - белые. Столик для еды с боковым наклоном (для чтения).

Доступна версия тумбочки без столика для чтения и еды.

LOJER® For easy care

Технические характеристики	
Ширина	475 мм.
Высота	900 мм.
Глубина	600 мм.; 1130 мм. со столиком для чтения и еды
Регулируемый по высоте столик для чтения и еды	780 - 1050 мм.
Размер столика для чтения и еды	480 x 380 мм.
Нагрузка на столик для чтения и еды	10 кг.
Колеса	Двойные блокирующиеся 75 мм.
Рама	Металлическая крашенная порошковой краской
Верхняя и боковые панели	Серый меламин
Ящики	Белый, ABS пластик
Покрытие для верхней панели (опция)	ABS пластик

Опции и принадлежности



Верхняя и боковые панели

серый меламин..... 10000 9186
 меламин под березу.....10000 9187
 меламин под бук..... 10000 9188

Ящики

белые торцы 10000 9210
 голубые торцы.....10000 9212

Столик для чтения и еды

Материал столика для
 чтения и еды 10000 9190



**Покрытие верхней панели,
ABS**
пластик 10000 9262



Отсек для обуви
10000 9268



**Корзина для газет
и журналов**
10000 9266



Держатель бутылки
10000 9288
**устройство для вызова
медсестры**
10000 0629



© Lojer Group 2019. Всі права захищені.

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» уповноважений представник в Україні.

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182. Тел./факс: +38 044 360 03 00 info@ren-med.com.ua