

# Санитарное оборудование

Долговечность и удобство использования

Конструкция выпускаемого компанией Lojer санитарного оборудования процедур разработана в тесном взаимодействии с медицинским персоналом, что привело к созданию ассортимента функциональной продукции.

Прочная каталка для душевых процедур имеет гидравлическую регулировку высоты ножной педалью в диапазоне 54 – 87 см. Каталка оснащена теплоизоляционной обивкой и подушкой. Боковые ограждения могут легко регулироваться с обоих концов. Каркас выполнен из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием. Каталка оснащена высококачественными, износостойкими, водонепроницаемыми колесами диаметром 150 мм и блокирующимся направляющим колесом, облегчающим маневрирование в палате и в коридорах. Для слива воды каталка наклоняется с помощью пневмопружины; каталка снабжена дренажным шлангом и фиксирующей скобой.

Кресло для душевых процедур 4080 – исключительно прочное, имеет гидравлическую регулировку высоты и регулируемые по высоте упоры для ног, которые отворачиваются в сторону, поднимающиеся подлокотники, которые могут быть использованы как опорная рама. Рама кресла выполнена из нержавеющей стали и снабжена изготовленными из нержавеющей стали колесами диаметром 125 мм с индивидуальной блокировкой и блокирующимся направляющим колесом. Секции сиденья и спинки выполнены из мягкого полиуретана с противоскользящим покрытием. Диапазон регулировки высоты составляет 53 – 86 см. (гидропривод) и регулируется ножной педалью. Кресло соответствует большинству моделей унитазов и может быть использовано в сауне (с ограничением по высоте до 86 см по высоте).

"Разработано в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом"



Кресло для душа 4080



Каталка для душа 4310

**LOJER®** For easy care

Healthcare | Senior Care | Medical Wellness

| Санитарное оборудование                                      | Каталка 4310 | Кресло 4080 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Каркас из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием           | X            | X           |
| Материал сиденья, мягкий полиуретан с нескользящим покрытием | -            | X           |
| Диапазон регулировки высоты, гидропривод, см.                | 54..87       | 53..86      |
| Ширина лежа, см.                                             | 66           | 48          |
| Общая ширина, см.                                            | 66 (77)      | 64          |
| Вес, кг.                                                     | 74           | 47          |
| Длина лежа 190 см.                                           | X            | -           |
| Глубина, 45 см.                                              | -            | X           |
| Длина спинки, 24 см.                                         | -            | X           |
| Колеса из нержавеющей стали, мм.                             | 150          | 125         |
| Направляющее колесо                                          | X            | X           |
| Поворачиваемые упоры для ног                                 | -            | X           |
| Опоры для рук                                                | -            | X           |
| Подушка под голову, теплоизоляционная                        | X            | -           |
| Матрац теплоизоляционный                                     | X            | -           |
| Водяная подушка с отверстием                                 | -            | •           |
| Пластиковая емкость                                          | -            | •           |
| Шейный упор                                                  | -            | •           |
| Крышка для сиденья                                           | -            | •           |
| Устройство для гипса                                         | -            | •           |
| Безопасная рабочая нагрузка 150 кг.                          | X            | X           |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора                | X            | X           |
| Гарантия 2 года                                              | X            | X           |
| Страна происхождения                                         | Финляндия    | Финляндия   |

Стандарт = X, Опция= •, Недоступно= -



**LOJER®** For easy care

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»  
Уповноважений представник в Україні  
01024, Україна, м. Київ,  
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.  
Тел./факс: +38 044 360 03 00  
<http://lojerua.com/>