

■ СЕРЕДНІ ПАРОВІ СТЕРИЛІЗАТОРИ

Серія Azteca AC



- Кругла камера - від 75 до 200 літрів.
- Зфокусований розмір – блок на 75 літрів чітко відповідає 1 STU.
- Простота в експлуатації - одним дотиком.
- Швидкість і економія - стерилізаційні цикли від 21 хвилин з використанням сучасних систем водо- та енергозбереження.
- Найкраще рішення - для лікарень, медичних центрів, та для вторинної стерилізації під час екстреної допомоги в операційних залах.

Azteca AC-470



Серія Azteca AC

Стерилізатори серії AC Azteca проводять пре-вакуумну і пост-вакуумну стерилізацію. Розроблені для здійснення стерилізації найвищого рівня упакованих або не упакованих матеріалів та інструментів: тканин, хірургічних інструментів, посуду та інших матеріалів стійких до пару та термічної обробки. Стерилізатори потужністю від 75 до 200 літрів можуть використовуватись для лікарень, медичних центрів та операційних блоків.

Стерилізатори Azteca AC використовують пар під тиском при температурах від 121 ° C до 134 ° C. Агрегати стандартні, оснащені внутрішніми парогенераторами, що забезпечує швидкісні цикли з низьким енергоспоживанням, а також усуває залежність від зовнішнього джерела пари.

Кругла камера з підігрівом, виготовлення з корозійостійкої нержавіючої сталі 316L. Високопродуктивний високоякісний ізоляційний матеріал Hapno-Tech не виділяє часточок в повітря, завдяки чому стерилізатори AC Azteca можуть використовуватися в умовах "чистої кімнати". Покращена технологія теплоізоляції сприяє підвищенню енергоефективності агрегатів.

Мікропроцесорна система керування; технологія Freescale автоматично контролює всі операції. Система має цифровий кольоровий сенсорний екран із РК-дисплеєм. Система здійснює самостійну і дистанційну діагностику, може підключатися до ПК для зовнішньої документації та друку, забезпечуючи надійну, безпечну та зручну роботу.

Інформація, що відображається, доступна для користувачів **українською мовою**.



СПЕЦИФІКАЦІЯ:

AC-450		AC-450	AC-470*		AC-470	AC-575*	AC-5100
Модель серії Azteca AC		Premium		Premium*			
Розміри камери, внутрішній діаметр x глибина	400 x 670 мм		400 x 750 мм		500 x 700 мм	500 x 1000 мм	
Об'єм камери	75 л		90 л		150 л	200 л	
Зовнішні розміри Ш x В x Д	750 x 630 x 970 мм				850 x 730 x 1050 мм	850 x 730 x 1300 мм	
Орієнтовна вага	160 кг		170 кг		200 кг	240 кг	
Джерело струму**	3 фаз. 380-400 В, 50/60 Гц						
Потужність з парогенератором	7 кВт	6,1 кВт	9,9 кВт	9 кВт	13 кВт		
Доступні цикли стерилізації	Швидкий 134 ° С / Без упаковки 134 ° С / Упакований 134 ° С / Пріон 134 ° С / Пористий 121 ° С						
Доступні тестові цикли	Тест Bowie & Dick / вакуум						
Сенсорний екран	РК-дисплей 5.7 " кольорове зображення						
Корпус	Пофарбована якісна сталь	Нержавіюча сталь	Пофарбована якісна сталь	Нержавіюча сталь			

*Доступні моделі з двома дверцятами

** Регулюється для різних систем напруги

Celitron Medical Technologies Kft.

H-2600 Vác, Szent László str. 36. Hungary

www.celitron.com.ua

e-mail: info@celitron.com.ua

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ» Офіційний представник в Україні

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел.: +38 044 360 03 00