

## КОМПЛЕКС ПІДІГРІВУ РІДИН ТА РОЗЧИНІВ ПРИ ІНФУЗІЙНІЙ ТЕРАПІЇ ТА ШТУЧНОМУ ГОДУВАННІ

### ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ

запобігання та лікування  
гіпотермії і спричинених нею  
ускладнень в до-, інтра-  
і післяопераційних періодах



### ДОЗВОЛЯЄ

- підтримувати задану температуру в діапазоні 34-42°C протягом 24 годин
- одночасно використовувати дві інфузійні магістралі різного діаметру
- забезпечити правильну і ефективну інфузійно-трансфузійну терапію
- проводити інфузійну терапію з низькою швидкістю введення
- введення поживних розчинів через назальні або ентеральні зонди
- працювати від автономного джерела протягом 3-х годин або від бортової мережі автомобіля

### ЗАСТОСУВАННЯ

відділення хірургії, реанімації та інтенсивної терапії; клініки, кардіологічні центри, автомобілі ШМД медицина катастроф, медичні науково-дослідні інститути та інші лікувально-профілактичні заклади

Підігрів інфузійних розчинів, крові і кровозамінників є однією з умов правильного проведення інфузійно-трансфузійної терапії. Застосування апарату "AMPIRmini" в повсякденній лікарській практиці допомагає поліпшити стан хворого в до-, інтра- і післяопераційному періоді; зменшити ускладнення, викликані гіпотермією.

## БЛОК КЕРУВАННЯ



- LED-дисплей
- Роздільні кнопки керування
- Різні режими роботи: в режимі «Ручний» температура регулюється в діапазоні від 34°C до 42°C з кроком 0,1°C; в режимі «Авто» температура на виході теплообмінника підтримується на рівні 36,6°C незалежно від швидкості потоку
- Звукова і світлова сигналізація, самотестування при вклученні та в процесі роботи
- Світлодіодний індикатор для відображення поточної температури нагріву
- Середнє енергоспоживання менше 30 Вт/год
- Клас захисту IP23 (захист від пилу і проникнення води)
- Час виходу на задану температуру не більше 2 хвилин

## ТЕПЛООБМІННИК



- Можливість розміщення двох систем для вливання діаметром від 1 до 6 мм в одному теплообміннику
- Рекомендована швидкість потоку до 300 мл / год, максимальна швидкість потоку 520 мл / год
- Спеціальні реміні дозволяють розміщувати прилад безпосередньо поблизу пацієнта



- Довжина магістралі, що укладається в теплообмінник, 550 мм
- Варіант виконання для однієї магістралі довжиною 350 мм
- Максимальна швидкість потоку 900 мл / год

## СУМКА

- Спеціалізовані відсіки для зберігання приладу і аксесуарів
- Світлоповертаючі елементи

## ФІКСАТОР ЗНІМНИЙ



- Для зручності розміщення на інфузійній стійці або на горизонтальній планці біля ліжка пацієнта

## ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ



- Автономна робота протягом 3 годин
- Можливість одночасної роботи і зарядки
- Можливість підключення до бортової мережі автомобіля
- Вбудований аналіз бортової мережі автомобіля
- Наявність фіксатора для кріплення блоку керування

## Уповноважений представник в Україні ТОВ "РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ"

01024, Україна, м. Київ,  
вул. Богомольця 7/14, оф. 182  
Тел./факс: +38 044 360 40 08  
www.tahat.com.ua  
e-mail: info@tahat.com.ua

**ВИГОТОВЛЕНО В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ**

Таблиця замовлення комплексу

|                                    | Замовлення                                                                                                |                                         |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Блок керування                     | 1. 3 одним вбудованим теплообмінником                                                                     | 2. 3 двома вбудованими теплообмінниками | 3. Без вбудованого теплообмінника |
| Вид блоку живлення                 | 1. Виносний                                                                                               | 2. Вбудований                           |                                   |
| Кількість виносних теплообмінників | 0. Відсутній                                                                                              | 1. Один                                 | 2. Два                            |
| Тип теплообмінників                | 01-99. Відрізняється кількістю каналів та їх діаметром. Кількість і тип каналів узгоджується з замовником |                                         |                                   |
| Джерело безперебійного живлення    | 0. Відсутнє                                                                                               | 1. Вбудоване                            |                                   |
| Сумка                              | 0. Відсутня                                                                                               | 1. Вбудована                            |                                   |
| Фіксатор знімний                   | 0. Відсутній                                                                                              | 1. Вбудований                           |                                   |
| Стійка                             | 0. Відсутня                                                                                               | 1. Вбудована                            |                                   |