

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ - SQS КВАДРАТНІ ВІЗКИ Q092 W.(6)CP

РОЗМІРИ 480 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСРТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4-х сторін. Приємні на дотик, округлі форми.
- Підняті бічні бортики дозволяють переміщати візок без необхідності використання ручки.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен, ПП. 3 кольори - В синій, W білий, R червоний.
- Висоти 57, 130 мм.
- Повне відкриття.
- Сталеві направляючі на кульковому підшипнику з системою самозакривання.
- Передній стопер, він захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження на ящик: 10 кг.
- Ергономічна ручка.
- Ящики з білими картками, знімні.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Без ручки для переміщення - Легке очищення лівої панелі.
- Вільна ліва сторона для встановлення аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. Протектор м'який, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом у передній частині.



Q092 W.(6)CP

SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

АКСЕСУАРИ

26(RA5Q.A5.R1Q) ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ ОКНТЕЙНЕРИ

- ЦЕНТРАЛЬНА ПІДТРИМКА

30 СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

33L ЗНІМНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА

(6)CP РОЖЕВІ КАРТКИ

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 360 03 00
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua