

## **MRI - БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ - ПРОСТИЙ ВІЗОК 300 СЕРІЇ**

Візок повністю виготовлений з антимагнітних матеріалів.

### **3102MRI B**

**РОЗМІРИ** 640 x 480 мм

**АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ** 980 мм (робоча поверхня – підлога).

#### **РОБОЧА ПОВЕРХНЯ**

- Поліетилен, PE. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4-х сторін. Приємні на дотик, округлі форми.
- Підняті бічні бортики дозволяють переміщати візок без необхідності використання ручки.

#### **МОНОБЛОЧНА КОНСТРУКЦІЯ**

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

#### **ШУХЛЯДИ ISO РОЗМІРІВ**

- Повне відкриття.
- Направляючі з нержавіючої сталі.
- Передній стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Артикул G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Трима карток з білими картками, знімний.

#### **ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯД 600 x 400 мм**

- Висоти 50, 100, 200 мм. Змінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

#### **МАЛОМОБІЛЬНИЙ ВІЗОК**

- Без ручки для переміщення - Легке очищення лівої панелі.  
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів
- Подвійні колеса Ø 100 мм. Протектор м'який, тихий.
- 4 колеса з гальмом і антистатичні (електропровідні).

### **3102MRI B 322MRI B.32R**

#### **АКСЕСУАРИ**

**32R** БІЧНА ПІДТРИМКА



#### **ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»**

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,  
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 360 03 00

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua