

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - SQM КВАДРАТНИЙ ВІЗОК Q222 R

РОЗМІРИ 480 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 1005 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, РЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4-х сторін. Приємні на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНА СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен, РР. 3 кольори - В синій, W білий, R червоний.
- Висоти 57, 130 мм.
- Повне відкриття.
- Сталеві направляючі на кульковому підшипнику з системою самозакривання.
- Передній стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження на шухляду: 10 кг.
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими знімними картками.

ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Піднята ручка для переміщення. Ергономічно, висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125 мм. Протектор м'який, тихий.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом з боку ручки.



Q222 R

SQ161 R.12.14.36.40

АКСЕСУАРИ

12 РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ШУХЛЯД

14 ПРОНУМЕРОВАНІ ОДНОРАЗОВІ ПЛОМБИ - 100 шт

36 ТРИМАЧ БАЛОНУ

40 ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 360 03 00

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua