


UA

RA637 Bolero

MAVIG



Model: RA637

Захист плечей "Bolero", підходить для всестороннього та одностороннього захисту MAVIG

Вироблено в Німеччині

RA637: Захист плечей – Bolero

Завдяки рентген захисним рукавам Bolero можна значно зменшити радіаційне опромінення плечового суглоба. Зберігається максимальна свобода рухів завдяки конструкції системи, яка відкрита під рукою. У той же час конструкція значно зменшує розсіяне випромінювання з боків.

Наплічники «Bolero» доступні для всіх моделей, ідеальні для поєднання з повним захистом MAVIG або передніми захисними фартухами. Він одягається безпосередньо під рентгенівський захист і просто застібається на липучку спереду.

Стандартне значення свинцю становить 0,25 мм Pb. Це забезпечує хорошу мобільність під час щоденної роботи. Наплічний захист завжди виготовляється в кольорі «Титан». Правильний розмір, а також тип захисного матеріалу залежать від обраного рентгенівського захисного одягу.

- **Захист плечового суглобу, стандартно: 0.25 ммPb** (по запиту: 0.35 ммPb чи 0.50 ммPb)
- **Носиться безпосередньо під рентген захисним одягом**
- **Варіанти захисних матеріалів: NovaLite, Leadfree, чи Standard Lead**
- **Зовнішній матеріал в кольорі Titan, на вибір: ComforTex® HPMF або ComforTex® HPMF Hybrid**
- **Розміри від XS до 3XL**

MAVIG GmbH

Системи захисту від рентгенівського випромінювання та медичні підвісні системи

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

www.mavig.com.ua

www.mavig.com