

ВІЗОК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ КАТЕТЕРІВ **706 DN.60CAT**

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

ВИСОТА 1600 мм

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. З'єднання заклепками та TIG зварюванням.

5 ОПОР, ЩО ВИЙМАЮТЬСЯ

- Регульована полиця з 5 знімними опорами для катетерів (25 гачків).
- Ідентифікаційні картки ISO міжнародний стандарт 7810.

ІСО ПАНЕЛІ

- Гнучка організація всередині візка.

2 ДВЕРІ

- Загальний кут відкриття 270°.
- Товщина 10 мм.
- Замок на 4 ключі.
- Візитниця з білими картками, знімна, на дверцятах зліва.
- Світло-сірий колір.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Колеса Ø 100 мм.
- 2 антистатичні, 2 з гальмом на передній частині.



706 DN.60CAT

АКСЕСУАРИ

60CAT - поличка для катетерів

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua