

ВІЗОК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ КОМБІНОВАНИЙ З ШУХЛЯДАМИ ТА ПОЛИЦЯМИ **771 F.60**

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

ВИСОТА 1600 мм

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. З'єднання заклепками та TIG зварюванням.

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА - ISO ПАНЕЛІ

- Гнучка організація всередині візка.
- Полиці, що регулюються, в тому числі для об'ємних речей.

НИЖНЯ ЧАСТИНА - КАРКАС ШУХЛЯДИ ISO

- Повне відкриття.
- Напрямні на сталевих шарикопідшипниках із системою самозакриття.
- Передній стопер захищає від сильних ударів під час закривання.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (артикул G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримач карток з білими змінними картками.

ШУХЛЯДИ ISO 600 x 400 мм

- Висота 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Колеса Ø 100 мм.
- 2 антистатичні, 2 з гальмом на передній частині.



771 F.60

АКСЕСУАРИ

60 - полицки ISO, що можна переставляти

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua