

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - КВАДРАТНИЙ ВІЗОК SQM Q224 R

РОЗМІРИ 480 x 480 мм

ЕРГОНОМІЧНА ВИСОТА 1005 мм (робоча поверхня – підлога)

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко у прибиранні.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємні на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Сатинування, асептично, гігієнічно.

КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен. Три кольори: В - синій, W - білий, R - червоний.
- Висота 57, 130 мм.
- Повне відкриття.
- Сталеві напрямні на шарикопідшипниках із системою самозакривання.
- Передній стопор захищає від сильних ударів під час закривання.
- Навантаження на одну шухляду: 10 кг.
- Ергономічна ручка.
- Тримач зі знімними білими картками.

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Бічна ручка для переміщення.
- Ергономічна загальна висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом на передній частині.



Q224 R

SQ161 R.12.14.26LW(R7Q).28EV.32R.34.36.40

АКСЕСУАРИ

- 12** - ручне блокування шухляд
- 14** - пронумеровані одноразові пломби, 100 штук
- 26LW(R7Q)** - центральна рейка
- 28EV** - поворотна підставка для дефібрилятора
- 32R** - бічна підтримка, права
- 34** - реанімаційна дошка CPR
- 36** - тримач газового балону
- 40** - інфузійна стійка, 2 гачки

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua