

БРОЗЛОУ НЕВІДКЛАДНА ПЕДІАТРИЧНА ДОПОМОГА - ПРОСТИЙ ВІЗОК СЕРІЇ 100 1203 W

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

ЕРГОНОМІЧНА ВИСОТА 1005 мм (робоча поверхня – підлога)

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко у прибиранні.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємні на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Сатинування, асептично, гігієнічно.

КАРКАС ШУХЛЯДИ ISO

- Повне відкриття.
- Напрямні на сталевих шарикопідшипниках із системою самозакриття.
- Передній стопер захищає від сильних ударів під час закривання.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм.
- Ергономічна ручка.

ISO КОРЗИНИ 600 x 400 mm

- 6 шухляд висотою 100 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.
- Верхня шухляда без перегородки.
- 4 шухляди, розділені на дві рівні частини (один арт. DS10 на шухляду).
- Допоміжна нижня шухляда без перегородки.

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Бічна ручка для переміщення. Ергономічна загальна висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом на передній частині.



1203 W

164M6 W.HBR.12B.14.28.34.36.40.(4)DS10

АКСЕСУАРИ

HBR - набір карток Брозлоу, 9 кольорів

12B - ручне блокування шухляд

14 - пронумеровані одноразові пломби, 100 штук

28 - поворотна підставка для дефібрилятора

34 - реанімаційна дошка CPR

36 - тримач газового балону

40 - інфузійна стійка, 2 гачки

(4)DS10 - розділювачі для шухляд ISO

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,

вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua