

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - ПРОСТИЙ ВІЗОК СЕРІЇ 100 1210 R

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

ЕРГОНОМІЧНА ВИСОТА 1005 мм (робоча поверхня – підлога)

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко у прибиранні.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємні на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Сатинування, асептично, гігієнічно.

КАРКАС ШУХЛЯДИ ISO

- Повне відкриття.
- Напрямні на сталевих шарикопідшипниках із системою самозакриття.
- Передній стопер захищає від сильних ударів під час закриття.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (артикул G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримач зі знімними білими картками.

ISO КОРЗИНИ 600 x 400 mm

- Висота 50, 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Бічна ручка для переміщення. Ергономічна загальна висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом на передній частині.



1210 R

162M6 R.12.14.26(RA5.A5.R1).

28EV.32R.34.36.40

АКСЕСУАРИ

12 - ручне блокування шухляд

14 - пронумеровані одноразові пломби, 100 штук

26(RA5.A5.R1) - прозорі пластикові контейнери -
центральна підтримка

28EV - поворотна підставка для дефібрилятора

32R - бічна підтримка, права

34 - реанімаційна дошка CPR

36 - тримач газового балону

40 - інфузійна стійка, 2 гачки

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,

вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua