

manuthera[®] 242

*Майстер технік лікування хребта
— для справжніх професіоналів*



Manuthera 242 – це не просто стіл –

це унікальний і універсальний помічник для найвибагливіших професіоналів у мануальній терапії та лікування хребта.


LOJER[®]

manuthera242.com

Технології використання Manuthera 242

Витягування шийного відділу хребта

Зручний та безпечний доступ до шийних суглобів і бокових зв'язок. Лікуйте та знімайте напругу в скутих і здавлених ділянках шиї та плечей.




Маніпуляції на грудному відділі хребта

Коригуйте патологічні прояви у грудному відділі хребта для покращення діапазону рухів і функцій.

Тракційні техніки забезпечені нахилами, вигинами та бічними згинаннями столу Manuthera у горизонтальній й вертикальній площині. Це дозволяє комфортно та безпечно позбутися компресії корінцевих структур.


Використовуйте динамічний рух столу для роботи з м'якими тканинами, щоб усунути суглобові та м'язові блоки, зняти напругу з глибоких м'язів спини.



Поперековий відділ хребта

Плавна та комфортна distraкція завдяки вигину, бічному згинанню, обертанню надає вам безмежні 3D можливості для декомпресії та лікування поперекового відділу хребта, міжхребцевих дисків, таза та крижів.

Додавайте більш широкий кут руху секції для посилення ефекту лікування, як поверхневих, так і глибших шарів тканин.




Відкрийте для себе нові можливості!


Необмежений доступ до відео від світових експертів!

Відскануйте QR-код та отримайте доступ до безкоштовної відеоплатформи Learning Hub. Завдяки навчальним матеріалам Ви дізнаєтеся, як отримати максимальну користь від різноманітних можливостей Manuthera.

Ви отримаєте доступ до сотень відеороликів різних фахівців-практиків, які діляться своїм успішним досвідом роботи з Manuthera 242 задля допомоги та лікуванню різних пацієнтів абсолютно безкоштовно.



Manuthera 242: розміри



Технічні характеристики:	
Регулювання висоти	51–106 см
Вага	170 кг
Нахил вгору/вниз	52°/32°
Функція нахилу вгору/вниз	Електрична
Обертання нижньої частини тіла	так
Рух нижньої частини тіла (3D)	+ 21,5°/макс -40° (по вертикалі), 0..18° (по горизонталі)
Рух верхньої частини грудної клітки (3D)	+ 15°/-13° (по вертикалі), 0..18° (по горизонталі)
Функція блокування верхньої/нижньої частини тіла	так
Коліщатка	так
Безпечне робоче навантаження (SWL)	150 кг
Функції падіння	Падіння тяги
Край безпеки	так
Функції замка безпеки	Автоматичний (2 години) або ручний / з ручним керуванням
Поверхня	Антимікробна оббивка
U-подібний лицьовий елемент і кришка дихального отвору	так
Маніпуляційна ручка	так
Країна походження	Фінляндія
Маркування CE	так Пристрій є медичним виробом із маркуванням CE відповідно до MDR 2017/745 клас 1)
Виробник	Lojer Oy

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

<https://ren-med.com.ua/>
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067)8 265 770

FENNIAPRIZE 17

HONOURABLE MENTION

