

manuthera[®] 242

Майстер технік лікування хребта — для справжніх професіоналів.



Основні особливості:


- Універсальний стіл з динамічною поверхнею для лікування шийного, грудного та поперекового відділів.
- Електричне регулювання висоти та нахилу покращує ергономіку та забезпечує легкий доступ для пацієнтів
- Нові покращені комфорт і безпека пацієнта
- Стильний і сучасний новий дизайн карбонового кольору

Manuthera 242 – це не просто стіл – це унікальний помічник для найвибагливіших професіоналів у мануальній терапії та лікування хребта.

Технічні характеристики та особливості:

Manuthera 242

Елементи грудної секції	2
Регулювання висоти	51–106 см
Вага	170 кг
Нахил вгору/вниз	Електричний 52°/32°
Функція нахилу вгору/вниз	Електрична
Обертання нижньої частини тіла	Так
Рух нижньої частини тіла (3D)	+ 21,5°/ -40° (по вертикалі), 0..18° (по горизонталі)
Рух верхньої частини груднини (3D)	+ 15°/-13° (по вертикалі), 0..18° (по горизонталі)
Блокування верх/ниж частини тіла	так
Коліщата	так
Безпечне робоче навантаження	150 кг
Підйомні двигуни (тільки штовхальні)	2 (Двигун для підйому, опускання - гравітаційне)
Функції падіння	Падіння тяги
Автоматичний захист від здавлювання	так
Безпечний край	так
Регульовані ніжки і лапи	так
Функції замка безпеки	Автоматичний (2 год) або ручний
Поверхня	Антимікробна оббивка
U-подібна головна секція і отвору для обличчя	так
Маніпуляційна ручка	так
Ремінь для тіла	так
Країна походження	Фінляндія
Маркування CE	Медицинний пристрій із маркуванням CE Відповідно до MDR 2017/745 клас 1)
Виробник	Lojer Oy



ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»
Уповноважений представник в Україні

<https://ren-med.com.ua/>
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067)8 265 770



FENNIAPRIZE 17
HONOURABLE MENTION

