


PRIMA LED

Перший і єдиний оглядовий світильник з можливістю вибору розсіяного світла на додаток до традиційного концентрованого світла.

Система балансування Ergo-Spring робить PRIMALED дуже стабільним і простим в експлуатації. PRIMALED ідеально підходить для будь-якого типу установки, від амбулаторного відділення до відділення інтенсивної терапії.



PRIMA-FLEX
гнучке плече



PRIMA-FIX
плече на
шарнірах

Характеристики

Освітленість на відстані 0,50 м

Діаметр купола

Колірна температура

Діаметр світлового поля

Середній термін служби світлодіодів

Регулювання інтенсивності світла

PRIMA LED

115 000 люкс

19,5 см

4 000 - 4 500K

150 мм

> 60 000 годин

20 - 100 %

Системи кріплення



S11
Кріплення до столу



S12MED
Настінне
кріплення



RLBI
Мобільна стійка



Z400819
Кріплення на рейку

Аксессуары



KITB24RL
Акумуляторна
батарея