

QUATTROLUCI LED

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ХІРУРГІЇ, ДО 160 000 ЛЮКС
ВІД РЕФЛЕКТОРА 60 CM

Ця модель особливо рекомендована для операційних, де хірургу потрібна легка і тонка лампа, щоб уникнути перешкод з іншим підвісним обладнанням. Чудово підходить для оральної та щелепно-лицевої хірургії, пластичної хірургії. Нещодавно оновлений купол, компактний і потужний, складається з 36 світлодіодних лінз, розділених на 4 модулі, які забезпечують придушення тіні та тривимірне світло.



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ
QUATTROSO



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ
QUATTROPI



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
НАСТІННЕ
КРІПЛЕННЯ
QUATTROPA



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
QUATTROSOX2

Характеристики

Освітленість (Ес) на відстані 1 м	160 000 люкс
Діаметр купола	60 см
Колірна температура	4 500 K
Діаметр світлового поля	300 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	15 - 100%


QUATTROLUCI LED

Ключові характеристики

Глибоке 3D світло

Пряме світло

Акcesуари



Акумуляторна
батарея

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»
Уповноважений представник в Україні
01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182, Тел./факс +38 044 360 03 00
info@ren-med.com.ua, www.ren-med.com.ua