

ПРОЦЕДУРНІ КВАДРАТНІ ВІЗКИ SQ

Q676 B

РОЗМІРИ 480 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня - підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

SQ КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен, РР. 2 кольори - В блакитний, W білий.
- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті
- Максимальне навантаження шухляди 10 кг.
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, зніміні.

НАДЗВИЧАЙНО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Ручка для переміщення. Ергономічна висота 1020 мм.
- Подвійні колеса Ø 100мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 з гальмом на стороні ручки.
- Колеса Ø 125 мм ref. AD12 (опція).



Q676 B

SQ065 B.AST.30.32L.46.50

АКСЕСУАРИ

AST БІЧНА РУЧКА

30 СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

32L БІЧНА ПІДСТАВКА

46 ТРИМАЧ КОРОБОК З РУКАВИЧКАМИ

50 ПЛАСТИКОВЕ ВІДРО 13 Л

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua