

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - SQ КВАДРІТНІ ВІЗКИ Q240 W.(5)CR

РОЗМІРИ 480 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня-підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, РЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Гладка поверхня, асептично, гігієнічно.

SQ КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен, РР. 2 кольори - В блакитний, W білий.
- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті
- Максимальне навантаження шухляди 10 кг.
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Піднята ручка для пересування. Ергономічна висота 1020 мм.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 з гальмом на стороні ручки.
- Колеса Ø 125 мм AD12 - опція



Q240 W.(5)CR

SQ065 W.AST.12.14.30.34.36.40.(5)CR

АКСЕСУАРИ

AST БІЧНА РУЧКА

12 РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ШУХЛЯД

14 ПРОНУМЕРОВАНІ ОДНОРАЗОВІ ПЛОМБИ - 100 шт

30 СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

34 РЕАНІМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ

36 ТРИМАЧ БАЛОНУ

40 ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

(5)CR ЧЕРВОНІ КАРТКИ

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua