

## НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - SQ КВАДРАТНІ ВІЗКИ Q210 B

РОЗМІРИ 480 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня-підлога).

### РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, РЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

### МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Гладка поверхня, асептично, гігієнічно.

### SQ КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен, РР. 2 кольори - В блакитний, W білий.  
Повне висунання.  
Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті
- Максимальне навантаження шухляди 10 кг.
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

### ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Піднята ручка для пересування. Ергономічна висота 1020 мм.
- Плдвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 з гальмом на стороні ручки.
- Колеса Ø 125 мм AD12 - опція



## Q245 B

SQ065 B.AST.12.14.28.34.36.40

### АКСЕСУАРИ

AST БІЧНА РУЧКА

12 РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ШУХЛЯД

14 ПРОНУМЕРОВАНІ ОДНОРАЗОВІ ПЛОМБИ - 100 штук

28 ПОВОРОТНА ПІДСТАВКА

34 РЕАНІМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ

36 ТРИМАЧ БАЛОНУ

40 ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

### ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,  
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua