

ДЛЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ВІДДІЛЕНЬ - ПРОСТИЙ ВІЗОК 300 СЕРІЯ 3002 Y

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми.
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

SQ КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен, РР. 2 кольори - В блакитний, W білий.
- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті
- Максимальне навантаження шухляди 10 кг.
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ISO КОРЗИНИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Підставки без ручок - Легке очищення додаткової полиці
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 передні колеса з гальмом.



3002 Y

366M6 Y.26LW(R2)

АКСЕСУАРИ

26LW(R2) ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛИЧКА

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua