

## БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ - ПРОСТІ ВІЗКИ 300 СЕРІЯ 3144 W

**РОЗМІРИ** 640 x 480 мм

**АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ** 980 мм (робоча поверхня – підлога).

### РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємний на дотик, округлі форми.
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки.

### МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

### ШУХЛЯДА ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди: 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

### ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

### МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Підсматки без ручок - Легке очищення додаткової полиці.  
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса  $\varnothing$  100 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса натистатичні, 2 передні колеса з гальмом.



**3144 W**

**365 W.26D(R2).32R**

### АКСЕСУАРИ

**26D(R2)** ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛИЧКА -

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДСТАВКА

**32R** БІЧНА ПІДСТАВКА

### ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,  
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua