

**БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ - ПРОСТІ ВІЗКИ 300 СЕРІЯ
3136 W.CM**

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити..
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приемний на дотик, округлі форми.
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДА ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер, захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди 20 кг.
- Вставні корзини шухляди ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 400 x 600 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Підставки без ручок - Легке очищення додаткової полиці
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі
- 2 колеса антистатичні, 2 передні колеса з гальмом.

**3136 W.CM****365 W.26LW(R2).30.32L.CM****АКСЕСУАРИ****26LW(R2)** ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛИЧКА**30** СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА**32L** БІЧНА ПІДСТАВКА**CM** РІЗНОКОЛЬОРОВІ КАРТКИ**ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»**

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua