

МЕБЛІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ - ВІЗКИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗОНДІВ 706 DN.60CAT

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

ВИСОТА 1610 мм

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Вітончена обробка, асептично, гігієнічно.

5 ДОДАТКОВИХ ТРИМАЧІВ

- Регульовані полиці з 5 додатковими тримачами для зондів/катетерів (25 гачків).
- 5 ідентифікаційних карт, ISO норма 7810, міжнародний стандарт.

ISO ПАНЕЛІ

- Використання гнучких елементів всередині візку.

2 ДВЕРІ

- Максимальне відкриття 270°.
- Фенопласт, товщина 10 мм.
- Блокування за допомогою 4-х замків
- Картхолдер для білих карток, що знімаються, на лівій двері.
- DN Світло-сірий.
- DB світло-блакитний..

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Подвійні колеса \varnothing 100 мм. М'який протектор, тихі
- 2 антистатичні колеса (електропровідні), 2 з гальмом в передній частині.



706 DN.60CAT

АКСЕСУАРИ

60CAT РЕГУЛЬОВАНА ПОЛИЦЯ ISO ДЛЯ КАТЕТЕРІВ

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua