

# CARENA™

## Функциональная медицинская кровать Lojer Merivaara Carena Современная реанимационная кровать



Изделие на фото  
представлено с  
дополнительными опциями

### Основные характеристики:

1. Безопасная рабочая нагрузка - 330 кг.
2. Одновременная активация нескольких функций
3. Улучшенная эргономика для медицинского персонала и пациента

Carena – революционная функциональная кровать с непревзойденной эргономикой для пациента и медицинского персонала. Нужды специалистов, отвечающих за больничный уход, в условиях увеличения среднестатистического веса и старения населения взяты за основу при разработке дизайна кровати Carena. Пациенты малого роста оценят простоту самостоятельного вставания с кровати благодаря исключительно низкому опусканию ложа (до 31,5 см.). Строго вертикальный подъем ложа позволяет управлять кроватью даже в самых небольших помещениях. Кровать Carena соответствует всем требованиям стандартов IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) ja SFS-EN 60601-1.

Максимальная безопасная рабочая нагрузка кровати составляет 330 кг, что снимает ограничения веса располагаемых на ней пациентов. Новое поколение кровати Carena позволяет использовать ее в отделениях однодневной хирургии, реанимации, обычных палатах, хосписах и домах престарелых.

Кровать Carena имеет 4 секции, размер ложа 205x80 или 90 см., электропривод высоты, спинной спинной секции, секции бедра, пневмопривод ножной секции. Управление регулировками Тренделенбург и антиТренделенбург как пневматически, так и электрически.

**LOJER®** For easy care

## Простота ухода

Обновленная конструкция кровати и новые секции ложа существенно облегчают такие повседневные процедуры, как чистка и застилание кровати. Откидывающийся торец кровати (опция) улучшает доступ медсестры для мытья и создает дополнительную рабочую поверхность для размещения, например, постельного белья и принадлежностей.



## Удобная система центрального тормоза

Дизайн педалей тормоза позволяет легко установить кровать в стационарное положение. Эргономичное расположение педалей тормоза.

## Простота содержания в чистоте

Четкие линии, отсутствие острых углов, небольшие зазоры и съемные платы ложа кровати (или металлическая сетка) не позволяют грязи скапливаться и существенно упрощают чистку кровати.



## Инновационная конструкция

Запатентованный строго вертикальный подъем ложа позволяет использовать кровать даже в небольших помещениях. Благодаря новой конструкции наклон Тренделенбурга может быть произведен на любой высоте расположения кровати.



## Исключительная маневренность

Легкости перемещения было уделено максимальное внимание при разработке кровати. Общий небольшой вес (около 100 кг.) позволяет легко транспортировать даже пациентов большого веса.

## 4-ех секционное ложе

Ложе кровати имеет 4 секции, конструкция которых не позволяет пациенту соскальзывать при регулировке секции вверх. Благодаря электрическим функциям, ложе может быть установлено в любое необходимое для терапии положение.



## Электропривод Тренделенбург

Регулировка наклона Тренделенбург производится электрически. Особенностью Carena является возможность такой регулировки даже на самой малой высоте. Возможна комплектация кровати пневмоприводом Тренделенбург



## Долговечность

Carena - надежная, долговечная кровать, простая в обслуживании, при этом может использоваться в самых сложных условиях. Доступна версия кровати для машинной мойки.

## Удобство для пациента

Революционно низкая минимальная высота (от 31,5 см.), использование упора для пациента с обеих сторон и дуги для активации дает возможность пациентам самостоятельно вставать и располагаться на кровати.



## Безопасная рабочая нагрузка - 330 кг.

Постоянное повышение среднего веса пациента ставит новые требования к нагрузке. Carena имеет невероятно высокую безопасную рабочую нагрузку 330 кг. и максимальный вес пациента - 300 кг.



## Легкость в обслуживании

Благодаря своему дизайну кровать очень проста в обслуживании. Съемные секции ложа дают максимальный доступ ко всем необходимым компонентам, кровать требует минимального технического обслуживания.

## Широкий выбор аксессуаров

Благодаря большому выбору дополнительных опций и принадлежностей, кровать Carena может использоваться как в реанимации, так и обычных палатах ЛПУ. Самые популярные аксессуары Merivaara совместимы с кроватью Carena. Даже предыдущие версии кроватей могут быть оснащены новыми современными аксессуарами.



**LOJER®** For easy care

| Технические характеристики             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина (с боковыми ограждениями) | 90 / 97 / 102 см.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ширина лежа                            | 80 / 85 / 90 см.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Общая длина                            | 215 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Регулировка высоты                     | 31,5 - 81,5 см. (с колесами 125 мм.), 34 - 84 см. (с колесами 150 мм.)                                                                                                                                                                                                                   |
| Рекомендованный размер матраца         | 75 x 200 см (для лежа шириной 80 см.)<br>80 x 200 см (для лежа шириной 85 см.)<br>85 x 200 см (для лежа шириной 90 см.)                                                                                                                                                                  |
| Колеса                                 | Ø150 мм. с центральной блокировкой: 2 педали "бабочка" и единая педаль с ногового конца                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный вес пациента              | 300 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Безопасная рабочая нагрузка            | 330 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тренделенбург/антиТренделенбург        | 12° / 6°                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Регулировка спинной секции             | 0 - 70°                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Регулировка секции бедра               | 0 - 29°                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Регулировка ноговой секции             | 0 - 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Класс IP                               | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Другие характеристики                  | Ручной пульт управления   цвет рамы: серебристый крашеный   секции лежа из ABS пластика (вентилируемые съемные)   4 бампера   отверстия для фиксирующих ремней   строго вертикальный подъем   одновременная активация нескольких функций (например, регулировка высоты и спинной секции) |
| Сертификат CE                          | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Страна производства                    | Финляндия                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Опции, устанавливаемые на заводе:

- Удлинение ноговой секции+30 см. (для кроватей шириной лежа 80 и 90 см.), ABS пластик
- Лежа из металлической сетки
- Рентгенпрозрачная лежа (для кроватей шириной лежа 80 и 90 см.)
- Ограничитель матраца
- Колеса двойные диам. 150 мм. с центральной блокировкой с направляющим антистатическим колесом
- Колеса диам. 200 мм. с центральной блокировкой
- Пятое колесо для облегчения перемещения
- Спинная секция с экстренным опусканием (CPR)
- Аккумуляторная батарея
- Устройство выравнивания потенциалов
- Ноговая педаль управления
- Дополнительный ручной пульт управления
- Упор для пациента
- Дуга для активации
- Адаптер для упора пациента
- Опора для руки

#### Другие принадлежности:

- Торцы съемные, хромированные или крашеные. Цвета вставок торца: белый, голубой, зеленый, под дерево (береза или бук)
- Торец съемный откидывающийся (служит как столик для белья). Хромированный или крашеный. Цвета вставок торца: белый, голубой, зеленый, под дерево (береза или бук)
- Боковые ограждения хромированные или крашеные полноразмерные
- Боковые ограждения хромированные или крашеные на 3/4 длины
- Корзина для журналов и историй болезни
- Стенд для монитора
- Инфузионная стойка с 4-мя крючками + вариант с креплением на дугу для активации
- Держатель дренажных мешков
- Держатель бутылки
- Держатель кислородного баллона на 5 кг.
- Рельсы для принадлежностей
- Крючок для электрического кабеля



**LOJER®** For easy care

© Lojer Group 2019. Всі права захищені.

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» уповноважений представник в Україні.

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182. Тел./факс: +38 044 360 03 00 info@ren-med.com.ua