

Смотровые медицинские кресла Afia

Наиболее популярная линия смотровых кресел

Современные и простые в эксплуатации смотровые кресла Lojer были разработаны в тесном сотрудничестве со специалистами здравоохранения, чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности. Для обеспечения стабильно высокого качества, наши смотровые кресла изготавливаются в Финляндии с использованием новейших производственных методов и технологий.

Наша популярная серия Lojer Afia была специально разработана для тех сложных случаев, когда необходимо транспортировать пациента прямо на смотровом кресле. Столы позволяют функциональное использование в различных ситуациях для осмотра и терапии пациента, а широкий спектр принадлежностей к ним можно сочетать различными способами в зависимости от обстоятельств.

Смотровые кресла Lojer серии Capre – это универсальные модели для работы в смотровом кабинете. Смотровые кресла Lojer отличаются бесшумной работой, функциональностью и предоставляют максимальный комфорт для работы.

Мобильные и устойчивые кресла. Новые модели, оснащенные двойными колесами



Кресло медицинское
смотровое Afia 4050

Кресло медицинское
смотровое AFIA 4140



Кресло медицинское смотровое Afia 4040

LOJER® For easy care

Healthcare | Senior Care | Medical Wellness

Смотровые медицинские кресла серии Afia	4040	4040E	4050	4140
Ширина	65 см.	65 см.	65 см.	65 см.
Длина	193 см.	193 см.	193 см.	193 см.
Вес	106 кг.	101 кг.	110 кг.	110 кг.
Диапазон регулировки высоты, электропривод	49-94 см.	50-95 см.	49-94 см.	49-94 см.
Длина спинной секции, 68 см.	68 см.	68 см.	68 см.	68 см.
Диапазон регулировки спинной секции, электропривод	0..78°	0..78°	0..78°	0..78°
Длина средней секции, см.	-	-	87	-
Диапазон регулировки средней секции, пневмопривод	-	-	0...45°	-
Диапазон регулировки сиденья, пневмопривод	-	-	0...15°	-
Безопасная рабочая нагрузка 200 кг.	X	X	X	X
Выдвижные опоры для ступней	-	-	X	X
Емкость из нержавеющей стали	-	-	X	X
Ножной пульт управления для регулировки высоты	-	•	-	-
Ручной пульт управления	X	X	X	X
Регулировка Тренделенбург, 17°	•	•	•	•
Аккумуляторная батарея	•	•	•	•
Педаль 360° в виде рамы по нижнему периметру стола для регулировки высоты	X	-	X	X
Рельс для крепления принадлежностей	X	-	X	X
Дополнительный рельс для принадлежностей (40 см., max. 6 шт. на стол)	•	-	•	•
Зажим для принадлежностей простой	X	-	X	X
Радиальный зажим для принадлежностей	•	-	•	•
Опора для руки	•	-	•	•
Дуга анестезиолога	•	-	•	•
Держатель одноразовых простыней	X	X	X	X
Резчик для одноразовых простыней	•	•	•	•
Подушка под голову	•	•	•	•
Подколенники по Гопелю	-	-	•	•
Боковые ограждения	•	•	•	•
Инфузионная стойка	•	-	•	•
Кожзаменитель SKAI Fashion (13 цветов)	X	X	X	X
Кожзаменитель SKAI Clinic (3 цвета)	•	•	•	•
Кожзаменитель SKAI Conductive (1 цвет)	•	•	•	•
Двойные центрально блокирующиеся колеса Ø125 мм.	X	-	X	X
Индивидуально-блокирующиеся колеса Ø125 мм.	-	X	-	-
Двойные центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм.	•	-	•	•
Направляющее колесо	X	-	X	X
Электрическая система, 24V	X	X	X	X
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, МЗ Украины и Беларуси	X	X	X	X
Гарантия 2 года	X	X	X	X
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия

Стандарт = X, Опция= •, Недоступно= -