

# Массажные столы серии Delta

Отличное качество за разумные деньги

Оригинальные массажные столы Delta от компании Rainer Rajala Oy – дочернего предприятия компании Lojer. Этот классический массажный стол в течение длительного времени является излюбленным инструментом массажистов, физиотерапевтов, наппатов, мануальных терапевтов и терапевтов других специальностей.

Имеются два модельных ряда этих столов: Professional и Standard.

Массажные столы серии Standard – базовая модель для профессионалов; более приемлемые по цене, чем столы серии Professional, обладающие, вместе с тем, качествами, которые удовлетворяют запросам взыскательных пользователей.

*"Функциональные,  
надежные и прочные  
массажные столы."*



Массажный стол Delta Standard DS5H  
с колесами



Массажный стол Delta Professional DP4 с колесами,  
боковыми опорами для рук и валиком под голеностоп

**LOJER**® For easy care

■ Medical Wellness | Healthcare | Senior Care |

| Массажные столы серии Delta Standard            | DS2     | DS2H     | DS3     | DS3H     | DS4     | DS4H    | DS5     | DS5H    |
|-------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Секции                                          | 2       | 2        | 3       | 3        | 4       | 4       | 5       | 5       |
| Ширина, 50, 55 или 60 см. на выбор              | X       | X        | X       | X        | X       | X       | X       | X       |
| Ширина 70 см., боковые упоры не устанавливаются | X       | X        | -       | -        | X       | X       | -       | -       |
| Ширина 195 см.                                  | X       | X        | X       | X        | X       | X       | X       | X       |
| Вес, кг.                                        | 60      | 60       | 61      | 61       | 62      | 62      | 64      | 64      |
| Диапазон регулировки высоты, см.                | 57 - 87 | 57 - 87  | 58 - 89 | 58 - 89  | 57 - 87 | 57 - 87 | 58 - 89 | 58 - 89 |
| Привод высоты Э-электрически Г-гидравлически    | Э       | Г        | Э       | Г        | Э       | Г       | Э       | Г       |
| Безопасная рабочая нагрузка, 200 кг.            | X       | X        | X       | X        | X       | X       | X       | X       |
| Диапазон регулировки ножной секции              | -       | -        | 0 - 70° | 0 - 70°  | -       | -       | 0 - 70° | 0 - 70° |
| Диапазон регулировки позиции дренаж             | -       | -        | 60°     | 60°      | -       | -       | 60°     | 60°     |
| Электропривод ножной секции и дренажа           | -       | -        | •       | -        | -       | -       | •       | -       |
| Центрально-регулируемые колеса                  | •       | •        | •       | •        | •       | •       | •       | •       |
| Боковые опоры                                   | •       | •        | •       | •        | •       | •       | •       | •       |
| 360° педаль привода высоты по периметру стола   | •       | -        | •       | -        | •       | -       | •       | -       |
| Головная секция с двойной артикуляцией          | •       | •        | •       | •        | •       | •       | •       | •       |
| Ручной пульт управления                         | •       | -        | •       | -        | •       | -       | •       | -       |
| Ножной пульт управления                         | •       | -        | •       | -        | •       | -       | •       | -       |
| Подставка для крепления ножного пульта          | •       | -        | •       | -        | •       | -       | •       | -       |
| Держатель одноразовых простыней                 | •       | •        | •       | •        | •       | •       | •       | •       |
| Блок отключения питания стола                   | •       | -        | •       | -        | •       | -       | •       | -       |
| Кожзаменитель SKAI (13 цветов)                  | X       | X        | X       | X        | X       | X       | X       | X       |
| Электрическая система, 230 V                    | X       | -        | X       | -        | X       | -       | X       | -       |
| Регистрация в МЗ РФ, Украины и Беларуси         | X       | X        | X       | X        | X       | X       | X       | X       |
| Гарантия 2 года                                 | X       | X        | X       | X        | X       | X       | X       | X       |
| Страна происхождения                            | FIN     | FIN      | FIN     | FIN      | FIN     | FIN     | FIN     | FIN     |
| Массажные столы серии Delta Professional        | DP2     | DP3      | DP4     | DP5      |         |         |         |         |
| Секции                                          | 2       | 3        | 4       | 5        |         |         |         |         |
| Ширина, 50, 55 или 60 см. на выбор              | X       | X        | X       | X        |         |         |         |         |
| Ширина 70 см., боковые упоры не устанавливаются | X       | -        | X       | -        |         |         |         |         |
| Ширина 195 см.                                  | X       | X        | X       | X        |         |         |         |         |
| Вес, кг.                                        | 75      | 76       | 76      | 78       |         |         |         |         |
| Диапазон регулировки высоты, см.                | 47 - 98 | 48 - 100 | 47 - 98 | 48 - 100 |         |         |         |         |
| Привод высоты Э-электрически Г-гидравлически    | Э       | Э        | Э       | Э        |         |         |         |         |
| Безопасная рабочая нагрузка, 200 кг.            | X       | X        | X       | X        |         |         |         |         |
| Диапазон регулировки ножной секции              | -       | 0 - 75°  | -       | 0 - 75°  |         |         |         |         |
| Диапазон регулировки позиции дренаж             | -       | 60°      | -       | 60°      |         |         |         |         |
| Электропривод ножной секции и дренажа           | -       | •        | -       | •        |         |         |         |         |
| Центрально-регулируемые колеса                  | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Боковые опоры                                   | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| 360° педаль привода высоты по периметру стола   | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Головная секция с двойной артикуляцией          | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Ручной пульт управления                         | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Ножной пульт управления                         | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Подставка для крепления ножного пульта          | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Держатель одноразовых простыней                 | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Блок отключения питания стола                   | •       | •        | •       | •        |         |         |         |         |
| Кожзаменитель SKAI (13 цветов)                  | X       | X        | X       | X        |         |         |         |         |
| Электрическая система, 230 V                    | X       | X        | X       | X        |         |         |         |         |
| Регистрация в МЗ РФ, Украины и Беларуси         | X       | X        | X       | X        |         |         |         |         |
| Гарантия 2 года                                 | X       | X        | X       | X        |         |         |         |         |
| Страна происхождения                            | FIN     | FIN      | FIN     | FIN      |         |         |         |         |

X = Стандарт = Недоступно • = Опция

## Принадлежности



360° педаль привода высоты по периметру стола



Головная секция с двойной артикуляцией



Боковые опоры

**LOJER**®

© Lojer Group 2019. Всі права захищені.

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» уповноважений представник в Україні.

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182. Тел./факс: +38 044 360 03 00 info@ren-med.com.ua