

■ Настільний паровий стерилізатор

■ Середні парові стерилізатори

■ Великі парові стерилізатори ЦСВ

■ Біо-Медичні Відходи

■ Парогенератор

■ ВЕЛИКІ ПАРОВІ СТЕРИЛІЗАТОРИ (ЦСВ)

Серія Azteca A



- Простота в експлуатації – управління одним дотиком.
- Великий об'єм - від 110 л до 880 л (від 1 до 12 одиниць STU).
- Широкі можливості налаштування - з великим вибором аксесуарів та опцій.
- Швидкість і економія - стерилізаційні цикли від 21 хвилини з сучасними системами водото- енергозбереження.
- Найкраще рішення - для лікарняних ЦСВ, фармацевтичних та біотехнологічних закладів.

Azteca A-666

Celitron Medical Technologies Kft.
Address: H-2600 Vác, Szent László str. 36. Hungary

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»
Офіційний представник в Україні
01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 360 03 00
info@celitron.com.ua
www.celitron.com.ua

celitron
WE THINK GREEN!

Компанія сертифікована ISO 9001 та ISO 13485, продукція має сертифікат CE



Прогресивні Стерилізаційні Рішення та
Оброблення Біомедичних Відходів

Серія Azteca A

Серія стерилізаторів Azteca A проводять пре-вакуумну і пост-вакуумну стерилізацію. Розроблені для стерилізації найвищого рівня. Призначені для використання в великих лікарнях (ЦСВ), а також фармацевтичних та біотехнологічних закладах.

Стерилізатори Azteca A здійснюють стерилізацію упакованих або не упакованих виробів: тканин, хірургічних інструментів, посуду та інших матеріалів, стійких до пару та термічної обробки від 121°C до 134 °C. Стерилізатори можуть бути оснащені внутрішніми парогенераторами, щоб забезпечити швидкі цикли з ефективним споживанням енергії та усунути залежність від зовнішнього джерела пари та якості пари.

Квадратна камера виконана з нержавіючої сталі марки 316L, зовнішні, внутрішні рами та системи трубопроводів виготовлені з конструкційної нержавіючої сталі. Фронтальна частина стерилізатора включає сервісну панель, яка забезпечує доступ до системи трубопроводів. Покращені ізоляційні технології забезпечують підвищення енергоефективності стерилізаторів.

Мікропроцесорна система управління, сучасна технологія Freescale, автоматично контролює всі операції. Система включає в себе 5,7-дюймовий цифровий РК-дисплей з кольоровим сенсорним екраном, самостійна дистанційна діагностика і підключення до ПК для зовнішнього документування та друку, забезпечуючи надійну, безпечну та зручну роботу.



СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Моделі серії Azteca A	A-446	A-456	A-501	A-666	A-669	A-6612	A-6615	A-6618
Розміри внутрішньої камери * Ш х В х Д	406 х 406 х 670 мм	500 х 500 х 735 мм	500 х 500 х 1035 мм	660 х 660 х 740 мм	660 х 660 х 1035 мм	660 х 660 х 1300 мм	660 х 660 х 1590 мм	660 х 660 х 2035 мм
Об'єм камери*	110 л	180 л	255 л	320 л (4 STU)	450 л (6 STU)	570 л (8 STU)	690 л (10 STU)	880 л (12 STU)
Зовнішні розміри Ш х В х Д	660 х 1900 х 910 мм	970 х 1800х 1010 мм	970 х 1800 х 1310 мм	1130 х 1960 х 1010 мм	1130 х 1960 х 1305 мм	1130 х 1960 х 1570 мм	1130 х 1960 х 1860 мм	1130 х 1960 х 2306 мм
Орієнтовна вага	350 кг	550 кг	750 кг	850 кг	1000 кг	1150 кг	1250 кг	1500 кг
Джерело струму**	3 фази 380-400 В, 50/60 Гц							
Потужність без парогенератора	2 кВт							
Потужність з парогенератором	12 кВт	18 кВт	27 кВт	27 кВт	36 кВт	54 кВт	63 кВт	72 кВт
Доступні цикли стерилізації	FШвидкий 134 ° C / Без упаковки 134 ° C / Упакований 134 ° C / Пріон 134 ° C / Пористий 121 ° C							
Доступні тестові цикли	Тест Bowie & Dick / вакуум							
Сенсорний екран	Кольоровий РК-дисплей 5.7 " - (10 "опціонально)							
Корпус / Кожух камери	Нержавіюча сталь / Нержавіюча сталь 316L							
Дверцята, кількість	1	1 чи 2	1 чи 2	1 чи 2	1 чи 2	1 чи 2	1 чи 2	1 чи 2
Дверцята, тип	Автоматичні вертикальні розсувні двері							

Доступні моделі з двома дверцятами

** Регулюється для різних систем напруги

Celitron Medical Technologies Kft. H-2600 Vác, Szent László str. 36. Hungary

www.celitron.com.ua

e-mail: info@celitron.com.ua

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ» Офіційний представник в Україні 01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182 Тел./факс: +38 044 360 03 00 .