




Рентген захисні підвісні системи

Pricelist IPL 2025



www.mavig.com

MAVIG



x *Page reference

Якісна продукція - виготовлено в Німеччині!

Традиції та Інновації

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

Компанія заснована в 1921 році в Лейпцигу. З моменту створення компанія спеціалізувалася на виробництві засобів захисту від рентгенівського випромінювання. Вже тоді сімейна компанія MAVIG дотримувалася принципу сучасної корпоративної філософії: "Клієнти і задоволення їхніх потреб є найвищим нашим пріоритетом".

В наступні десятиліття після заснування компанії виробництво безперервно зростало. Засоби захисту від рентгенівського опромінювання успішно продавалися по всьому світу під торговою маркою MAVIG. У 1983 році компанія MAVIG запустила новий завод в Мюнхені. Сучасні виробничі та адміністративні споруди було розширено до понад 5000 м², забезпечуючи належний простір для подальшого розвитку та інновацій.

У 1999 р. торгова назва "MAVIG" стала також і назвою компанії.



МАЙБУТНЄ

Вже майже 100 років MAVIG є успішним незалежним світовим новатором та виробником засобів захисту. Медичні продукти MAVIG якісні та надійні, відповідають найвищим міжнародним стандартам.

Ми прикладаємо всю нашу енергію та досвід для подальшого розвитку та реалізації високоякісних рішень, орієнтованих на клієнта. MAVIG інвестує величезну кількість ресурсів в оптимізацію існуючих продуктів та у створення продуктів наступного покоління.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ 100% ЯКІСТЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

MAVIG сертифікований згідно з відповідними європейськими стандартами:

- ISO 13485 (Система управління якістю медичних виробів)
- (EU) 2017/745 (MDR - Регламент Європейського Союзу щодо медичних приладів)
- (EU) 2016/425 (Положення про засоби індивідуального захисту)
- ISO 14971 (Система управління ризиками)
- IEC 60601 (Вимоги до медичного електрообладнання щодо базової безпеки та основних характеристик)
- 2006/42/EC (Директива про машини)

MAVIG® та Portegra® зареєстровані товарні знаки MAVIG GmbH.

Загальні умови

Ціни

Ціни можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Послуги, пов'язані з підготовкою до встановлення, складанням, інсталяцією або іншими послугами, не включаються до пропозиції.

Замовлення та запитання:

Будь ласка, надішліть e-mail на адресу: **vgd@mavig.com** (для замовлень та запитів у Німеччині) **info@mavig.com.ua** (для замовлень та запитів в Україні)

Або зателефонуйте: **+49 (0) 89 / 420 96 - 0** (Німеччина)

+38 (0) 228 84 17 (Україна)

Наша команда буде рада проконсультувати Вас особисто: **Німеччина:**

Понеділок – Четвер 8.00 - 17.00 (СЕТ)

П'ятниця 8.00 - 13.00 (СЕТ)

Україна:

Понеділок – П'ятниця 9.00 - 18.00 по Києву

ДОСТАВКА

У вартість товару входять витрати по доставці замовленого товару по Україні.

ОПЛАТА

Оплата здійснюється згідно українського законодавства, на рахунок компанії. Приймаються платежі від фізичних та юридичних осіб.

ПОВЕРНЕННЯ

Повернення або обмін товару відповідно до українського законодавства, можливо здійснити протягом 14 днів з моменту отримання товару та фіксації факту передачі. При цьому товар повинен бути в гарному стані в оригінальній упаковці.

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Ми просимо вас заздалегідь повідомити MAVIG по телефону або письмово, перш ніж повернути будь-який товар. Потім Ви отримаєте документи на обслуговування, що містять штрих-код, наклейку на повернення та форму для підтвердження знезараження. Якщо товари відправляються без підтвердження знезараження, MAVIG зобов'язаний юридично відмовити у прийнятті партії товару або повернути товар за ваш рахунок.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ З ЛІКАРЕНЬ ТА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в наші продукти або вміст каталогу.

Зміст

	Про компанію – Традиції та Інновації	3
	Загальні умови	4
	Зміст	5
PT2	Система Portegra2 °	6-23
	Огляд системи Portegra2	6-8
	Стельова рельсова доріжка	9
	Стельові пересувні колони	9-10
TS	Стационарні колони	10
	Стационарні колони TriPin	11
	Настінне та стельове кріплення	11
OT	Підвісні прозорі захисні екрани з Portegra2	12-14
	Багаторазове рентген захисне покриття	15
GD	Тримач моніторів (Portegra2)	16
	Комплект тримачів моніторів для Portegra2i	17
LE	Led лампи, опис / характеристики	18-19
	LЛампи з системою Portegra2	20-21
	Світлодіодна лампа YLED-1F в системі Acrobat® Swing	22
	Підвісна система Portegra2 (подовжувальна / пружинна рука)	23
HZA	Гібридна осьова підвісна система	24-28
GD	Підвісні моніторні системи	30-40
	Огляд підвісних моніторних систем	32-33
GD	Модель GD60 та GD60dual	34-37
	Модель GD50	38-39
	Модель GD42 та GD40	40
MD	Мобільні тримачі пристроїв 40-41	
	Модель MD71 (Тримач моніторів)	40
MD	Модель MD-69 (Мобільний тримач пристроїв)	41
	Модель MD73 (Мобільний тримач модулей управління)	41
UT	Захист нижньої частини тіла	42-51
	Модель UT70	44-45
	Моделі UT603x	46
	Модель UT69	47
UT	Модель UT6001	48
	Моделі UT30 / UT58-99	49
	Модель UT5001	50
	Моделі UT6010 та UT6020	51
WD	Мобільні ширми	52-57
	Моделі WD261 / WD261-S	52
	Моделі WD257 та WD302 / WD304	53
WD	Моделі WD204 та WD504	54-55
	Моделі WD300 та WD306	56
	Моделі WD260 та WD258	57
DGS	Рентген захисні вікна	58-59
GR	Рентген захисне скло	60
VH	Захисні жалюзі	61

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

Portegra2® – Підвісна модульна система для різних застосувань

Система може бути зібрана з окремих блоків і адаптована до індивідуальних вимог замовника. MAVIG також пропонує готові комплексні рішення.



PORTEGRA²



Підвісна система Portegra2, комбінація подовжувальної та пружинної руки Стор. 23

Комбінація лампи і підвісної системи

Стор. 18-21



Стельова рельсова доріжка та Стационарне кріплення



TS1001, -05



TS1002, -06

Стельові направляючі, аксесуари та котушка для змотування кабелю Стор.9



TS2031, -32



TS1501, -02, -03



TS20311, -21




TS15011, -21, -31

Стельові колони для пересувної системи Стор. 9



TS1515



TS1520



TS1524



TS1525

Елементи кріплення

Стор. 11



TS2020, -21, -22, -23



TS2001, -02, -03, -04, -05



TS2320, -21, -22

Стационарні колони

Стор. 10-11



Колони MAVIG оснащені одним або двома електричними штифтами для прямого підключення медичного освітлювача. Електричний контакт в цьому каталозі представлений світловим символом.

Прозорі захисні екрани з підвісною системою

Стор. 12-13



OT50001



OT50003



OT81001



OT54001



OT80001, -02, -03

Тримач моніторів та іншого обладнання

Стор. 16



GD4020



GD4210, -L, -XL



GD4220, -L, -XL



Тримач інжектора



Тримач інжектора

(Індивідуальне замовлення / по запиту)

Світовий стандарт безпечних підвісних систем та систем захисту від радіації – Portegra2®

PORTEGRA²

Протягом багатьох років підвісні системи рентген захисту MAVIG є найкращим рішенням для медичних закладів.

Підвісні системи Portegra2 від MAVIG - це висока якість конструкції оптимізована для щоденного використання в медичних клініках.

Максимальна безпека та максимальна гнучкість - характерні риси системи Portegra2.



Web: Portegra2

Зпатентовано MAVIG

- Стельове кріплення
- Гальмівний механізм для стельових систем
- Пружинна рука MAVIG Portegra2
- Внутрішня надійна пружина
- Визначені точки навантаження з заглибленням для кабеля
- Подвійна заглушка штифта

Безпека і висока продуктивність

- Максимальне навантаження до 18 кг на кожную підвісну руку (залежить від довжини)
- Сталева подовжувальна та пружинна руки забезпечують високу стійкість до зіткнень
- Відповідність UL та CE сертифікатам
- Зручний ергономічний дизайн
- Дозволяє здійснювати різні навантаження
- Легке регулювання пружинної руки
- Перевірка та тестування життєвого циклу


CEILING TRACKS AND ACCESSORIES



TS1001, -05



TS1002, -06



E-7110286



TS10B04

MAVIG встановлює стандарти в підвісних медичних системах та радіаційних захисних системах. Стельові рельсові доріжки призначені для універсального розташування різних медичних систем на стелі, включаючи рентген захисні прозорі екрани, світильники, інжектори, монітори та інше обладнання.

- Унікальний структурований профіль забезпечує плавне переміщення візка.
- Потрібне невелике зусилля для переміщення системи.
- Візок ковзає легко, навіть після багаторічного рутинного використання.
- Регульовані перехресні з'єднання спрощують установку системи.

Стандартні довжини рельсової системи 2,5 м і 4,0 м. Інші довжини доступні за запитом (не більше 5,0 м).

Артикул	Опис
TS1001	Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 2.5 м
TS1002	Універсальна стельова рельсова система, шир. 335 мм, довж. = 2.5 м, з катушкою для змотування кабелю (тільки для ламп)
TS1005	Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 4 м
TS1006	Універсальна стельова рельсова система, шир/ 335 мм, довж = 4 м, з катушкою для змотування кабелю (тільки для ламп)
E-TS10B06	Катушка для змотування кабелю (тільки для ламп) для систем довжиною = 2.5 м
E-TS10B03	Катушка для змотування кабелю (тільки для ламп) для систем довжиною = 4 м
TS10B04	Тримач кабелю, набір 3 шт (рекомендується для систем 2.5 м)
TS10B04/5	Тримач кабелю, набір 5 шт (рекомендується для систем 4 м)
E-7110286	Ручка для пересування колон Portegra2 по направляючим рейкам, довжина = 270 мм
TS100018	Набір з вирівнювальними пластинами для стелі, 10 шт

СТЕЛЬОВІ ПЕРЕСУВНІ КОЛОНИ





TS2031, -32



TS1501, -02, -03

Колони MAVIG для систем Portegra2

Міцна конструкція для максимальної безпеки. Багаторічні розробки привели нас до створення унікальних сталевих колон MAVIG. Надійна, міцна конструкція та її численні випробування гарантують найвищий рівень безпеки. Патентований гальмівний механізм є стандартним для всіх пересувних стельових систем. Гальмівний механізм тримає візок в фіксованому положенні всередині системи, таким чином забезпечується додаткова безпека при використанні.

Пересувна колона 360°

- Нижній штифт дозволяє повертати на 360°
- Верхній штифт електричний  поворотом на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18.0 кг (на кожен штифт)

Пересувна колона з двома штифтами

- Один електричний штифт  і один стандартний штифт на однаковій висоті
- Кожен штифт дозволяє поворот на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18,0 кг (на кожен штифт)

Артикул	Опис
TS2031	Пересувна колона на візку 360°, висота = 800 мм
TS2032	Пересувна колона на візку 360°, висота = 570 мм
TS1501	Пересувна колона з двома штифтами, висота = 800 мм
TS1502	Пересувна колона з двома штифтами, висота = 580 мм
TS1503	Пересувна колона з двома штифтами, висота = 460 мм
Опціональна комплектація: Пересувна колона 360°: мінімальна довжина = 530 мм	
Пересувна колона з двома штифтами: мінімальна довжина = 420 мм	

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

ПЕРЕСУВНА КОЛОНА З РОЗПІРНИМИ БОЛТАМИ



Колона з двома штифтами та Одинарна колонна з розпірними болтами на візку

Колони з розпірними болтами дозволяють безпечно встановити додаткову другу колонну на стельову доріжку.


- Колонна з двома штифтами: один електричний штифт і один стандартний штифт
- Колонна 360°: верхній, фіксований електричний, обертання 360° на нижньому штифті
- Верхні штифти дозволяють обертання на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18,0 кг (на кожен штифт)
- Довжина розпірного болта: 180 мм плюс гумовий буфер



Артикул Опис

TS20311	Пересувна колонна на візку 360°, з розпірними болтами, висота = 800 мм
TS20321	Пересувна колонна на візку 360°, з розпірними болтами, висота = 570 мм
TS15011	Пересувна колонна з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 800 мм
TS15021	Пересувна колонна з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 580 мм
TS15031	Пересувна колонна з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 460 мм

СТАЦІОНАРНІ КОЛОНИ



TS2020, -21, -22, -23



TS2001, -02, -03, -04, -05

Стаціонарні колони MAVIG для систем Portegra2

Міцна конструкція для максимальної безпеки. Багаторічні розробки привели нас до створення унікальних сталевих колон MAVIG. Надійна, міцна конструкція проходить численні випробування та гарантує найвищий рівень безпеки. Патентоване кріплення на стелю забезпечує додатковий рівень захисту, що перешкоджає падінню системи, якщо основне кріплення відходить від стелі.

Стаціонарні колони 360°

- Нижній штифт поворот на 360°
- Верхній фіксований електричний штифт з поворотом на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18.0 кг (на кожен штифт)

Колони з двома штифтами

- Один електричний штифт та один стандартний штифт на тій же висоті
- Кожен штифт поворот на 235°
- Максимальне навантаження на пружинну руку: 18.0 кг (на кожен штифт)
- Другий електричний штифт доступний за запитом.

Артикул Опис

TS2020	Стаціонарна колонна 360°, висота = 1000 мм
TS2021	Стаціонарна колонна 360°, висота = 850 мм
TS2022	Стаціонарна колонна 360°, висота = 650 мм
TS2023	Стаціонарна колонна 360°, висота = 580 мм

TS2001	Стаціонарна колонна з двома штифтами, висота = 1000 мм
TS2002	Стаціонарна колонна з двома штифтами, висота = 850 мм
TS2003	Стаціонарна колонна з двома штифтами, висота = 580 мм
TS2004	Стаціонарна колонна з двома штифтами, висота = 650 мм
TS2005	Стаціонарна колонна з двома штифтами, висота = 460 мм

E-TS20B05 Електричний інсталяційний комплект для всіх стаціонарних колон

Опціональна комплектація: Стаціонарна колонна 360°: мінімальна довжина = 530 мм
Стаціонарна колонна з двома штифтами: мінімальна довжина = 420 мм

СТАЦІОНАРНІ КОЛОНИ TRiPin



Колони MAVIG TriPin для систем Portegra2

Серія інноваційних стельових колон TriPin розширює успішну лінійку підвісних систем Portegra2, забезпечуючи зручне управління трьома пристроями в одній компактній системі. Система Portegra2 з поворотом на 360° гарантує найвищий рівень безпеки та найкраще позиціонування.

Колони MAVIG TriPin оснащені стандартно двома електричними з'єднаннями/штифтами для фіксованих систем.

Стаціонарні колони TriPin

- Три штифти для кріплення
- Обидва верхні штифти призначені для поворотів на 235°; нижній штифт 360°
- Електричне підключення: 3-жильні ковзаючі контакти
- Максимальне навантаження 18,0 кг для кожного монтажного кронштейна
- Різна висота колон, щоб відповідати висоті кімнати
- Сумісність з існуючими монтажними плитами Portegra2 та підвісками
- Включає захисний елемент для кабелю


Артикул

Опис

TS2320	Стаціонарні колони TriPin, висота = 1000 мм
TS2321	Стаціонарні колони TriPin, висота = 850 мм
TS2322	Стаціонарні колони TriPin, висота = 580 мм

Опціональна комплектація: Стаціонарна колона TriPin: мінімальна висота = 530 мм
Висота вимірюється від верхнього фланця до нижньої частини конструкції колони.

Монтажне кріплення



Артикул

Опис

- TS1515** Настінне кріплення для системи Portegra2, макс. навантаження 10 кг для подовжувальної руки 950 мм і макс. 13 кг для подовжувальної руки 750 мм.
- TS1515R** Настінне кріплення з підсиленою базовою плитою для системи Portegra2, макс. навантаження 13 кг для подовжувальної руки 950 мм і макс. 15 кг для подовжувальної руки 750 мм.
- TS1515E** Настінне кріплення подібне TS1515, але з 3-жильними ковзаючими контактами.
- TS1520** Монтажна плита 700 x 400 x 10 мм (Д x Ш x Г) для кріплення стаціонарної колони до стелі / системи (Unistrut®)
- TS1521** Монтажна плита 740 x 400 x 10 мм (Д x Ш x Г), для кріплення стаціонарної колони до стелі / системи (Unistrut®)
- TS1524** Регульована опорна несуча конструкція / стельова підвіска для Portegra2 (300 x 300 мм) можливе регулювання висоти від 100 до 625 мм
- TS1525** Зварена опорна несуча конструкція / стельова підвіска для Portegra2 (500 x 500 мм) з можливістю вибору висоти від 200 до 900 мм, інші спеціальні довжини за запитом

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

Захист від розсіяного випромінювання в положенні сидючи, для обличчя та щитовидної залози



Web: Shields

ІННОВАЦІЙНИЙ РЕНТГЕН ЗАХИСТ OT81/OT91

- Ефективний рентген захист для голови оператора
- Оптимізовано для процедур, що проводяться у літотомічному положенні
- Значне зниження впливу розсіяного випромінювання, особливо на кришталік ока
- Ідеальна форма захисного екрану із прозорого просвинцьованого акрилу
- Сумісна з раніше встановленими стельовими підвісними системами Portegra2
- Спеціально розроблені стерильні одноразові чохла для нижньої третини екрану для ідеальної посадки та чіткого огляду

ПРОЗОРІ ЕКРАНИ В КОМПЛЕКТІ З ПІДВІСНОЮ СИСТЕМОЮ PORTEGRA2



Легке та просте управління безпечним захистом від радіації

Захисні акрилові екрани мають свинцевий еквівалент Pb 0,50 мм. Висока прозорість екранів забезпечує найкращу видимість, гарантуючи надзвичайно низький ризик отримання травм для персоналу та пацієнтів завдяки закругленим кутам та краям, а також матеріалу, що стійкий до ударів.

У надзвичайних ситуаціях екран можна швидко та легко перемістити зі шляху.

Рентген захисні екрани для Portegra2 мають різні довжини підвісної руки: підвісний кронштейн довжиною 75 см (стандартно)
підвісний кронштейн довжиною 95 см (додатково)

Артикул	Опис
OT50001	Прозорий акриловий екран OT25B05: розміри 600 x 760 мм, з'єднувальний стержень 800 мм, Pb 0,50 мм, з вирізаним контуром для розміщення над пацієнтом, вага 9,8 кг, управляється ручкою (може зніматися), ручка кріпиться на з'єднувальному стержні. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U010, 750/910 мм, не електрична
OT90001	Прозорий акриловий екран OT25B05 подібний до OT50001, вага 9,8 кг, але з подовжувальною рукою 950 мм
OT50001I	Прозорий акриловий екран OT25B05, подібний OT50001, але зворотній для лівої сторони пацієнта
STEA-OT5	Стерильні одноразові чохла 50 шт, повне закриття екрану, для OT50001, OT50001I
OT50003	Прозорий акриловий екран OT40B04: розміри 760 x 600 мм, Pb 0,50 мм, вага 10,8 кг, з бічним управлінням, з вирізаним контуром для розміщення над пацієнтом. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U030, 750/910 мм, не електрична
OT54001	Прозорий просвинцьований акриловий екран (OT54B01) зі спеціальним вирізом у формі тіла та рентген захисними панелями (стандартний свинець) з доступом до променевої та стегнової артерій, центрально спрямований, зі знімною та регульованою по висоті ручкою, плюс коробка з 50 стерильними одноразовими чохлами (STEA-OT4), вага: 13,7 кг. Розміри екрану: 780 x 900 мм (Ш x В), еквівалент свинцю 0,50 мм Pb, з'єднувальний елемент 500 мм. В комплект включено неелектричну, попередньо налаштовану підвісну систему Portegra2 (OT60U030) Довжина: подовжувальна рука 750 мм / пружинна рука 910 мм
OT54001I	Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT54001, вага 13,7 кг, але зворотній для лівої сторони пацієнта
OT94001	Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT54001, вага 13,7 кг, але з подовжувальною рукою 950 мм
OT94001I	Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT94001, вага 13,7 кг, але зворотній для лівої сторони пацієнта
STEA-OT4	50 стерильних одноразових чохла повного закриття екрану для: OT54001, OT94001, OT54001I, OT94001I
OT80001	Прозорий акриловий екран OT40B01: розміри 400 x 300 мм, вага 6,4 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням, з гнучкими гумовими панелями та гігієнічним ПВХ покриттям. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U040, 750/910 мм, не електрична
OT80002	Прозорий акриловий екран OT40B02: розміри 500 x 380 мм, вага 8,9 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням, з гнучкими гумовими панелями з гігієнічним ПВХ покриттям. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT60U010, 750/910 мм, неелектрична
OT80003	Прозорий акриловий екран OT40B03: розміри 760 x 350 мм, вага 11,5 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням, з гнучкими гумовими панелями з гігієнічним ПВХ покриттям. В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U010, 750/910 мм, не електрична

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

РЕНТГЕН ЗАХИСТ ОБЛИЧЧЯ ТА ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ З ПІДВІСНОЮ СИСТЕМОЮ ORTEGRA2



Ефективний радіаційний захист повинен враховувати особливості, наприклад, під час обстежень у літотомічному положенні. Нещодавно розроблена конструкція чудово підходить для ситуацій коли місце огляду є дуже обмеженими, і лікар повинен знаходитись у безпосередній близькості від пацієнта.

- Ефективний захист від радіації голови та щитовидної залози
- Оптимізовано для обстежень з обмеженим простором, поряд з пацієнтом
- Різко зменшує розсіяне опромінення кристаліка ока
- Оптимальна форма екрану, виготовлена з прозорого свинцевого акрилу
- Повна сумісність з нашими системами Portegra2
- Можливість використання одноразових стерильних чохлах для нижньої третини захисного екрану

Рентген захисні екрани для Portegra2 мають різні довжини підвісної руки:

підвісний кронштейн довжиною 75 см (стандартно)
підвісний кронштейн довжиною 95 см (додатково 55 EURj)

Артикул	Опис
OT81001	Прозорий свинцевий акриловий екран (OT40B05), наприклад для урологічних процедур у літотомічному положенні з центральним керуванням, плюс коробка з 50 стерильними одноразовими чохлами (STEA-OT6) Розміри екрану: 280 x 420 мм (Ш x В), еквівалент свинцю Pb 0,50 мм, вага: 4,8 кг В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U020, 750/910 мм, не електрична
OT91001	Прозорий акриловий екран OT40B05 подібний OT81001, вага: 4,8 кг, але з подовжувальною рукою 950 мм
► STEA-OT6	50 стерильних одноразових чохлах для систем: OT81001, OT91001

БАГАТОРАЗОВЕ РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ



ST-FS5AMM для стегнового доступу




ST-RZ5AMM для радіального доступу

Наше економічне багаторазове покриття має ергономічну форму, забезпечує відмінний захист, при цьому максимально компактне для комфорту пацієнта.

Особлива увага приділяється застосуванню: спеціальний виріз для стегового доступу та плавний виріз справа для радіального доступу.

Для безпечного зберігання ми рекомендуємо нашу настінну систему AW412.



AW412

За допомогою стерильних чохлах захисне покриття може бути розміщено на тілі пацієнта, його можна швидко перемістити або забрати.

Артикул	Опис	Prices see IPL PPE
ST-FS5AMM	Покриття з вирізом для стегового доступу, Pb 0.50 мм. з комплектом 50 стерильних чохлах.	-
ST-RZ5AMM	Покриття для радіального доступу Pb 0.50 мм з комплектом 50 стерильних чохлах.	-
▶ STEA-FSAM	50 стерильних чохлах для рентген захисного покриття ST-FS5AMM	-
▶ STEA-RZAM	50 стерильних чохлах для рентген захисного покриття ST-RZ5AMM	-
AW412	Настінна система зберігання багаторазового рентген захисного покриття	-

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

ТРИМАЧ МОНІТОРІВ, СУМІСНИЙ З СИСТЕМОЮ ORTEGRA2



GD4210 i GD4220

Тримач моніторів одного або двох дисплеїв.
Зовнішні кабелі.
Максимальне навантаження до 15 кг

Артикул	Опис
GD4210	Тримач монітора* для одного монітора до 19 дюймів, адаптер VESA 75/100 мм Вага нетто: 2,5 кг, максимальне навантаження на тримач монітора: 15,5 кг (залежно від версії)
GD4210-L	Тримач монітора* для одного монітора до 21 дюймів/24 дюймів, адаптер VESA 75/100 мм Вага нетто: 2,6 кг, максимальне навантаження на тримач монітора: 15,4 кг (залежно від версії)
GD4210-XL	Тримач монітора* для одного монітора до 27 дюймів, адаптер VESA 75/100 мм Вага нетто: 2,8 кг, макс. Навантаження на тримач монітора: 15,2 кг (залежно від версії)
GD4220	Тримач двох моніторів* для моніторів до 19 дюймів, адаптер VESA 100 мм, горизонтальне розташування Вага нетто: 3,0 кг, максимальне навантаження на тримач монітора: 15,0 кг (залежно від версії)
GD4220-L	Тримач двох моніторів* для моніторів до 21 дюймів/24 дюймів, адаптер VESA 100 мм, горизонтальне розташування Вага нетто: 3,5 кг, максимальне навантаження на тримач : 14,5 кг (залежно від версії)
GD4220-XL	Тримач двох моніторів* для моніторів до 24 дюймів/26 дюймів, адаптер VESA 100 мм, горизонтальне розташування Вага нетто: 3,8 кг, максимальне навантаження на тримач: 14,2 кг (залежно від версії)
GD4220-V	Тримач вох моніторів* для моніторів до 19 дюймів/24 дюймів, адаптер VESA 100 мм, вертикальне розташування (регульована висота), (регульована висота), Вага нетто: 4,7 кг, максимальне навантаження на тримач 13,3 кг (залежно від версії)

* Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).

- ▶ Примітка. Для замовлення правильної підвісної системи потрібно вказувати вагу монітора та кабелів.



GD4020

Гнучкий тримач одного дисплея.
Двосторонній шарнірний тримач, що забезпечує широкий діапазон різних кутів огляду. У разі незначних зіткнень монітор рухається в бік.

Зовнішні кабелі.
Максимальне навантаження до 10 кг.

Артикул	Опис
GD4020	Тримач для одного монітора* від 15 до 17 дюймів, адаптер VESA 100 мм Вага нетто: 1,7 кг, максимальне навантаження на тримач монітора: 10,0 кг (залежно від версії)

* Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).

- ▶ Примітка. Для замовлення правильної підвісної системи потрібно вказувати вагу монітора та кабелів.

ПІДВІСНА МОНІТОРНА СИСТЕМА ORTEGRA2i З ІНТЕГРОВАНИМ КАБЕЛЕМ



Інноваційне та універсальне рішення для підвісних стельових систем з внутрішнім кабелем.

Зростаючі зміни в інтервенційній медицині, такі як гібридні приміщення або суворіші гігієнічні вимоги, посилюють потребу у внутрішній електропроводці.

Щоб задовольнити вимоги наших клієнтів, MAVIG продовжив розробку своєї добре відомої підвісної системи Portegra2, щоб забезпечити внутрішнє з'єднання кабелів для передачі даних / зображень.

Внутрішній кабель передачі даних CAT 7 передає сигнал через систему та повинен бути поєднаний з різними кінцевими адаптерами для сумісності з вашим монітором або пристроєм (наприклад, DVI, VGA або іншими). Довжина кабелю: CAT 7 = 30 м, живлення = 5 м, заземлення = 3 м



Набір з TriPin колоною

В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна колона TriPin висотою 1000 мм, можливі варіанти 850 мм чи 580 мм, підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів розміром до 24 дюймів / 26 дюймів. Внутрішнє підключення забезпечується кабелями передачі даних та живлення CAT 7.

Артикул	Portegra2i Колона / висота	Подовжувальна рука	Тримач моніторів
PT2ITP71	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	750 мм	GD4210i для одного монітору
PT2ITP72	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	750 мм	GD4220i для двох моніторів
PT2ITP91	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	950 мм	GD4210i для одного монітору
PT2ITP92	TriPin / 1000, 850 чи 580 мм	950 мм	GD4220i для двох моніторів



Набір з колоною 360°

В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна колона 360° висотою 1000 мм, можливі варіанти 850 мм чи 580 мм, підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів до 24 "/ 26". Внутрішній кабель даних CAT 7.

Артикул Portegra2i Колона / висота	Подовжувальна рука	Тримач моніторів
PT2I36071	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	750 мм
PT2I36072	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	750 мм
PT2I36091	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	950 мм
PT2I36092	360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм	950 мм



Набір з подвійною колоною

В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна подвійна колона висотою 1000 мм, можливі варіанти 850 мм чи 580 мм, підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів до 24 "/ 26". Внутрішній кабель даних CAT 7.

Артикул Portegra2i Колона / висота	Подовжувальна рука	Тримач моніторів
PT2ITW71	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	750 мм
PT2ITW72	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	750 мм
PT2ITW91	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	950 мм
PT2ITW92	Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм	950 мм

► Примітка: Для правильного замовлення підвісної системи потрібно мати специфікацію моніторів та знати їх вагу.

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

LED Світильники

Огляд і технічні характеристики

Лампи останнього покоління зі світлодіодною технологією дозволяють медичним працівникам працювати і концентрувати увагу протягом тривалого часу без втоми.

Світлодіодні лампи призначені для забезпечення найкращої освітленості в області інтересу, з природною передачею кольору, точним освітленням і легким позиціонуванням корпусу лампи.



Web: Lights



Технічні дані	LED120F	YLED-1F	LED150F
Артикул лампи, включено підвісну систему (подовжувальна рука 750 мм)	LE70041	LE7017100	LE7026100
Артикул лампи, включено підвісну систему (подовжувальна рука 950 мм)	LE90041	LE9017100	LE9026100
Артикул лампи, включено тільки пружинну руку	-	LE6017100	LE6026100
Інтенсивність світла (на відстані 1м)	50,000 lx	70,000 lx	110,000 lx
Кольорова температура (± 200 K)	4500 K	4100 K	4500 K
Індекс передачі кольору R _a	96	95	96
Діаметр світлового поля (на відстані 1м)	130 - 180 mm	140 - 250 mm	160 - 240 mm
Електронний контроль яскравості	50 % - 100 %	50 % - 100 %	50 % - 100 %
		5 % (Endo)	5 % (Endo)
Підвищення температури в області голови	0.5 K	0.5 K	0.5 K
Споживана потужність	9 VA	24 VA	24 VA
Напруга та частота мережі (100–240 VAC, 50–60 Hz)	✓	✓	✓
Блок живлення	Зовнішній	► Вбудований	Зовнішній
Кількість LED елементів	12	17	26
Середня тривалість роботи	≥ 60,000 h	≥ 60,000 h	≥ 60,000 h
Робочий діапазон	70 - 140 cm	70 - 140 cm	70 - 140 cm
Регулювання висоти (на системі Portegra2)	117 cm	117 cm	117 cm
Ручка, що стерилізується	✓	✓	✓
Розмір корпусу лампи	29 cm Ø	28 x 36 cm	40 cm Ø
Вбудована HD камера (бездротова)	-	-	-
Вага	1.9 kg	2.4 kg	3.5 kg
Не містить забруднюючих речовин відповідно до Директиви ЄС	2011/65/EU Відповідає RoHS	2011/65/EU Відповідає RoHS	2011/65/EU Відповідає RoHS
Клас захисту IP	IP42	► IP44	IP42
Клас	V0	V0	V0
Директива про медичні товари	2017/745 ✓	✓	✓
Застосування відповідно до	DIn VDE 0100-710 ✓	✓	✓
Сертифіковано	CE / NRTL	CE / NRTL	CE / NRTL

Завдяки тривалому терміну роботи не менше 60 000 годин, або чотири з половиною роки, наші лампи допомагають захистити навколишнє середовище. Світлодіоди також нечутливі до вібрацій. Це дозволяє використовувати їх в умовах найвищих механічних навантажень.



LED2 SC	LED3 SC	LED6 MC		
LE70044 LE90044 LE70044FA	LE70072 LE90072 LE70072FA	LE7069111 - LE6069111	LE7069111L - LE6069111L	LE7069111KVS - LE6069111KVS
115,000 lx 4500 K 96 160 - 230 mm 50 % - 100 % 5 % (Endo) 0.5 K	160,000 lx 4500 K 96 160 - 230 mm 50 % - 100 % 5 % (Endo) 0.5 K	160,000 lx 3750 - 4750 K ► 98 180 - 300 mm 30 % - 100 % 5 % (Endo) 0.5 K	160,000 lx 3750 - 4750 K ► 98 180 - 300 mm 30 % - 100 % 5 % (Endo) 0.5 K	160,000 lx 3750 - 4750 K ► 98 180 - 300 mm 30 % - 100 % 5 % (Endo) 0.5 K
26 VA ✓ Зовнішній	30 VA ✓ Зовнішній	87 VA ✓ Зовнішній	87 VA ✓ Зовнішній	92 VA ✓ Зовнішній
21 ≥ 60,000 h 60 - 150 cm 117 cm ✓ 49 cm Ø - 11.5 kg	28 ≥ 60,000 h 60 - 150 cm 117 cm ✓ 57 cm Ø - 15.2 kg	69 ≥ 60,000 h 60 - 150 cm 117 cm ✓ 58 cm Ø - 16.0 kg	69 ≥ 60,000 h 60 - 150 cm 117 cm ✓ 58 cm Ø - 16.2 kg	66 ≥ 60,000 h 60 - 150 cm 117 cm ✓ 58 cm Ø ► optional 16.5 kg (only LED6)
2011/65/EU Відповідає RoHS IP42 V0 ✓ ✓ CE / NRTL	2011/65/EU Відповідає RoHS IP42 V0 ✓ ✓ CE / NRTL	2011/65/EU Відповідає RoHS ► IP54 V0 ✓ ✓ CE / NRTL	2011/65/EU Відповідає RoHS ► IP54 V0 ✓ ✓ CE / NRTL	2011/65/EU Відповідає RoHS ► IP53 V0 ✓ ✓ CE / NRTL

LED світильник

**Сфокусований. Ефективний.
Функціональний.**

- ▶ Споживана потужність 87 ВА (без камери)
- ▶ Висока інтенсивність світла: 160.000 Lux
- ▶ Автоматичне керування тінями
- ▶ Індекс кольоропередачі Ra 98
- ▶ Клас захисту: IP54 / IP53
- ▶ Чудове глибинне освітлення
- ▶ Широкий діапазон фокусування

LED6 MC

Багатокольорове світлодіодне освітлення
для операційної

LE7069111, LE7069111L, LE7069111KVS

МЕДИЧНІ ОСВІТЛЮВАЧІ З СИСТЕМОЮ ORTEGRA2

Найсучасніші технології

Наші світлодіодні лампи дозволяють забезпечити оптимальні умови обстеження та експлуатації завдяки:

- ▶ Пластична глибина освітленості
- ▶ Інтенсивність світла до 160 000 люкс
- ▶ Зниження теплового випромінювання до абсолютного мінімуму (<0,5 K)
- ▶ Висококонтрастна кольоропередача R_a 96, для виявлення найтонших кольорових нюансів у тканинах

Усі світильники сертифіковані та поставляються, включаючи відповідну подовжувальну ручку довжиною 750 або 950 мм та пружину 910 мм.

YLED


LE7017100, LE9017100



LE70041



LE70044



Відео камера (опція)

LED lights for Portegra2 are available with different extension arm lengths:

Extension arm length 750 mm (Standard)
Extension arm length 950 mm (

Артикул	Опис	Lux
LE70041	LED120F, фокусуюча світлодіодна оглядова лампа, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U550): електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника	50,000
LE90041	LED120F, схожа на LE70041, але підвісна система (LE90U510): подовжувальна рука 950 мм	50,000
LE7017100	YLED-1F, фокусуюча світлодіодна лампа для огляду та малої хірургії, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U550): електрична, 750/910, розрахована для утримання ваги світильника	70,000
LE9017100	YLED-1F, схожа на LE7017100, але підвісна система (LE90U510): подовжувальна рука 950 мм	
LE7026100	LED150F, фокусуюча світлодіодна лампа для огляду та малої хірургії, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система Portegra2 (LE70U550): електрична, 750/910, розрахована для утримання ваги світильника	110,000
LE9026100	LED150F, схожа на LE7026100, але підвісна система (LE90U510): подовжувальна рука 950 мм	110,000
LE70044	LED2 SC, одноколірна світлодіодна лампа для огляду та малої хірургії, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система LE70U626: електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника	115,000
LE90044	LED2 SC, схожа на LE70044, але підвісна система (LE90U620): подовжувальна рука 950 мм	115,000
LE70072	LED3 SC, одноколірна хірургічна світлодіодна лампа, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система LE70U620: електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника.	160,000
LE90072	LED3 SC, схожа на LE70072, але підвісна система (LE90U620): подовжувальна рука 950 мм	160,000
LE7069111	LED6 MC, багатоколірна хірургічна світлодіодна лампа, ручка, що стерилізується. В комплект входить підвісна система (LE70U628): електрична, 750/910 мм, розрахована для утримання ваги світильника.	160,000
LE7069111L	LED6 MC, схожа на LE7069111, але включає лазерну указку (L)	160,000
LE7069111KVS	LED6 MC, схожа на LE7069111, без лазерної указки, але включає підготовку під камеру (KV) тінюве управління (S)	160,000
E-7110081	Запасна / додаткова ручка, що стерилізується для всіх моделей світлодіодних ламп MAVIG	

Світильник 6 MC lamp (KVS variant) можна додатково оснастити відеокамерою

Артикул	Опис
KAM02	HD бездротова камера для LE7069111KVS (LED6 MC з підготовкою для камери, див. вище), 30x оптичне збільшення, 12x цифрове збільшення, роздільна здатність 1920 x 1080 pixels, автофокусування, автоматичне управління яскравістю. Включає в себе блок управління (дистанційне управління) для відеосистеми
TAB01	Настінний пульт для дистанційного керування однією лампою, накладний
TAB02	Настінний пульт для дистанційного керування однією лампою, накладний

Медичний лед світильник YLED-1F з системою ACROBAT SWING



Стьєлова лампа Acrobat Swing



Мобільна лампа Acrobat Swing

Медичний лед світильник з системою Acrobat Swing

- Довжина стельової колони: 680 мм
- Висота мобільної конструкції: 1750 мм
- Подовжувальна рука 800 мм, пружинна рука 720 мм (стельова система)
- Регулювання пружинної руки: +35° вгору і -45° вниз
= регулювання висоти (мобільна система Acrobat Swing) при бл. 123 см
- Довжина кабелю для мобільної версії 3м.

Артикул	Опис
LE5117100	YLED-1F, фокусуюча LED лампа з ручкою, що стерилізується вбудований блок живлення, стельова колона, подовжувальна та пружинна руки
LE5217100	YLED-1F, фокусуюча LED лампа з ручкою, що стерилізується, вбудований блок живлення, мобільна система, пружинна рука

ПІДВІСНА СИСТЕМА PORTEGRA2 (ПОДОВЖУВАЛЬНА / ПРУЖИННА РУКИ) ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДО 18.0 КГ



Запатентовані заходи безпеки:

Вдосконалений запобіжний хомут та надійна пружинна система дозволяє запобігти розриву з'єднань і забезпечують тривалий і безвідмовний термін служби системи.

Внутрішній сталевий страхувальний трос забезпечує максимальну безпеку навіть після багатьох років використання.

Підвісна система MAVIG Portegra2 забезпечує максимальну безпеку.

Підвісна система MAVIG Portegra2 забезпечує мобільність, необхідну для того, щоб захист від радіації та інше обладнання завжди можна було розташувати там, де це потрібно. Захисні екрани, світильники, монітори, інжектори та інші аксесуари можуть бути приєднані до даної системи. Підвісна система забезпечує широкий діапазон використання різних вагових категорій обладнання, що кріпиться:

- Горизонтальна подовжувальна рука 75 або 95 см, пружинна рука 91 см
- Несуча здатність підвісної системи, три вагових діапазона: 3.5 - 7.0 кг, 7.0 - 12.0 кг, 12.0 - 18.0 кг
- Пластикові кришки, що поглинають удари і захищають від ушкоджень при зіткненнях
- Внутрішній сталевий кабель забезпечує безпечну підтримку навіть після багаторічного використання
- Спеціально розроблений хомут гарантує гарне з'єднання з обладнанням

Підвісну систему Portegra2 можна замовити з подовжувальною рукою короткою (750 мм) або довгою (950 мм), електрична або неелектрична



Артикул	Опис
E-LE75-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE75-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE75-120180	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 18,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE95-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE95-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-LE95-120150	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 15,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT75-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT75-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT75-120180	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 18,0 кг, подовжувальна рука 750 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT95-3570	Підвісна система: вага навантаження 3,5 - 7,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT95-70120	Підвісна система: вага навантаження 7,0 - 12,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм
E-OT95-120150	Підвісна система: вага навантаження 12,0 - 15,0 кг, подовжувальна рука 950 мм, пружинна рука 910 мм

Електрична

Не електрична

TS

OT

GD

LE

HZ

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

Гібридна підвісна система надзвичайно довгі горизонтальні руки, велика зона охоплення

Ця підвісна система оснащена надзвичайно довгими горизонтальними руками, що дозволяє мати велику зону охоплення. Це особливо корисно для переповненого стельового простору в сьогоdnішніх багатофункціональних приміщеннях, таких як так звані "гібридні кімнати", або для зберігання необхідного обладнання поза межами стерильної зони.

Система може включати одну або дві руки, кожна з яких здатна нести навантаження до 21 кг. З обертанням на 360 градусів і довгими руками, гібридна центральна вісь забезпечує велику гнучкість щодо планування приміщень та вимог по розміщенню обладнання.



Тримач інструментів



Тримач інжектора


Світильники для гібридної підвісної системи



LE6017100



LE6026100




LE70044FA



LE70072FA



LE6069111,
LE6069111L, -KVS




Камера

стор. 18 - 21



Це модульна система, комплектується індивідуально, відповідно до
Ваших потреб.
Звичайно, ми завжди раді допомогти Вам порадою щодо різних
можливих комбінацій.



HZP03, Mounting plate

CY0005, Cover



GD60D012, GD60D022, GD60D042

Стельові монтажні елементи


Стор. 26 - 27



HZAUC00200 - HZAUC00500

Стельова колона різної довжини (кришки доступні окремо)

Стор. 27



CY0001, CY0002, CY0003, CY0004

Різні двосекційні кришки для стельових колон

Стор. 27



HZAUC100E, HZAUC100K, HZAUC200EK

Одинарна або подвійна подовжувальна рука,
електрична / не

Стор. 27

Прозорі захисні екрани

див. стор. 12 - 13



OT50001FA



OT54001FA



OT80002FA



OT50003FA

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR



ГІБРИДНА ПІДВІСНА СИСТЕМА

Можна підбирати
індивідуальну
комплектацію до двох
пристроїв з макс. вагою до
21 кг кожен



ДОДАТКОВИЙ АДАПТЕР. Купуючи нову гібридну центральну ось від MAVIG, ви можете продовжувати використовувати своє попереднє обладнання (екрани, освітлення).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для правильного встановлення пружинних важелів Portegra2 на нові подовжувальні важелі HCA потрібен адаптер.

Артикул

E-6600038


Адаптер HCA до пружинного важеля PT2, із заглушками

Стельові монтажні елементи для Гібридної підвісної системи

Монтажна плата або стельова конструкція змінної висоти

Монтажна плата (HZIP03) і стельові підставки (HZIP01, HZIP02) дозволяють адаптувати установку до відповідної стелі. Не має значення, чи встановлена система на суцільній стелі, на направляючих (HALFEN / Unistrut®) або на підвісній стелі.

Таким чином, нерівномірність стелі можна компенсувати без особливих зусиль.
Замовник може самостійно відрегулювати бажану довжину стельових конструкцій.



e.g.: HZIP03, GD60D042

Гібридна система центральної осі дає вам можливість індивідуально зібрати потрібну вам систему з різноманітних компонентів.

Артикул	Опис
GD60D042	Довга підвісна опора (змінна відстань: 610 - 1115 мм), включаючи ізоляцію та монтажну пластину
GD60D022	Середня підвісна опора (змінна відстань: 175 - 610 мм), включаючи монтажну пластину
GD60D012	Коротка підвісна опора (змінна відстань: 70 - 175 мм), включаючи монтажну пластину
HZP03	Стельова монтажна плита, 20 x 590 x 740 мм (В x Ш x Г), підходить для систем HALFEN/Unistrut®), включаючи монтажні аксесуари для стельової колони HCA
CY0005	Кришка для стельової монтажної плити HZP03, двосекційна, 78 x 600 x 750 мм (В x Ш x Г)
HZAUC00125	Стельова колона 125 мм
HZAUC00200	Стельова колона 200 мм
HZAUC00300	Стельова колона 300 мм
HZAUC00400	Стельова колона 400 мм
HZAUC00500	Стельова колона 500 мм
HZAUC00600	Стельова колона 600 мм
HZAUC00800	Стельова колона 800 мм
HZAUC01000	Стельова колона 1000 мм
HZAUC01200	Стельова колона 1200 мм
<i>Інші довжини колон на запит</i>	
CY0001	Кришка колони, двосекційна (Ø 360 мм, висота 124 мм)
CY0002	Кришка колони, двосекційна (Ø 600 мм, висота 152 мм)
CY0003	Кришка колони, двосекційна (Ø 600 мм, висота 52 мм)
CY0004	Кришка колони, двосекційна (Ø 600 мм, висота 4 мм)
<i>Альтернативні компоненти: Стельова колона, включаючи кришку колони</i>	
HZACCY010125	Стельова колона 125 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY010200	Стельова колона 200 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY010300	Стельова колона 300 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY010400	Стельова колона 400 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY010500	Стельова колона 500 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY010600	Стельова колона 600 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY010800	Стельова колона 800 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY011000	Стельова колона 1000 мм з кришкою колони CY0001
HZACCY011200	Стельова колона 1200 мм з кришкою колони CY0001
<i>Змінно-регульований обмежувач обертання в всіх варіантах подовжувальних кронштейнів (одинарний/подвійний)</i>	
HZAUC100K135	1350 мм Одинарна подовжувальна рука: неелектрична
HZAUC100K150	1500 мм Одинарна подовжувальна рука: неелектрична
HZAUC100K165	1650 мм Одинарна подовжувальна рука: неелектрична
HZAUC100K180	1800 мм Одинарна подовжувальна рука: неелектрична
HZAUC100K195	1950 мм Одинарна подовжувальна рука: неелектрична
HZAUC100K210	2100 мм Одинарна подовжувальна рука: неелектрична
HZAUC100K225	2250 мм Одинарна подовжувальна рука: неелектрична
HZAUC100E135	1350 мм Одинарна подовжувальна рука: електрична, 3-х жильний контакт
HZAUC100E150	1500 мм Одинарна подовжувальна рука: електрична, 3-х жильний контакт
HZAUC100E165	1650 мм Одинарна подовжувальна рука: електрична, 3-х жильний контакт
HZAUC100E180	1800 мм Одинарна подовжувальна рука: електрична, 3-х жильний контакт
HZAUC100E195	1950 мм Одинарна подовжувальна рука: електрична, 3-х жильний контакт
HZAUC100E210	2100 мм Одинарна подовжувальна рука: електрична, 3-х жильний контакт
HZAUC100E225	2250 мм Одинарна подовжувальна рука: електрична, 3-х жильний контакт
Інші довжини подовжувальних кронштейнів на запит	
<i>Примітка: Колір системи HZA: RAL 9010, відрізняється від кольору системи. Пружинна рука PT2: RAL 9002. Пружинна рука PT2 зі спеціальним покриттям RAL 9010 на запит.</i>	

Щодо інших системних компонентів гібридної системи центральної осі див. сторінку 28.

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

Гібридна підвісна система дає вам можливість індивідуально зібрати потрібну вам систему з різноманітних компонентів.

Артикул	Опис	Price / €
---------	------	-----------

Змінно-регульований обмежувач обертання на всіх варіантах подовжувальних кронштейнів (одинарний/подвійний)

HZAUC200EE135120	Дві подовжувальні руки: 1350 мм та 1200 мм, обидві електричні, 3-х жильний контакт
HZAUC200EE150135	Дві подовжувальні руки: 1500 мм та 1350 мм, обидві електричні, 3-х жильний контакт
HZAUC200EE165150	Дві подовжувальні руки: 1650 мм та 1500 мм, обидві електричні, 3-х жильний контакт
HZAUC200EE180165	Дві подовжувальні руки: 1800 мм та 1650 мм, обидві електричні, 3-х жильний контакт
HZAUC200EE195180	Дві подовжувальні руки: 1950 мм та 1800 мм, обидві електричні, 3-х жильний контакт
HZAUC200EE210195	Дві подовжувальні руки: 2100 мм та 1950 мм, обидві електричні, 3-х жильний контакт
HZAUC200EE225210	Дві подовжувальні руки: 2250 мм та 2100 мм, обидві електричні, 3-х жильний контакт

HZAUC200EK135120	Дві подовжувальні руки: електрична (1350 мм), 3-х жильний контакт та неелектрична (1200 мм)
HZAUC200EK150135	Дві подовжувальні руки: електрична (1500 мм), 3-х жильний контакт та неелектрична (1350 мм)
HZAUC200EK165150	Дві подовжувальні руки: електрична (1650 мм), 3-х жильний контакт та неелектрична (1500 мм)
HZAUC200EK180165	Дві подовжувальні руки: електрична (1800 мм), 3-х жильний контакт та неелектрична (1650 мм)
HZAUC200EK195180	Дві подовжувальні руки: електрична (1950 мм), 3-х жильний контакт та неелектрична (1800 мм)
HZAUC200EK210195	Дві подовжувальні руки: електрична (2100 мм), 3-х жильний контакт та неелектрична (1950 мм)
HZAUC200EK225210	Дві подовжувальні руки: електрична (2250 мм), 3-х жильний контакт та неелектрична (2100 мм)

HZAUC200KE135120	Дві подовжувальні руки: неелектрична (1350 мм) та електрична (1200 мм), 3-х жильний контакт
HZAUC200KE150135	Дві подовжувальні руки: неелектрична (1500 мм) та електрична (1350 мм), 3-х жильний контакт
HZAUC200KE165150	Дві подовжувальні руки: неелектрична (1650 мм) та електрична (1500 мм), 3-х жильний контакт
HZAUC200KE180165	Дві подовжувальні руки: неелектрична (1800 мм) та електрична (1650 мм), 3-х жильний контакт
HZAUC200KE195180	Дві подовжувальні руки: неелектрична (1950 мм) та електрична (1800 мм), 3-х жильний контакт
HZAUC200KE210195	Дві подовжувальні руки: неелектрична (2100 мм) та електрична (1950 мм), 3-х жильний контакт
HZAUC200KE225210	Дві подовжувальні руки: неелектрична (2250 мм) та електрична (2100 мм), 3-х жильний контакт

HZAUC200KK135120	Дві подовжувальні руки: 1350 mm & 1200 mm, обидві не електричні
HZAUC200KK150135	Дві подовжувальні руки: 1500 mm & 1350 mm, обидві не електричні
HZAUC200KK165150	Дві подовжувальні руки: 1650 mm & 1500 mm, обидві не електричні
HZAUC200KK180165	Дві подовжувальні руки: 1800 mm & 1650 mm, обидві не електричні
HZAUC200KK195180	Дві подовжувальні руки: 1950 mm & 1800 mm, обидві не електричні
HZAUC200KK210195	Дві подовжувальні руки: 2100 mm & 1950 mm, обидві не електричні
HZAUC200KK225210	Дві подовжувальні руки: 2250 mm & 2100 mm, обидві не електричні

Інші довжини подовжувальних кронштейнів по запити

HZA-COV	Плоска кришка для гібридної підвісної системи (нижній кінець нижньої подовжувальної руки, сторона колони)
----------------	---

OT50001FA	Екран OT25B05 (з'єднувальний елемент 500 мм) з попередньо встановленим пружинним важелем 910 мм
OT50001IFA	Екран OT25B05I, зворотний, з попередньо встановленим пружинним важелем 910 мм.

OT54001FA	Екран OT54B01 (з'єднувальний елемент 500 мм) з попередньо встановленим пружинним кронштейном 910 мм, включаючи коробку з 50 стерильними одноразовим покриттям (STEA-OT4)
OT54001IFA	Екран OT54B01I зворотний, з попередньо встановленим пружинним кронштейном 910 мм, включаючи коробку з 50 стерильними одноразовим покриттям (STEA-OT4)

OT50003FA	Екран OT40B04 з попередньо встановленим пружинним кронштейном 910 мм
OT80002FA	Екран OT40B02 з попередньо встановленим пружинним кронштейном 910 мм


LE6017100	YLED-1F, світлодіодний світильник із пружинним кронштейном 910 мм та внутрішнім блоком живлення
LE6026100	LED150F, світлодіодний світильник із пружинним кронштейном 910 мм та зовнішнім блоком живлення
LE70044FA	LED2 SC, світлодіодний світильник із пружинним кронштейном 910 мм та зовнішнім блоком живлення
LE70072FA	LED3 SC, світлодіодний світильник із пружинним кронштейном 910 мм та зовнішнім блоком живлення

LE6069111	LED6 MC, світлодіодний світильник із пружинним важелем 910 мм та зовнішнім блоком живлення
LE6069111L	LED6 MC, світлодіодний світильник, який можна порівняти з LE6069111,

але включає лазерну указку (L)

LE6069111KVS	LED6 MC, світлодіодний світильник, який можна порівняти з LE6069111, без лазерної указки, але включає підготовку камери (KV) та управління тінями (S)
---------------------	---

► **Зверніть увагу:** повний опис захисних екранів та медичних світильників дивіться на сторінках 12-13 та 18-21.



TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR





ПІДВІСНІ МОНІТОРНІ СИСТЕМИ

Міцні, компактні та універсальні

Протягом багатьох десятиліть MAVIG вважається найкращим вибором серед підвісних моніторних систем. Надійні високоякісні системи розроблені для щоденних потреб лікарень або радіологічної практики.

Крім того, наші підвісні системи моніторів забезпечують максимальну безпеку та високу гнучкість. Ви самостійно вибираєте монітори, які Вам потрібні, єдина вимога - вони повинні мати стандартні VESA-адаптери.

Всі товари MAVIG проходять тестування всього життєвого циклу, що гарантує 100% якість всіх поставлених систем.




ПІДВІСНІ МОНІТОРНІ СИСТЕМИ

Огляд та технічні характеристики

Для легкого встановлення та ефективного застосування, будь ласка, використовуйте цей огляд, щоб визначити, яка підвісна система моніторів підходить саме для ваших потреб.

Що потрібно знати:

- Стационарна чи рейкова система?
- Скільки потрібно моніторів та їх розміри?
- Яка загальна вага?
- Внутрішні або зовнішні кабелі?



Технічні характеристики		GD4020	GD4210	GD4220
Тримач моніторів для підвісної системи Portegra2 / Portegra2i		✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Підвісна стельова система (комплект)		-	-	-
Стационарне кріплення		(через PT2)	(через PT2 / PT2i)	(через PT2 / PT2i)
Стельові направляючі (опція)		(через PT2)	(через PT2)	(через PT2)
Мобільна система		-	-	-
Підходить для моніторів:	Кількість	1	1	2
	Розмір	15" to 17"	до 19" (GD4210) до 21/24" (GD4210-L) до 27" (GD4210-XL)	до 19" (GD4220) до 21/24" (GD4220-L) up до 24/26" (GD4220-XL) до 19/24" (GD4220-V)
Характеристики системи:	Подовжувальна рука	750 mm / 950 mm	750 mm / 950 mm	750 mm / 950 mm
	Пружинна рука	910 mm	910 mm	910 mm
Навантаження на підвісну систему (залежить від версії)		max. 10.0 kg	max. 15.5 kg	max. 15.0 kg
Вага		1.7 kg	2.5 kg (GD4210)	3.0 kg (GD4220)
			2.6 kg (GD4210-L)	3.5 kg (GD4220-L)
			2.8 kg (GD4210-XL)	3.8 kg (GD4220-XL)
				4.7 kg (GD4220-V)
Особливості:	Карданне з'єднання	-	-	-
	Внутрішня проводка	-	✓ (тільки PT2i)	✓ (тільки PT2i)
	Ручки позиціонування	-	✓	✓
	Антистатичні ролики	-	-	-

Увага:

Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Примітка:

Щоб доставити правильну модифіковану систему підтримки монітора, нам потрібна наступна інформація: Технічний паспорт монітора, включаючи розміри корпусу, формат VESA та розташування, а також вагу без підставки та з кабелем.


GD50
GD60
GD60 Dual
MD71

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

-

-

-

-

✓

1 - 4

до 32"/42"/55" (1x)

до 31"/32" (2x)

до 19"/21" (3x)

до 19" (4x)

1200 mm

1010 mm

max. 46.5 kg

1 чи 4 - 8

до 60"

-

1240 mm

max. 120.0 kg

1 чи 4 - 8

до 60"

1000 mm

1240 mm

max. 120.0 kg

1 - 3

до 32" (1x)

до 27" (2x/3x)

-

-

max. 12.0 kg

-

✓

Бічні

-

✓

✓

Бічні/поворотні

-

✓

✓

Бічні/поворотні

-

-

✓

✓

✓

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

GD60: Універсальна & Ідеальна для великих моніторів

Індивідуальне та ефективне рішення



- Стационарне кріплення
- Довгий виліт завдяки пружинній руці довжиною 1240 мм
- Витримує великі навантаження до 120.0 кг
- Кількість моніторів залежить від комплектації 1 або 4-8, розмір екрану до 60"
- Карданний шарнір для більшої безпеки в разі зіткнення



Увага: Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Розміри GD60: базова модель з двома варіантами пружинної руки (від -12 ° до + 28 ° або від 0 ° до 40 °, будь ласка, вкажіть при замовленні)

Схема



ПІДВІСНА МОНІТОРНА СИСТЕМА GD60 З ПРУЖИННОЮ РУКОЮ



GD60 – універсальна підвісна моніторна система, 8 моніторів

Наше запатентоване карданне кріплення, функція вільного переміщення, автоматичний баланс ваги, внутрішнє розміщення кабелів, а також швидке налаштування під різні розміри моніторів - це лише деякі з багатьох можливостей. Система призначена для великих навантажень, витримує вагу 120,0 кг.

Карданне з'єднання дозволяє швидко переміщати систему у випадках надзвичайної ситуації, усуває ефекти тертя, а також підвищує термін служби системи.


Підвісна моніторна система GD60 доступна у багатьох різних версіях.

Нижче наведено приклади базових версій із пружинною рукою та тримачем монітора для великого монітора розміром до 60" або 4–8 менших моніторів (з базовими характеристиками кабельного зв'язку).


Артикул	Опис	Система кабелів
GD60W-4.1-F/A	Для 4 моніторів в ряд	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-4.2-F/A	Для 4 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-6-F/A	Для 6 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-8-F/A	Для 8 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-W-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 80,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60W-HL-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 120,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60-Z	VESA адаптер + 1x BNC кабель (30 м) для додаткового резервного монітора.	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для системи слід вибрати відповідне монтажне стельове кріплення.

Підвісну систему GD60 можна монтувати різними способами. Якщо у вас виникнуть запитання, ми раді допомогти.



TS1560 Стельова монтажна плита



GDD60 Стельова колона

Артикул	Опис
TS1560	Монтажна плита (489 x 412 мм) підготовка для підвісної системи GD60
GDD60	Стельова колона (довжина від 60 до 500 мм) включаючи монтажну плиту

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

GD60 з подовжувальною рукою для більшого охоплення


Індивідуальне та ефективне рішення

- Максимальний діапазон системи 2240 мм
- Запатентований карданний шарнір = захист від зіткнень
- Вбудована система кабелів
- Регульоване шарнірне з'єднання
- Стаціонарне кріплення з максимальним рухом +12° вгору / -28° вниз (Примітка: Зверніть увагу на висоту приміщення та вкажіть відповідний діапазон регулювання висоти під час замовлення!)
- Кожне поворотне з'єднання має 330° кут повороту
- Вантажопідйомність: великі монітори до 60" / 120,0 кг
- Практично не потребує обслуговування
- Зручна установка



Увага: Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Розміри системи GD60 : базова модель подовжувальної руки та два варіанти пружинної руки (від -12° до +28° чи від 0° до +40°



ПІДВІСНА МОНІТОРНА СИСТЕМА GD60 З ПРУЖИННОЮ ТА ПОДОВЖУВАЛЬНОЮ РУКАМИ



GD60 – універсальна моніторна система для розташування до 8 моніторів

Не випадково GD60 MAVIG - найпопулярніша підвісна система моніторів серед провідних виробників медичних технологій. Розроблена для великої ваги до 120 кг, GD60 - ідеальне рішення для великих екранів.

Система з подовжувальною рукою має більший виліт. Це означає мінімальні вимоги до місця (стеля) навколо столу пацієнта, а при необхідності систему можна легко розмістити поза стерильною зоною.

Підвісна моніторна система GD60 доступна у багатьох різних версіях.

Нижче наведено приклади базових версій із пружинною рукою та тримачем монітора для великого монітора розміром до 60" або 4-8 менших моніторів (з базовими характеристиками кабельного зв'язку).

Артикул	Опис	Система кабелів
GD60XW-4.1-F/A	Для 4 моніторів в ряд	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-4.2-F/A	Для 4 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-6-F/A	Для 6 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-8-F/A	Для 8 моніторів в 2 ряди	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-W-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 80,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-HL-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60" до 100,0 кг, включаючи захисну рамку	Базова (силовий кабель із заземленням)
GD60XW-HL120-P/A	Для (одинарних) моніторів до 60 дюймів та вагою до 120,0 кг, включаючи зовнішню захисну рамку/захист	Базова (силовий кабель із заземленням)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для системи слід вибрати відповідне монтажне стельове кріплення.

Підвісну систему GD60 можна монтувати різними способами. Якщо у вас виникнуть запитання, ми раді допомогти.



Підвісні стельові опори

Довжина відповідної підвісної стельової опори може бути відрегульована клієнтом у відповідних зонах на місці або може бути обрізана при необхідності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Опори для стельових підвісних систем підходять тільки для системи GD60 з подовжувальною рукою.

Артикул	Опис
GD60D042	Довга підвісна стельова опора (довжина: 610 - 1115 мм), з ізоляцією та монтажною пластиною
GD60D022	Середня підвісна стельова опора (довжина: 175 - 610 мм), з монтажною пластиною
GD60D012	Коротка підвісна стельова опора (довжина: 70- 175 мм), з монтажною пластиною

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

GD50 серія – нова лінійка підвісних систем для моніторів середнього розміру

Індивідуальне налаштування

Із зростанням числа клінічних застосувань MAVIG розширив своє попереднє покоління підвісних систем моніторів із середнім навантаженням в універсальний продукт, який відповідає постійно зростаючим потребам користувачів.

- Стационарний стельовий монтаж із довжиною колони від 140 до 490 mm
- Пружинна рука з довжиною 1010 mm або комбінування пружинної і подовжувальної рук (1010 mm плюс 1200 mm)
- Максимальне навантаження до 32.0 кг, 45.0 кг, або 57.0 кг
- Регульоване обертання з кроком 60°(пружинна рука - тримач монітора)
- Вертикальний рух пружинної руки від + 40° до -40° (максимальна вага 32.0 кг / 45.0 кг) і від +28° до -40° (максимальна вага 57.0 кг)
- Внутрішня кабельна розводка зі стандартним живленням та заземленням
- Різні розміри монітора(19 - 55") та кількість (1 - 4)
- (інші розміри монітора за запитом)
- Ширина тримачів монітора 900 mm, 1170 mm, 1500 mm або 1700 mm



Увага: Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будівельним інженером перед встановленням була перевірена здатність стелі витримати навантаження від системи! Установка повинна здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом.

Компоненти можуть бути зібрані як модульна система (A + B + C) і можуть бути адаптовані до ваших індивідуальних потреб. Звичайно, ми завжди раді допомогти вам порадою, якщо у вас виникнуть запитання щодо різних можливих комбінацій.




A Стационарна стельова колона, вкл. кришку 1010 mm пружинна рука **чи** 1200 mm+ 1010 mm подовжувальна / пружинні руки (комплект)



- Максимальне навантаження до 32 kg, 45 kg або 57 kg
- Монтаж подовжувального кронштейна також можливий без стельової колони

NEW

C Тримач одного монітора, (900 mm) 1 x 24-32" LDM тримач монітору (1170 mm) 1 x 42" LDM тримач монітору (1500 mm) 1 x 49-55" Тримач двох моніторів 1500 mm) 2 x 24-31"







NEW

Тримач двох моніторів (1700 mm) 2 x 32"

Тримач трьох моніторів (1500 mm) 3 x 19"

Тримач трьох моніторів (1700 mm) 3 x 21"

Тримач чотирьох моніторів (1500 mm) 2x2 x 19"



GD50 СЕРІЯ: ПІДВІСНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРІВ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ

Підвісна система моніторів GD50 доступна в декількох різних версіях. Виберіть з наступних систем ту, яка підходить вам, і введіть код потрібної довжини стовпчика, який вам потрібно, в номері артикулу - цифри **xx**.

490 mm = **Code F1**, 390 mm = **Code E1**, 290 mm = **Code D1**, 240 mm = **Code C1**, 190 mm = **Code B1**, 140 mm = **Code A1**

Артикул	Опис
GD5000xx2Z05AGZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 15 - 32 kg, для 1 монітору (900 mm)
GD5000xx2Z05AJZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 15 - 32 kg, для 2 моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z05AMZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 15 - 32 kg, для 3 моніторів (1700 mm)
GD5000xx2Z05AHZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 15 - 32 kg, для 1 монітору LDM (1170 mm)
GD5000xx2Z01AJZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 30 - 45 kg, для 2 моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z01AKZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 30 - 45 kg, для 2 моніторів (1700 mm)
GD5000xx2Z01ALZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 30 - 45 kg, для 3 моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z01AMZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 30 - 45 kg, для 3 моніторів (1700 mm)
GD5000xx2Z01ANZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 30 - 45 kg, для 4 моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z01AHZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 30 - 45 kg, дл 1 LDM монітору (1170 mm)
GD5000xx2Z01AIZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 30 - 45 kg, дл 1 LDM монітору (1500 mm)
GD5000xx2Z02AIZ1Z2	GD50 пружинна рука, макс. навантаження 45- 57 kg, дл 1 LDM монітору (1500 mm)
GD5000xx2Z06AGZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 15 - 32 kg для одного монітору (900 mm)
GD5000xx2Z06AJZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 15 - 32 kg для двох моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z06AMZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 15 - 32 kg для трьох моніторів (1700 mm)
GD5000xx2Z06AHZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 15 - 32 kg для одного монітору LDM (1170 mm)
GD5000xx2Z03AJZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 30 - 45 kg для 2 моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z03AKZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 30 - 45 kg для 2 моніторів (1700 mm)
GD5000xx2Z03ALZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 30 - 45 kg для 3 моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z03AMZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 30 - 45 kg для 3 моніторів (1700 mm)
GD5000xx2Z03ANZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 30 - 45 kg для 4 моніторів (1500 mm)
GD5000xx2Z03AHZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 30 - 45 kg для одного монітору LDM (1170 mm)
GD5000xx2Z03AIZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 30 - 45 kg для одного монітору LDM (1500 mm)
GD5000xx2Z04AIZ1Z2	GD50 подовжувальна і пружинна руки, макс. навантаження 45 - 57 kg для одного монітору LDM (1500 mm)

Перелічені стандартні системи підходять для більшості розмірів та ваги моніторів.

Якщо вам потрібна інша комбінація, зв'яжіться з нами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для повної системи необхідно вибрати варіант кріплення на стелі (лише для стаціонарних систем).

Артикул	Опис
HZP03	Стельова монтажна плита, 20 x 590 x 740 mm (B x Ш x Г), підходить для систем HALFEN/Unistrut®, включаючи монтажні аксесуари для стельової колони GD50
CY0005	Кришка для стельової монтажної плити HZP03, двосекційна, 78 x 600 x 750 mm (B x Ш x Г)
GD60D042	Довга підвісна опора (змінна відстань: 610 - 1115 mm), включаючи ізоляцію та монтажну пластину
GD60D022	Середня підвісна опора (змінна відстань: 175 - 610 mm), включаючи монтажну пластину
GD60D012	Коротка підвісна опора (змінна відстань: 70 - 175 mm), включаючи монтажну пластину

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

ПІДВІСНІ МОНІТОРНІ СИСТЕМИ

ТРИМАЧ МОНІТОРІВ, СУМІСНИЙ З СИСТЕМОЮ PORTEGRA2



GD4210 and GD4220

Тримач моніторів одного або двох дисплеїв.
Зовнішні кабелі.
Максимальне навантаження до **15 кг**.

GD4210

Гнучкий тримач для одного дисплея. Двосторонній шарнірний тримач, що забезпечує широкий діапазон різних кутів огляду. У разі незначних зіткнень монітор рухається в бік.

Зовнішні кабелі.

Максимальне навантаження до **10 кг**.



Артикул	Опис
GD4210	Тримач* одного монітора до 19", адаптер VESA 75 / 100 мм
GD4210-L	Тримач* одного монітора для більшості моніторів 21"/24", адаптер VESA 75 /100 мм
GD4210-XL	Тримач* одного монітора до 27", адаптер VESA 75 / 100 мм
GD4220	Тримач* двох моніторів до 19", адаптер VESA 100 мм
GD4220-L	Тримач* двох моніторів для більшості моніторів 21"/24", адаптер VESA 100 мм
GD4220-XL	Тримач* двох моніторів для більшості моніторів 24"/26", адаптер VESA 100 мм
GD4220-V	Тримач* двох моніторів для більшості моніторів 19"/24", адаптер VESA 100 мм, вертикальне розташування
GD4020	Регульований тримач одного монітору* для більшості 15" - 17" дисплеїв, адаптер VESA 100 мм

* Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).

УВАГА: Для правильного вибору кронштейна підвіски потрібен технічний паспорт монітора, який містить зовнішні розміри корпусу, формат VESA та розташування, а також вагу без підставки та з кабелем.

МОБІЛЬНИЙ ВІЗОК ДЛЯ МОНІТОРІВ MD71



MD711 MD712 MD713

MD71 – Мобільний візок для моніторів

MD71 мобільна система кріплення моніторів призначена для приміщень, де неможливо використовувати підвісну систему.

- Максимальне навантаження до 12.0 кг на VESA адаптер(75/100 мм)
- Гнучка установка до трьох моніторів 19" - 27"
- Вбудовані кабелі
- Регульована ручка (додатковий нижній захист монітора)
- 4 антистатичні колеса, що вільно рухаються із стопорним гальмом

Нова база настільки мала, наскільки це можливо, але все ще володіє необхідною стабільністю. Кріплення кабелю на стійці дозволяє використовувати кабелі з великою довжиною і запобігає непотрібні небезпечні ситуації.

Артикул	Опис
MD711	Мобільний візок* з VESA адаптером 75/100 мм для одного монітору до 32"
MD712	Мобільний візок* з двома VESA адаптерами 75/100 мм для кожного монітору до 27"
MD713	Мобільний візок* з трьома VESA адаптерами 75/100 мм для кожного монітору до 27"

*Мобільний візок MD71 без кабелів та моніторів.

МОБІЛЬНИЙ ВІЗОК ДЛЯ АКСЕСУАРІВ MD-69

**MD-69 – Мобільний візок для аксесуарів**

MD-69 застосовується для монтажу пристроїв, які можуть бути прикріплені до плоскої рейки розміром 10 x 25 мм, таких як модулі управління для С-арки.

- Потрібно мало місця з максимальним запобіганням перекидання
- Електропровідні ролики (два з блокувальним гальмом)
- DIN (10 x 25 мм) рейка для монтажу пристрою при бл. висота 810 мм (вимірюється від землі)
- Максимальна вантажопідйомність: 8,5 кг
- Розміри: 942 x 960 x 644 мм (В x Ш x Г)

Артикул

Опис

MD-69

Мобільний візок* для аксесуарів з рейкою, для розміщення контрольних панелей та інших пристроїв

* Візок без кабелів та аксесуарів

Мобільний тримач модулів керування MD73

**MD73 – Мобільний тримач модулів керування**

Мобільний візок MD73 служить мобільним тримачем для модулів керування, які можна прикріпити. Додаткова планка постачається у двох варіантах: для використання в США та ЄС.

Крім того, до візка можна прикріпити додаткову рентгенівську захисну штору з верхнім рентген захистом (MD735U5912).

- Мінімальні вимоги до простору та максимальна стійкість до перекидання
- Чотири електростатичні ролики, кожне з тросовим дефлектором та гальмом
- Ергономічне регулювання висоти (78 - 99 см, у 10 кроках) допоміжні рейки для кріплення модуля керування
- Вантажопідйомність / профіль інструментальної рейки: макс. 8,5 кг / ЄС: 25 x 10 мм та США: 28,6 x 9,5 мм
- Тримач з нержавіючої сталі для педального перемикача
- Зовнішні розміри: 1101 x 827 x 610 мм (В x Ш x Г, без захисного екрану) 1196 x 827 x 610 мм (H x W x D, з екраном)

Артикул

Опис

MD73

Мобільний тримач модулів керування з інструментальною рейкою

MD735U5912

Рентген захисний екран, рівень захисту 0.50 mm Pb

* Візок для пристроїв MD73 без кабелів та аксесуарів

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

Безпека & Комфорт

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА

Захист нижньої частини тіла є невід'ємною частиною кожної системи радіаційного захисту для інтервенційної радіології. Цей захист суттєво зменшує вторинне випромінювання. Оптимальний захист забезпечується лише за допомогою комбінації підвісних рентген захисних систем (захист верхньої частини тіла) та захисту нижньої частини тіла з накриваючою пацієнта накладкою. Підвісна стельова система та захист нижньої частини тіла захищають медичних працівників від вторинного випромінювання, що відбивається від тіла пацієнта. Захист нижньої частини тіла поглинає випромінювання під столом і захищає нижні кінцівки та ділянку статевих органів медичного персоналу.

Переваги захисту низу тіла MAVIG

- Легко знімати верхню частину системи (накладка на пацієнта) для безперешкодного переміщення пацієнта
- М'які гнучкі гумові панелі для кращого позиціонування С-арки, високий рівень комфорту лікаря та легкість переміщення
- Нахилені верхні накладки на пацієнта для відмінного доступу до пацієнта та захист медичного персоналу від вторинного випромінювання
- Недорога заміна - Система складається з окремих деталей, які можна замінити окремо
- Нержавіючі металеві компоненти
- Універсальне кріплення, яке підходить для всіх розмірів рейок на операційних столах і підходить для конкретних розмірів рейки, таких як GE (7,7 x 25 мм), Toshiba / Canon (9 x 25 мм) і Philips / Siemens (10 x 25 мм)



TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS


GR



UT70: Модульний захист нижньої частини тіла Для декількох лікарів

Максимально можлива гнучкість - максимальний захист

- Захист низу тіла від випромінювання (нижче операційного столу) з свинцевим еквівалентом Pb 0,50 мм для всіх компонентів / панелей
- Основна секція (MS) може бути індивідуально поєднана з бічними панелями та накладками, загальною шириною до 1620 мм
- Доступні для таких профілів рейкових столів: 7,7 x 25 мм (GE), 9 x 25 мм (Toshiba / Canon) і 10 x 25 мм (Philips / Siemens)
-> Переконайтеся, що мінімальна довжина рейки стільниці становить 600 мм для правильного кріплення UT70.
- Додаткова інструментальна рейка на основній секції, що відповідає рейці на операційному столі
- Додатково: настінне кріплення для безпечного зберігання




Додаткова верхня
накладка MS (опційно)

Новинка: Зовнішнє покриття гнучких рентгенівських захисних екранів тепер виготовлено з матеріалу TPU (термопластичного поліуретану), який можна переробляти.

Maximal 1620 mm

Настінне кріплення для
основної частини
(опційно)



Настінне кріплення для
бічних панелей (опційно)



ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT70

Може бути застосовано з обох сторін

UT70 – модульний захист низу тіла для декількох користувачів

Як користувач, так і помічник захищені від опромінювання нижньої частини тіла на великій площі (під операційним столом). Рейка для допоміжного обладнання, встановлена на захисній системі, також забезпечує необхідний простір для розміщення блоків управління столом і С-аркою, а також іншого обладнання.


■ Наприклад: UT70 з максимально можливою захисною поверхнею (UT70-90nSWS)

Захист нижньої частини тіла з кріпленням на та з рейкою 9 x 25 мм, загальна ширина 1620 мм, включає: 1х головну панель (MS), 1х широку бічну панель (WS), 1х вузьку бічну панель (NS), плюс дві накриваючі пацієнта панелі (1х широка і 1х вузька)



UT70-xxNSWS

Інші стандартні конфігурації



UT70-xxNS



UT70-xxNSNS




UT70-xxWS


Індивідуальні компоненти захисту нижньої частини тіла

Верхні панелі


Широка бічна панель – **WS**
(вага: 4.55 кг)




Вузька бічна панель – **NS**
(вага: 1.7 кг)



Головна панель – **MS**, завжди використовується!
(вага: 7.55 кг)



Широка накриваюча панель
(вага: 1.8 кг)



Вузька накриваюча панель (вага: 0.6 кг)



Додаткова панель MS (ширина: 1.2 кг)



Артикул	Опис	Складові* (по 1 шт)
UT70-77NSWS	Захист нижньої частини тіла UT70 з рейкою для аксесуарів 7.7 мм	MS, NS, WS
UT70-90NSWS	Захист нижньої частини тіла UT70 з рейкою для аксесуарів 9 мм	MS, NS, WS
UT70-10NSWS	Захист нижньої частини тіла UT70 з рейкою для аксесуарів 10 мм	MS, NS, WS
UT70-77	Захист нижньої частини тіла UT70, тільки головна панель з рейкою 7.7 мм	MS
UT70-90	Захист нижньої частини тіла UT70, тільки головна панель з рейкою 9 мм	MS
UT70-10	Захист нижньої частини тіла UT70, тільки головна панель з рейкою 10 мм	MS
UT70-77NS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 7.7 мм	MS, NS
UT70-90NS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 9 мм	MS, NS
UT70-10NS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 10 мм	MS, NS
UT70-77NSNS	Захист нижньої частини тіла UT70, три панелі, з рейкою 7.7 мм	MS, NS, NS
UT70-90NSNS	Захист нижньої частини тіла UT70, три панелі, з рейкою 9 мм	MS, NS, NS
UT70-10NSNS	Захист нижньої частини тіла UT70, три панелі, з рейкою 10 мм	MS, NS, NS
UT70-77WS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 7.7 мм	MS, WS
UT70-90WS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 9 мм	MS, WS
UT70-10WS	Захист нижньої частини тіла UT70, дві панелі, з рейкою 10 мм	MS, WS
E-UT70U030	Широка накриваюча панель	(WS)
E-UT70U050	Вузька накриваюча панель	(NS)
E-UT70U080	Додаткова верхня панель для основного захисту, одинарна	(MS)
E-UT70W010	Настінне кріплення для основної частини	(MS)
E-UT70W020	Настінне кріплення для бічних панелей	(NS, WS)

*Бічні панелі завжди комплектуються накриваючими панелями

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT603X




UT6030 / UT6031 / UT6032 – Захист нижньої частини тіла

Система захисту нижньої частини тіла має стійку конструкцію, заокруглені краї для зниження ризику травм і значно більшу зону захисту від розсіяного рентгенівського випромінювання для лікаря і його помічника. Гнучкі панелі, що перекриваються більш зручні для лікаря і дозволяють безперешкодний рух С-арки. Поворотні панелі налаштовуються на можливий нахил столу до 15°.

- Двокомпонентний адаптер з додатковою панеллю шириною 290 мм для гнучкого позиціонування
- Верхня накладна панель 500 мм
- Оптимізоване покриття для зручної та ретельної гігієнічної обробки
- Свинцевий еквівалент кожного елемента системи Pb 0.50 мм
- Підходить для рейок від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм
- Додаткова рейка довжиною 460 мм (UT6030: 7.7 x 25 мм, UT6031: 9 x 25 мм чи UT6032: 10 x 25 мм), наприклад, для пульта управління, вагою до 15.0 кг.
- Розміри UT60xx: Висота з накладкою на пацієнта: 1,100 мм (без накладки 900 мм)
Головна секція: 885 x 540 мм (В x Ш; три перекриваючі панелі)
- Загальна вага: 21.7 кг (з накладною панеллю)
- У тому числі настінні кріплення (1x для нижньої панелі шириною 500 мм, 1x для верхньої панелі)

Захист низу тіла (під операційним столом)



Артикул	Опис
UT6030	Захист низу тіла 6030 з додатковою рейкою 460 мм (GE, рейка: 7.7 x 25 мм)
UT6031	Захист низу тіла 6031 з додатковою рейкою 460 мм (Toshiba/Ca o , рейка: 9 x 25 мм)
UT6032	Захист низу тіла 6032 з додатковою рейкою 460 мм (Philips/Sieme s, рейка: 10 x 25 мм)
UT6030I	Захист нижньої частини тіла, порівнянний з UT6030, але перевернутий/дзеркально
UT6031I	Захист нижньої частини тіла, порівнянний з UT6031, але перевернутий/дзеркально
UT6032I	Захист нижньої частини тіла, порівнянний з UT6032, але перевернутий/дзеркально

ЗАХИСТ НИЗУ ТІЛА UT69

Модель UT6901



UT6901

UT69 – Захист нижньої частини тіла

UT69 забезпечує максимальний захист завдяки проміжному подвійному з'єднанню та додатковій бічній захисній панелі (знімна). Верхню частину можна швидко видалити у випадку надзвичайних ситуацій або для зручного позиціонування пацієнта.

- Гнучкі перекриваючі рентген захисні панелі з ПВХ покриттям
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм/ загальна вага: UT6902 = 27.9 кг ; UT6904 = 26.9 кг
- Висота без накладної панелі: 900 мм, ширина: 645 мм (основна частина, 4 перекриваючі панелі) 170 мм (додаткова панель)
- Загальна ширина всіх нижніх захисних панелей: макс. 80,0 см (перекриття, кут)
- Підходить для рейок від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм
- Доступні дві окремі знімні верхні панелі, 17,0 / 25,0 см x 60,0 см (В x Ш)
- В комплект входять два настінні кріплення для зберігання (залежить від моделі, одна для верхньої та одна для нижньої частини)



ДОДАТКОВА РЕЙКА ДЛЯ АДАПТЕРА МОДЕЛІ UT69





Всі нові системи UT60 і UT69 можна замовити з додатковою рейкою (E-UT69U036), яка кріпиться на металеву ручку натяжки адаптера. Ця профільна рейка довжиною 150 мм, 7 x 25 мм, може використовуватися для підвіски невеликих аксесуарів, таких як додаткова захисна панель або пульти керування (макс. 5 кг).

Артикул

E-UT69U036

Додаткова рейка для універсального адаптера (UT60 і UT69)

Захист нижньої частини тіла



Артикул

Опис

UT6901

Нижній захист тіла, модель 6269, дві знімні верхні панелі (17,0 см + 25,0 см)

UT6902

Нижній захист тіла, модель 6269, одна знімна верхня панель (25,0 см)

UT6904

Нижній захист тіла, модель 6269, одна знімна верхня панель (17,0 см)

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT6001

Може бути застосовано з обох сторін



UT6001

UT60 - захист нижньої частини тіла

UT60 - це система, що кріпиться на бічну рейку операційних столів і навіть столів зі змінним кутом нахилу до 15°. Подвійний адаптер дозволяє користувачеві розмістити систему захисту найближче до столу, для кращого захисту від вторинного випромінювання. UT60 був розроблений таким чином, що його можна розмістити з обох боків столу, що забезпечує більш універсальне застосування.

Система оснащена універсальним монтажним адаптером, який дозволяє закріпити систему UT60 на рейки з розмірами від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм.

- Гнучкі перекриваючі рентгенозахисні панелі з ПВХ покриттям
- Можна розмістити з обох боків операційного столу
- Свинцевий еквівалент Pb 0.50 mm
- Розміри UT6001: Головна частина 900 x 500 мм (В x Ш; три перекриваючі панелі)
Накладна панель 250 x 500 мм (В x Ш)
Додаткова панель 290 мм (Ш)
- Загальна вага: 16.5 кг
- В комплект входять два настінні кріплення для зберігання (одна для верхньої частини, друга - для нижньої частини)


ДОДАТКОВА РЕЙКА ДЛЯ АДАПТЕРА UT6001



Всі нові системи UT60 і UT69 - можна замовити з додатковою рейкою (E-UT69U036), яка кріпиться на металеву ручку затяжки адаптера. Ця профільна рейка довжиною 150 мм, 7 x 25 мм, може використовуватися для підвіски невеликих аксесуарів, таких як додаткова захисна панель або пульти керування (макс. 5 кг).

Артикул	Опис
E-UT69U036	Додаткова рейка для універсального адаптера (UT60 і UT69)

Захист нижньої частини тіла



Артикул

Опис

UT6001

Нижній захист тіла, для кріплення на рейках від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм

РЕНТГЕН ЗАХИСНІ ПАНЕЛІ UT30



UT30 - Індивідуальна, модульна система захисту нижньої частини тіла


UT30 заповнює пробіли у захисті від радіації для операційних столів.

Універсальні панелі можуть бути об'єднані та адаптовані до різних ситуацій та вимог користувачів. Панелі мають легку вагу і особливо підходять для столів з регульованими по висоті сегментами.

- Свинцевий еквівалент Pb 0.50 мм
- Висота/вага панелей: 600 мм / 1.55 кг, 750 мм / 1.75 кг і 900 мм / 1.95 кг
- Ширина однієї панелі: 290 мм (рекомендується перекриття 20 мм)
- Розміри адаптерів: від 7 x 25 мм до 10 x 30 мм
- Панелі повинні бути розміщені так, щоб створювати ефект перекриття

Артикул	Опис
UT3060SET	Набір містить три панелі, розмір кожної 60.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3075SET	Набір містить три панелі, розмір кожної 75.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3090SET	Набір містить три панелі, розмір кожної 90.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3060SL	Одна панель, 60.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3075SL	Одна панель, 75.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм
UT3090SL	Одна панель, 90.0 x 29.0 см (В x Ш), Pb 0.50 мм

ЗАХИСНІ ПАНЕЛІ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT58-99



UT58-99 – захист нижньої частини тіла

UT58-99 складається з покриття столу (без захисту від радіації) та окремих бічних панелей захисту від радіації, які кріпляться до столу за допомогою гачка та петлі.

- Не потребує жодних монтажних кріплень до столу
- Ширина захисної поверхні панелі: 186 або 211 мм
- Кількість / довжина панелей, а також розміри покриття столу пристосовуються до відповідних характеристик операційних столів, або потреб замовника
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм
- Вага: 6,00 - 6,72 кг / м²
- Діапазон напруги рентгенівської трубки від 50 - 150 кВ

Артикул	Опис
UT58-99	Система складається з декількох (кількість за потребою) панелей необхідної довжини, ширина кожної панелі 211 мм, Pb 0,50 мм

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА ДЛЯ СТОЛІВ SIEMENS

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT5001 – СПЕЦІАЛЬНО АДАПТОВАНО ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТОЛІВ SIEMENS ARTIS ZEE

Може бути застосовано з обох сторін



UT5001 - захист нижньої частини тіла

MAVIG UT5001 пропонує ідеальний захист, особливо для гастроентерології. Вперше експерти та медичний персонал можуть виконувати свою роботу безперешкодно і захищено одночасно. Нижній захист складається з вільно підвішених, що перекриваються, панелей захисту від радіації, які легко вирівнюються вертикально відповідно до нахилу столу до 15°.

Нові багатофункціональні ручки полегшують перенесення, позиціонування та кріплення нижнього захисту тіла. Різні елементи кріплення UT5001 можна комбінувати та індивідуально налаштовувати для широкого спектру інтервенційних застосувань та потреб у захисті. Для полегшення непростого позиціонування пацієнта та в надзвичайних ситуаціях захисні панелі можна зняти дуже швидко.

- Спеціальна рамка для кріплення UT5001 до багатоцільового столу Siemens Artis zee
- Широка нижня захисна панель, яка може бути встановлена з обох сторін для захисту великої площі
- Бічну вузьку панель можна встановити на лицьовій стороні під столом для розширеного захисту
- Додаткові панелі, 2 x короткі та 2 x довгі, для індивідуального позиціонування
- Перекриття, гнучкі радіаційно-захисні панелі з ПВХ покриттям
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм
- Включені настінні кріплення (2 x для верхньої та 2 x для нижньої частини)


Компоненти системи захисту

Широка нижня панель (вага: 9,8 кг)




Вузька нижня панель
(вага: 6,3 кг)

Верхні панелі

Широка накладна панель
(вага: 3,2 кг)



Вузькі накладні панелі - по 2х кожної
(вага: 0,6 кг / 0,8 кг)



Артикул

Опис

UT5001

Модель захисту нижньої частини тіла адаптована для багатоцільових столів Siemens Artis-zee за допомогою спеціальної конструкції, однієї широкої нижньої панелі (під столом) та однієї вузької нижньої панелі, включаючи відповідні додаткові накладні панелі (1x великий, 4x менші)

ЗАХИСТ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ТІЛА UT6020 / 6010, СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ СТОЛІВ SIEMENS AXIOM ARTIS

Може бути застосовано з обох сторін

UT60 – захист нижньої частини тіла

UT60 - система радіаційного захисту MAVIG, захисні панелі застосовуються для столів Siemens, що мають кут нахилу до 15°. Адаптер з подвійним з'єднанням для направляючої UT6010 дозволяє лікарю перебувати дуже близько до столу. Комбінація UT6010 і UT6020 може бути розміщена на будь-якій стороні столу, що дає більш широкі можливості застосування.

- Перекриваючі гнучкі захисні панелі з ПВХ покриттям
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм
- Включає настіінні кріплення (UT6020, 1 x головна панель, 1x верхня панель)

	UT6020	UT6010 (під столом)
Висота: Головна панель	750 мм	720 мм
Накладна панель	340 мм	-
Ширина: Перекриваючі панелі	500 мм (3 шт.)	670 мм (4 шт.)
Додаткова захисна панель	290мм	-
Вага: Вся система	19.1 кг	7.5 кг



UT6020

Захист нижньої частини тіла

UT6010
(тільки для Siemens Artis T)






Схема розташування

Вид зверху



Артикул

Опис

UT6010

Захист нижньої частини тіла (модель 6260), підходить тільки для операційних столів Siemens Artis, з додатковою рейкою (10 x 25 мм) для встановлення UT6020 (можлива будь-яка сторона столу)

UT6020

Система захисту низу тіла (модель 6260), тільки для кріплення на додатковій рейці UT6010 (10 x 25 мм)

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

МОБІЛЬНІ ШИРМИ

Пересувні захисні ширми для широкого застосування

MAVIG виготовляє мобільні ширми з найсучаснішого захисного матеріалу в різних комплектаціях.

Ми враховуємо всі вимоги до обладнання та процедурної методики, а також всі вимоги персоналу. Крім того, готові врахувати індивідуальні запити наших клієнтів на додаток до наших стандартних пропозицій.

За винятком моделі WD258, всі наші мобільні ширми обладнані спеціальними колесами для зменшення впливу електростатичної енергії.



Web: Mobile

МОБІЛЬНА ШИРМА WD261



Контурний корпус, індивідуальне регулювання висоти, забезпечує захист від рентгенівських променів з усіх боків, надає гнучкості вашій роботі.

- Плавне та легке регулювання висоти відповідно до індивідуальних потреб
- Анатомічна форма ширми
- Легко і комфортно використовувати педалі керування
- Антистатичні колеса з гальмами
- Довговічний та зручний для очищення зовнішній матеріал: MAVIG ComforTex® HPMF

Розміри: Висота: 1060 мм - 1360 мм / 910-1210 (зменшена версія)
Ширина: 635 мм / Глибина: 562 мм

Свинцевий еквівалент: Pb 0.50 мм

Покриття: ComforTex® HPMF, два кольори мандарин / титан

Артикул	Опис
WD26105	Мобільна ширма Pb 0.50 мм, висота 1060 - 1360 мм Включено набір стерильних одноразових чохлаїв (STEA-WD261)
WD26105-S	Мобільна ширма Pb 0.50 мм, висота 910 - 1210 мм Включено набір стерильних одноразових чохлаїв (STEA-WD261)
STEA-WD261	Набір стерильних одноразових чохлаїв 20 шт./упаковка

МОБІЛЬНІ ШИРМИ WD257 – G-SERIES / Просвинцьоване скло

Радіаційний захист верхньої і нижньої частин тіла об'єднано в одну мобільну систему. Верхня частина WD257 складається з прозорого свинцевого скла зі значенням Pb 0,50 мм і шириною 700 мм.

Нижня частина складається з міцного сталевго корпусу (пофарбованого в RAL 9010 сіро-білий) і забезпечує радіаційний захист зі значенням Pb 1,00 мм на площі 780 x 950 мм (Ш x В).

Прозора захисна акрилова панель може плавно регулюватися по висоті від 1150 мм (мінімальна висота) до 1880 мм (максимальна висота) і може бути майже повністю заведена в сталевий корпус.

Модель WD2572G також має допоміжну рейку для обладнання вагою до 4,0 кг.

Артикул	Опис
WD2571G	Мобільна ширма, металевий корпус (Pb 1.00 mm), ширина: 78,0 см, висота: 104,0 см. Регульований по висоті прозорий екран (Pb 0,50 мм), ширина: 70,0 см, загальна висота: 115,0 - 188,0 см.
WD25720G	Мобільна ширма, схожа на модель WD2571, але з додатковою інструментальною рейкою 7,7x25 мм, з навантаженням до 4 кг.
WD25721G	Мобільна ширма, схожа на модель WD2571, але з додатковою інструментальною рейкою 9x25 мм, з навантаженням до 4 кг.
WD25722G	Мобільна ширма, схожа на модель WD2571, але з додатковою інструментальною рейкою 10x25 мм, з навантаженням до 4 кг.

МОБІЛЬНІ ШИРМИ WD302 I WD304

Мобільні рентген захисні ширми WD302 і WD304 з регульованим по висоті прозорим захисним екраном, що дозволяє легко розміщувати їх над тілом пацієнта за допомогою вирізаної ділянки. Таким чином відбувається захист від вторинного випромінювання, що випромінюється тілом пацієнта.

- Розміри мобільної нижньої частини (Pb 1,00 мм), включаючи ролики: Ширина 780 мм, висота 780 мм
- Акриловий прозорий екран (Pb 0,50 мм): ширина: 700 / 1,100 мм,
- Бічне армування краю для підвищення безпеки
- Загальна висота ширми: від 1430 до 1900 мм
- WD3041 з додатковою захисною панеллю (Pb 0,50 мм): ширина 500 мм, висота 640 мм

Артикул	Опис
WD3021	Металевий корпус (Pb 1.00 mm), ширина: 78,0 см, висота: 78,0 см Регульований по висоті акриловий прозорий екран з контурним вирізом (Pb 0,50 мм), ширина: 70,0/110,0 см, загальна висота: 143,0 - 190,0 см
WD3041	Модель подібна до WD3021, але з додатковим захистом низу тіла з перекриваючими захисними панелями (Pb 0.50 mm), ширина: 500 мм
E-WD304B02	Комплект нижнього захисту, для моделі WD3041 з можливістю кріплення на WD3021

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

WD204

Люди, що працюють в умовах, що піддаються впливу радіації, повинні бути в достатній мірі захищені.

Мобільна ширма WD204, доступна різної ширини, складається з верхньої частини з прозорим свинцевим склом і нижньої захисної частини. MAVIG пропонує мобільну захисну ширму WD204 зі свинцевим еквівалентом Pb 0,50 мм або Pb 2,00 мм.

► **Примітка:** Ця модель також доступна з більш високим значенням свинцевого еквівалента максимум до 10,00 мм Pb (Наприклад, для застосувань в ядерній медицині). Ціни і додаткова інформація за запитом.

МОБІЛЬНА ШИРМА WD504

WD504 – велике просвинцьоване скло

Ширма WD504, доступна різної ширини, з великим екраном з просвинцьованого скла забезпечує максимальний захист і надає гарне поле огляду.

Мобільна захисна ширма WD504 постачається в двох варіантах захисту (еквівалентів свинцю), Pb 0,50 мм або Pb 2,00 мм. Вікно завжди має еквівалент свинцю 2,00 мм Pb.



WD504

Артикул

Опис

WD504-0507	Мобільна ширма з алюмінієвого конструктива, 0,50 мм Pb, ширина: 700 мм, загальна висота: 1950 мм, зі просвинцьованим склом (2,00 мм Pb) - площа огляду: 784 x 576 мм (В x Ш)
WD504-0508	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 800 мм, розмір прозорого вікна 784 x 676 мм (В x Ш)
WD504-0509	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 900 мм, розмір прозорого вікна 784 x 776 мм (В x Ш)
WD504-0510	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1000 мм, розмір прозорого вікна 784 x 876 мм (В x Ш)
WD504-0511	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1100 мм, розмір прозорого вікна 784 x 976 мм (В x Ш)
WD504-0512	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1200 мм, розмір прозорого вікна 784 x 1076 мм
WD504-0513	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1300 мм, розмір прозорого вікна 784 x 1176 мм (В x Ш)
WD504-0514	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1400 мм, розмір прозорого вікна 784 x 1276 мм (В x Ш)
WD504-0515	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1500 мм, розмір прозорого вікна 784 x 1376 мм (В x Ш)
WD504-0516	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1600 мм, розмір прозорого вікна 784 x 1476 мм (В x Ш)
WD504-0517	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але ширина: 1700 мм, розмір прозорого вікна 784 x 1576 мм
WD504-2007	Мобільна ширма подібна до WD504-0507, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2008	Мобільна ширма подібна до WD504-0508, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2009	Мобільна ширма подібна до WD504-0509, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2010	Мобільна ширма подібна до WD504-0510, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD504-2011	Мобільна ширма подібна до WD504-0511, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2012	Мобільна ширма подібна до WD504-0512, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2013	Мобільна ширма подібна до WD504-0513, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD504-2014	Мобільна ширма подібна до WD504-0514, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2015	Мобільна ширма подібна до WD504-0515, але еквівалент свинцю Pb 2,00 мм
WD504-2016	Мобільна ширма подібна до WD504-0516, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм
WD504-2017	Мобільна ширма подібна до WD504-0517, але свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

МОБІЛЬНІ РЕНТГЕН ЗАХИСНІ ШИРМИ WD300, WD306



WD300



WD306

WD300 - ідеально підходить для спеціальних застосувань в інтервенційній радіології

Злегка вигнутий просвинцьований акриловий екран може запропонувати більше, ніж просто вражаючий огляд без спотворень. Екран знаходиться близько до пацієнта і має дві вирізані точки доступу.

Отвори можуть бути легко закриті захисними панелями, створюючи тим самим ширму з надійним захистом від випромінювання.

WD306 – велика ширма, максимальний рентген захист

Свинцево-акрилова ширма забезпечує чудове поле огляду для персоналу.

Ширма має зручні ручки та антистатичні колеса.

Артикул	Опис
WD300	Вигнута свинцево-акрилова ширма з вирізом для рук. Еквівалент свинцю 0.50 мм, 60.0 x 178.5 см (Ш x В). Повна (загальна) висота: 190.0 см, ширина: 82.0 см (основа)
WD306/1.0/1000	Мобільна рентген захисна ширма. Еквівалент свинцю 1.00 мм, 100.0 x 187.0 см (Ш x В) Повна (загальна) висота: 197.0 см, Основа: 137.0 см x 66.5 см (Ш x В)
WD306/1.0/1300	Мобільна рентген захисна ширма. Еквівалент свинцю 1.00 мм, 130.0 x 187.0 см (Ш x В) Повна (загальна) висота: 197.0 см, Основа: 167.0 см x 66.5 см (Ш x В)

*

МОБІЛЬНИЙ НИЖНІЙ ЗАХИСТ ТІЛА WD260



WD260



WD260 пряма версія

WD260 – захист нижньої частини тіла

Мобільна захисна ширма є чудовим рішенням для таких ситуацій, коли стандартна система, що встановлена на операційному столі не дає необхідного захисту, або у випадку коли операційні столи не мають допоміжних рейок для кріплення захисту нижньої частини тіла. Встановивши WD260 в потрібне положення, Вам потрібно лише зафіксувати його на місці.

- Перекриваючі гнучкі рентгенозахисні панелі з ПВХ покриттям
- Свинцевий еквівалент Pb 0.50 мм
- Висота: 100.0 см
- Ширина: 60.0 см (середня частина)
20.0 см (кожна із бічних поверхонь)
або 1200 мм (пряма версія)
- Доступні два окремих знімних верхніх екрана висотою 17.0 см чи 25.0 см
- Антистатичні ролики / колеса для легкої маневреності

Артикул

Опис


WD260/100/81/E

Мобільний нижній захист тіла з двома знімними верхніми панелями (висота: 25,0 см і 17,0 см); середня секція 60,0 x 100,0 см та бічні секції 20,0 x 100,0 см з кожної сторони, всі з еквівалентом свинцю Pb 0,50 мм.

WD260/100/120/E

Мобільний нижній захист тіла (Pb 0.50 мм) в прямій версії, але без верхніх накладних панелей, загальним розміром 1200 мм при висоті 1000 мм

МОБІЛЬНИЙ РЕНТГЕН ЗАХИСТ ЛІЖОК WD258



WD258

WD258 – мобільний захист ліжка

Мобільна ширма, для розташування біля ліжок пацієнтів.

Цей універсальний екран, особливо актуальний у відділеннях неонатології та інтенсивної терапії, ефективно зменшує вплив вторинного випромінювання. Пружинна опора спрощує регулювання висоти.

- Розмір 90,0 x 70,0 см (Ш x В)
- Регулювання висоти від 125,0 до 172,0 см
- Еквівалент свинцю Pb 0,50 мм

За запитом також доступні ширми з еквівалентом свинцю Pb 1,00 мм і з різними розмірами.

Артикул

Опис

WD258

Мобільна ширма для розташування біля ліжок 90,0 x 70,0 см (Ш x В), регулювання висоти від 125,0 до 172,0 см, з еквівалентом свинцю Pb 0,50 мм

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

РЕНТГЕН ЗАХИСНІ ВІКНА



Web: [Windows](#)

Робота з чутливими матеріалами, такими як акрил або свинцеве скло, є нашою спеціалізацією.

Наш великий досвід та ноу-хау гарантують найвищу якість рентген захисних вікон. Ми використовуємо всі наукові досягнення та спеціальні галузеві вимоги при створенні систем захисту від радіації.

Ми постачаємо сучасні та функціональні вікна для рентген захисту, які завдяки своїй модульній конструкції відповідають вимогам використання в медичних приміщеннях. Серед запропонованих нижче вікон радіаційного захисту MAVIG можна знайти рішення для всіх типів будівельних проектів, що забезпечують просте та легке встановлення. Можна уникнути широкої підготовки та складного будівництва.

РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ ВІКНО DGS 90





Рентген захисне вікно DGS 90

Двостулкове алюмінієве вікно* для встановлення в бетонні, цегляні, гіпсокартонні (BA13) або дерев'яні внутрішні стіни.

Металева рама (А) з алюмінію (профіль 62 x 42 мм) плюс просвинцьована зовнішня рамка (В), свинцевий еквівалент Pb 2,00 мм, профіль: 84 x 5 мм.

Рама вікна має білий колір (RAL 9003). Вікно включає в себе рентген захисне просвинцьоване скло (С) найвищої якості, доступне зі значенням еквівалента свинцю Pb 2,00 мм (інші значення еквівалента свинцю до макс. Pb 4,00 мм за вимогою).



Металева рама (розмір, В x Ш)	Отвір в стіні (В x Ш)	Захисне скло (В x Ш)	Еквівалент Pb	Поле огляду (В x Ш)	Price / €
700 x 900 mm	710 x 910 mm	600 x 800 mm	2.00 mm Pb	576 x 776 mm	
900 x 1100 mm	910 x 1110 mm	800 x 1000 mm	2.00 mm Pb	776 x 976 mm	
900 x 1300 mm	910 x 1310 mm	800 x 1200 mm	2.00 mm Pb	776 x 1176 mm	
1100 x 1300 mm	1110 x 1310 mm	1000 x 1200 mm	2.00 mm Pb	976 x 1176 mm	
1100 x 1500 mm	1110 x 1510 mm	1000 x 1400 mm	2.00 mm Pb	976 x 1376 mm	
1100 x 1700 mm	1110 x 1710 mm	1000 x 1600 mm	2.00 mm Pb	976 x 1576 mm	
1100 x 1900 mm	1110 x 1910 mm	1000 x 1800 mm	2.00 mm Pb	976 x 1776 mm	
1100 x 2100 mm	1110 x 2110 mm	1000 x 2000 mm	2.00 mm Pb	976 x 1976 mm	

Спеціальні розміри вікон / інші еквівалентні значення свинцю до макс. Pb 4,00 мм за запитом.

TS

OT

GD

LE

HZA

MD

UT

WD

VH

DGS

GR

РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ СКЛО

РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ СКЛО

Високоякісне просвинцьоване скло (Pb 1,0 - 3,0 мм), відповідно до IEC 61331-2: 2014. Значення Pb вимірювали при 150 кВ. Обидві поверхні скла шліфуються. Краї свинцевого скла захищені.

Просвинцьоване скло від радіаційного захисту (Pb 0,5 мм) призначене лише для мамографічних та аналітичних приладів. Значення Pb вимірювали при 120 кВ. Нестандартні розміри, надрізи та інші еквіваленти свинцю доступні за запитом.

				Найкраще співвідношення ціни та якості		
Розмір (мм)	0.50 mm Pb артикул Preis / €	1.00 mm Pb артикул Preis / €	1.50 mm Pb артикул Preis / €	2.00 mm Pb артикул Preis / €	2.50 mm Pb артикул Preis / €	3.00 mm Pb артикул Preis / €
400 x 300	GR8405/4030	GR8410/4030	GR8415/4030	GR8420/4030	GR8425/4030	GR8430/4030
400 x 400	GR8405/4040	GR8410/4040	GR8415/4040	GR8420/4040	GR8425/4040	GR8430/4040
500 x 400	GR8405/5040	GR8410/5040	GR8415/5040	GR8420/5040	GR8425/5040	GR8430/5040
600 x 400	GR8405/6040	GR8410/6040	GR8415/6040	GR8420/6040	GR8425/6040	GR8432/6040
700 x 500	GR8405/7050	GR8410/7050	GR8415/7050	GR8420/7050	GR8425/7050	GR8430/7050
800 x 600	GR8405/8060	GR8410/8060	GR8415/8060	GR8420/8060	GR8425/8060	GR8430/8060
1000 x 800	GR8405/10080	–	GR8415/10080	GR8420/10080	GR8425/10080	GR8430/10080
1200 x 800	GR8405/12080	–	GR8415/12080	GR8420/12080	GR8425/12080	GR8430/12080
1200 x 1000	GR8405/120100	–	–	GR8420/120100	GR8425/120100	GR8430/120100
2000 x 1000	GR8405/200100	–	–	GR8420/200100	GR8425/200100	GR8430/200100
Товщина (мм)	5.75 - 6.25	5.2 - 5.8	5.0 - 7.0	7.0 - 9.0	8.5 - 10.5	10.0 - 12.0
Вага (кг/м²)	20	28	35	45	53	61

НАБОРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СКЛОПАКЕТІВ



Комплекти для монтажу просвинцьованого скла у двері або стінні отвори.

Кожен монтажний комплект включає такі частини:

- Чотири пластикові тримачі сірого кольору (GR844) або чорного кольору (GR845)
- Чотири гвинти з круглою головкою M5x40 DIN96
- Чотири дюбеля для саморізів для дерева
- Чотири гвинти з плоскою головкою M5 x 16 VA DIN85 (GR844), респ. M5x26 (GR845)

Артикул

Опис

GR844

Монтажні деталі для скла до Pb 1,5 мм і товщиною до 8,5 мм. комплект 4 шт.

GR845

Монтажні деталі для просвинцьованого скла з Pb від 2,0 мм до 3,5 мм і максимальною товщиною від 8,5 мм до 12,0 мм, комплект 4 штуки

ЗАХИСНІ ШТОРИ

Провідна технологія втілена в деталях



Гарантований захист від радіаційного опромінення і висока надійність наших систем в щоденній роботі - це ключові характеристики захисних штор Mavig.

Висока якість продукції забезпечується завдяки використанню тільки найкращих механічних компонентів, які використовуються виключно для захисних штор MAVIG. Завдяки нашим розробкам висока маса штор і особливі вимоги до радіаційного захисту реалізуються оптимальним чином.

Досвідчена команда спеціалістів компанії MAVIG має високий рівень знань щодо обладнання радіаційного захисту, системної технології та дизайну інтер'єру. Наші консультанти швидко підбирають кращі рішення. Наше бездоганне планування радіаційного захисту і функціональний дизайн системи дають вам ідеальний результат.

Будь ласка, надайте таку інформацію при замовленні:

- Розміри штор (загальні розміри, включаючи рейок х повна ширина / довжина рейки)
- Штора для стельового або настінного монтажу
- Установка всередині або ззовні ніші вікна
- Якщо всередині ніші: висота і ширина ніші
- Відстань між стіною і вікном / нішею (праворуч і ліворуч)
- Висота і ширина вікна (включаючи раму)
- Відстань від верхнього краю вікна до стелі / верхнього краю ніші
- Відстань від нижнього краю вікна до підлоги / нижнього краю ніші
- Значення Pb (в мм) захисної штор
- Розміщення захисних панелей: справа або зліва
- Положення блоку управління: справа або зліва

TS

OT

GD

LE

HZA

MD


UT

WD

VH

GR

ЗАХИСНІ ШТОРИ VH194NV, VH691



Наші шторы та жалюзі індивідуально підібрані та виготовлені відповідно до точних потреб клієнта. Для того, щоб дати точну вартість, ми просимо надати наступну інформацію:

- **Pb еквівалент:** 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, чи 2 мм
- **Висота:** Точна висота, яку потрібно покрити.
Для належного захисту від радіації врахуйте відповідну зону перекриття вгорі та внизу.
- **Ширина:** Точна ширина, яку слід покрити.
Будь ласка, врахуйте відповідну площу перекриття у своєму розрахунку з обох сторін, щоб забезпечити належний захист від радіації.

Для будь-яких запитань чи додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців, які будуть раді допомогти Вам.

Артикул

Опис

Price / €

VH194NV

Рухомі захисні жалюзі. Захисні панелі шириною 127 мм, виконані з натуральної просвинцьованої гуми, з зовнішнім поліуретановим покриттям.
Доступні значення Pb: 0,50 мм, 1,00 мм, 1,50 мм, 2,00 мм

ΑἰΡΤΥΙΝ ὈΧΡ ΧΙ ΟΙΥΘΠο ΦΥΝΕΥο VH194NV

ΤΡΥΨΑΙ 2,00 Φ (ΛΤΥΘαΙ Θαρ ΩΙΧΞΥο) ο ΒΡἼΡΧΙ 2,00 Φ, 1,00 ΦΦΡβ. ~ ΙΜΙΥΖΧΙ ΛΙΜΙ Λ
ὈΖΨΦΕ ΛΡΩΙΝΤΕ ὙάΙΧΨΑΡάΖ ΩἼΡΚΥ. 80,0 ΤМ



MAVIG GmbH Head Office

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

P.O. Box 82 03 62
81803 Munich
Germany

Phone +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
E-mail info@mavig.com

GLOBAL MAVIG LOCATIONS

Nordic & Baltic countries MAVIG Nordic

Stockholm
Sweden

Phone +46 (0) 722 25 25 68
E-mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Ireland MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516AW The Hague
The Netherlands

Phone +31 (0) 70 33 11 688
Mobile +31 (0) 61 595 43 48
E-mail simmonds@mavig.nl

France MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
France

Phone +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
E-mail info@mavig.fr

South-East Europe MAVIG South-East Europe

Ljubljana
Slovenia

Phone +386 (40) 6 33 900
E-mail dejak@mavig.com

FOREIGN OFFICES

USA & Canada Ti-Ba Enterprises, INC.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Phone +1 585 247 1212
Fax +1 585 247 1395
E-mail mavigusteam@mavig.com

Middle East & North Africa Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfa as St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Lebanon

Phone +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
E-mail mavig@mena-md.com

Україна

MAVIG Україна

Телефон: +380 97 959 10 89
info@mavig.com.ua
www.mavig.com.ua

www.mavig.com