

UA



Засоби захисту очей від рентгенівського випромінювання

MAVIG



Компанія MAVIG успішно працює по всьому світу з 1921 року. Продукція MAVIG відзначається якістю та надійністю.

За допомогою наших інтелектуальних рішень ми встановлюємо нові міжнародні стандарти для медичної галузі.  
Наша продукція виробляється за новітніми технологіями та процесами на заводі в Мюнхені, Німеччина.

Визнання з боку наших клієнтів є підтвердженням і мотивацією для інвестування наших ресурсів та досвіду для подальшого розвитку та реалізації високоякісних рішень, орієнтованих на клієнта.



**Якість: Якісна продукція -  
виготовлено в Німеччині!**

MAVIG відповідає вимогам відповідних європейських стандартів:

- > ISO 13485 (Система управління якістю медичних виробів)
  - > (EU) 2017/745 (Регламент Європейського Союзу щодо медичних приладів)
  - > (EU) 2016/425 (Положення про засоби індивідуального захисту)
- MAVIG® є зареєстрованою торговою маркою MAVIG GmbH.

|        | Традиції і інновації                                                  | Сторінка     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 02                                                                    |              |
| BR/BRV | <b>Зміст</b>                                                          | <b>02</b>    |
|        | <b>Рентген захист для очей</b>                                        |              |
|        | Ризик катаракти                                                       | 03           |
| Моделі | <b>Рентгенозахисні окуляри з бічним захистом</b>                      | <b>04-10</b> |
|        | Окуляри Модель <b>BR330</b> - Окуляри дозиметрії                      | 04           |
|        | Окуляри Модель <b>BR126</b>                                           | 06           |
|        | Окуляри Модель <b>BR115</b>                                           | 08           |
|        | Окуляри Модель <b>BR310</b>                                           | 08           |
|        | Окуляри Модель <b>BR321</b>                                           | 09           |
|        | Окуляри Модель <b>BR322</b>                                           | 09           |
|        | Окуляри Модель <b>BR331</b>                                           | 10           |
|        | <b>Рентгенозахисні окуляри класичні /Тільки фронтальний захист</b>    | <b>11</b>    |
|        | Окуляри Модель <b>BR118</b>                                           | 11           |
|        | Окуляри Модель <b>BR119</b>                                           | 11           |
|        | <b>Рентгенозахисні маски (свинцевий акрил)</b>                        | <b>12</b>    |
|        | Маска модель <b>BRV500</b> повністю охоплює обличчя до підборіддя     | 12           |
|        | Маска Модель <b>BRV501</b> охоплює обличчя до скул (виріз з для носа) | 12           |
|        | <b>Артикули та прайс</b>                                              | <b>13-15</b> |

Законодавчі норми щорічної граничної дози опромінення для кришталика ока становлять 20 mSv (мілізієртів) для людей старше 18 років, які піддаються професійному опроміненню. За замовчуванням та з урахуванням рівня науки та технологій, радіаційне опромінення повинно бути навіть нижче цієї межі.



**„Згідно сучасних знань, ранні стадії радіоіндукованої катаракти можуть виникнути при дозі опромінення 0.5 Гр.“<sup>1) 2)</sup>**

**„Незалежно від тривалості опромінення ефект є кумулятивним, тобто всі дози накопичуються.“<sup>1)</sup>**

**§** З впровадженням Європейської директиви EURATOM 2013/59 у національне законодавство від 6 лютого 2018 року та нового закону про захист від радіації (введеного 1 жовтня 2017 року) значення річної еквівалентної дози вперше обмежується обов'язковим порогом макс. 20 mSv на рік (для людей старше 18 років).


## < 20 mSv на рік

1) SSK: Променева катаракта, рекомендація Радіаційного захисту Комісія з науковим обґрунтуванням [конференція]. - Бонн, 14 травня 2009 р. - 234-е видання Сесія Комісії з радіаційного захисту 14 травня 2009 р. - С. 9, 18, 21

2) Постанова про радіологічний захист: Наказ про захист від заподіяної шкоди іонізуючим випромінюванням. - 2011. - жовтень - С. 31, 32, 34

### Ризик катаракти – Брошура

Додаткову інформацію можна знайти в нашій окремій брошурі «Ризик катаракти».



Для отримання детальної інформації, зв'яжіться з нами :

#### MAVIG GmbH

Stahlgruberring 5  
81829 Munich

Phone +49 (0) 89 / 420 96 0+49  
Fax (0) 89 / 420 96 200  
e-Mail info@mavig.com  
Web www.mavig.com

### Рецепт для рентгенозахисних окулярів з індивідуальними корегуючими лінзами - Завантажити/Шаблон

На нашому веб-сайті доступний шаблон для призначення рентгенозахисних окулярів з індивідуальними коригувальними лінзами.

**[www.mavig.com/x-ray-protection/eye-protection](http://www.mavig.com/x-ray-protection/eye-protection)**

(в кінці веб-сайту - нижня область „Завантаження“)

Ця форма використовується для простої передачі значень, визначених оптиком для виготовлення окулярів на робочому місці.

# BR330

Дозиметрія та захист від рентгенівських променів  
Майбутнє захисту від опромінення очей



Рентгенозахисні окуляри BR330 без встановлення дозиметра (показаний колір Ocean Blue)



Рентгенозахисні окуляри BR330 із встановленням дозиметра з правого боку (показано колір Obsidian Grey / Black)

Окуляри BR330 розроблені для найкращого захисту очей користувача від розсіяного випромінювання з усіх сторін.

Конструктивно це було реалізовано за допомогою широких радіаційно-захисних лінз та суцільного бічного захисту скронь, що щільно прилягає до скул.

## СПЕЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИМІЗОВАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ


- Оправа виготовлена з високоякісних пластикових матеріалів з високою стійкістю
- Не використовуються пластифікатори під час виробництва
- Окуляри максимально гіпоалергенні завдяки застосуванню спеціальних матеріалів
- Атравматичний дизайн запобігає ризику отримання травм
- Легке очищення та висока стійкість до хімічного впливу (стійкість до дезінфікуючих засобів)
- Стандартне антиблікове покриття лінз
- Доступно використання біфокальних та монофокальних лінз

BR330 - рентгенівські захисні окуляри з безрозривними, розширеними боковими зонами захисту від випромінювання, доступні з інтегрованим патентованим дозиметром, або без нього.

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Колір                | Ocean Blue<br>Obsidian Grey / Black                                                   |
| Розмір               | Універсальний/регулюється                                                             |
| Довжина дужки        | Регулюється                                                                           |
| Нахил дужки          | Регулюється, $\pm 22.5^\circ$                                                         |
| Свинцевий еквівалент | Фронтальний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.50 мм<br>Бічний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.50 мм |
| Вага                 | прибл. 120 г                                                                          |
| Кріплення дозиметра* | Без дозиметра, зліва, справа чи з обох боків                                          |
| В комплекті          | Антиблікове покриття лінз. Ремінець для окулярів, футляр, тканина для чищення         |
| Відповідність        | IEC 61331-1:2014 /<br>IEC 61331-3:2014                                                |

\*Дозиметри та сама послуга дозиметрії є додатковими та не включаються до початкового обсягу доставки.

Зверніть увагу на інформацію, надану на стор. 14, про придбання сумісних дозиметрів та послугу дозиметрії.







Для контролю дози опромінення кришталіка фіксоване розташування дозиметра (ів) є найбільш ідеальним. Разом з нашими партнерами по проекту AWST Центр оцінювання Центру Гельмгольца та Dosilab, компанія MAVIG розробила новий тип окулярів захисту від радіації, з інтегрованою дозиметрією.

Окуляри BR330 дозволяють використовувати дозиметри за рахунок запатентованого з'єднання дозиметра зліва, справа або з обох сторін. Підключення дозиметра було розроблено таким чином, що немає обмежень для користувачів, і при цьому гарантується найкраща дозиметрія.

Окуляри також можна використовувати без підключення дозиметра.

Максимальний комфорт при носінні та оптимальний захист від випромінювання, з урахуванням індивідуальної геометрії обличчя користувача, вимагають широкого спектру налаштувань.

Окуляри BR330, не тільки ергономічні, але також мають додаткові механізми регулювання. Нахил спереду, довжина дужок і м'яка подушечка носа - все це можна підлаштувати під ваші індивідуальні потреби.

Передня частина лінз BR330 забезпечує дуже широкий діапазон корекції зору як в одному, так і в декількох діапазонах (прогресивні лінзи).

Окуляри MAVIG виготовлені з високоякісного захисного скла. Це гарантує найкращі значення пропускання світла та забезпечує максимальний захист від рентгенівського випромінювання.

На малюнку вище показано:

- 1) Місце кріплення для ремінця
- 2) Захисні лінзи з антибліковим покриттям
- 3) Ергономічні дужки
- 4) Регулювання довжини
- 5) Поворотний шарнір (+/- 22,5 °)
- 6) Підключення дозиметра
- 7) М'які накладки для носа, регульовані



Рентгенозахисні  
Окуляри



Інтеграція  
Дозиметрів



Коригувальні лінзи



Індивідуальні  
Регулювання

➤ Детальну інформацію про артикули та деталі замовлення можна знайти на сторінці 13.

# BR126

## Сучасний рентген захист очей



**BR126 Рентгенозахисні окуляри**  
(показано колір Sandstone/Orange)



**BR126 Рентгенозахисні окуляри**  
(показано колір Cocoa/Light Blue)

**BR126 розроблений для найкращого захисту очей користувача від розсіяного випромінювання з усіх сторін.**

Конструктивно це було реалізовано за допомогою радіаційно-захисних лінз з великою площею та бічних елементів захисту від радіації, які щільно закріплені одне до одного.

### СПЕЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИМІЗОВАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ

- Оправа виготовлена з високоякісних пластикових матеріалів з високою стійкістю
- Не використовуються пластифікатори під час виробництва
- Окуляри максимально гіпоалергенні завдяки застосуванню спеціальних матеріалів
- Атравматичний дизайн запобігає ризику отримання травм
- Легке очищення та висока стійкість до хімічного впливу (стійкість до дезінфікуючих засобів)
- Стандартне антиблікове покриття лінз
- Доступно використання біфокальних та монофокальних лінз

**BR126 Рентгенозахисні окуляри з бічним захистом від радіації, що щільно прилягає до лінз.**

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колір                | Sandstone/Orange<br>Cocoa/Light Blue                                                                                                    |
| Розмір               | "малий-середній" і "великий"                                                                                                            |
| Свинцевий еквівалент | Фронтальний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.50 мм чи<br>Фронтальний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.75 мм<br>Бічний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.50 мм |
| Вага                 | прибл. 80 г (Pb 0.50 мм)<br>прибл. 85 г (Pb 0.75 мм)                                                                                    |
| В комплекті          | Антиблікове покриття<br>Ремінець для окулярів, футляр, тканина для чищення                                                              |
| Відповідає           | IEC 61331-1:2014 /<br>IEC 61331-3:2014                                                                                                  |



Ширина оправы  
140 mm (S/M)  
145 mm (L)



Висота лінз / ширина лінз  
36 mm / 55 mm (S/M)  
36 mm / 58 mm (L)



Ширина перегородки  
15 mm (S/M)  
16 mm (L)



Довжина дужки  
130 mm (S/M)  
130 mm (L)



Захисні окуляри BR126 першого покоління вже були забезпечені достатнім боковим захистом. Після оновлення друге покоління окулярів BR126 отримало найбільш оптимальний бічний захист від радіації.

Для багатьох робочих місць пов'язаних з радіаційним випромінюванням є важливе носіння захисних окулярів. Залежно від складності процедури час носіння може збільшуватись, тому можливість індивідуального підлаштування до потреб користувача стає найбільш актуальною. Тому що лише захисні окуляри, які використовуються постійно, захищають ефективно.

Конструкція окулярів гармонійно адаптується до анатомії обличчя. Ми пропонуємо два розміри в цьому модельному ряді. Важливий параметр щільного прилягання окулярів ефективно реалізується за допомогою ергономічних дужок.

Максимальний комфорт при носінні забезпечує м'яка зручна форма оправ. Широка контактна поверхня на перенісці розподіляє вагу захисних окуляр по всій області.

Окуляри BR126 також доступні з одиночними або прогресивними лінзами для корекції зору.

Окуляри MAVIG виготовлені з високоякісного захисного скла. Це гарантує найкращі значення пропускання світла та забезпечує максимальний захист від рентгенівського випромінювання.

На малюнку вище показано:

- 1) Захисні лінзи з антибліковим покриттям
- 2) Бічний захист
- 3) Ергономічні дужки
- 4) Вид з боку



Рентгенозахисні  
Окуляри



Коригувальні лінзи



Індивідуальні регулювання

Детальну інформацію про артикули та деталі замовлення можна знайти на сторінці 13.

## Традиційна серія

## BR115



## BR310




## BR115

Рентгенозахисні окуляри з пластиковою оправою.

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доступний колір      | Black (■)                                                                                |
| Розмір               | Універсальний                                                                            |
| Свинцевий еквівалент | Фронтальний захист (50 - 150 кВт) Pb 0.75 мм<br>Бічний захист (50 - 150 кВтV) Pb 0.75 мм |
| Вага                 | прибл. 110 г                                                                             |
| В комплекті          | М'яка стяжка, футляр                                                                     |
| Відповідає           | IEC 61331-1:2014 /<br>IEC 61331-3:2014                                                   |

На жаль, коригувальні лінзи не доступні для цієї моделі.




## BR310

Рентгенозахисні окуляри з пластиковою оправою з дизайном під панцир черепахи, що мають регульовані силіконові упори для носа.

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Доступний колір/стиль | Tortoise (■)                                                                          |
| Розмір                | Універсальний                                                                         |
| Свинцевий еквівалент  | Фронтальний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.75 мм<br>Бічний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.75 мм |
| Вага                  | прибл. 90 г                                                                           |
| В комплекті           | М'яка стяжка, футляр                                                                  |
| Відповідає            | IEC 61331-1:2014 /<br>IEC 61331-3:2014                                                |

Коригувальні лінзи: одинарні, біфокальні та прогресивні.



➤ Детальну інформацію про артикули та деталі замовлення можна знайти на сторінці 13.



## BR321



**BR321 Рентгенозахисні окуляри**  
(показано колір Silver)

## BR322



**BR322 Рентгенозахисні окуляри**  
(показано колір Gold)

## BR321

Рентгенозахисні окуляри з оцинкованим металевим каркасом сріблястого кольору, та індивідуальними регульованими силіконовими накладками для носа. Спеціальний пластиковий каркас забезпечує бічний захист Pb 0,50 мм (всередині вкритий захисним матеріалом до рівня вух).

Доступний колір Silver (  )

Розмір Універсальний


Свинцевий еквівалент Фронтальний захист (50 - 150 kV) Pb 0.75 мм  
Бічний захист (50 - 150 kV) Pb 0.50 мм

Вага прибіл. 65 г

В комплекті М'який ремінець для окулярів, чохол

Відповідає IEC 61331-1:2014 /  
IEC 61331-3:2014

Коригувальні лінзи Одинарні, біфокальні та прогресивні



## BR322

Рентгенозахисні окуляри з металевим каркасом золотистого кольору, та індивідуальними регульованими силіконовими накладками для носа. Спеціальний пластиковий каркас забезпечує бічний захист Pb 0,50 мм (всередині вкритий захисним матеріалом до рівня вух).

Доступний колір Gold (  )

Розмір Універсальний


Свинцевий еквівалент Фронтальний захист (50 - 150 kV) Pb 0.75 мм  
Бічний захист (50 - 150 kV) Pb 0.50 мм

Вага прибіл. 70 г

В комплекті М'який ремінець для окулярів, чохол

Відповідає IEC 61331-1:2014 /  
IEC 61331-3:2014

Коригувальні лінзи Одинарні, біфокальні та прогресивні



➤ Детальну інформацію про артикули та деталі замовлення можна знайти на сторінці 13.

## Традиційна серія

## BR331



## BR331

Рентгенозахисні окуляри мають прозору пластикову оправу з вставками синього кольору. Спеціальний пластиковий каркас, вкритий зсередини рентгенозахисним матеріалом до рівня вух, забезпечує бічний захист Pb 0,50 мм.

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доступний колір      | Blue-Transparent (  ) |
| Розмір               | Універсальний                                                                                            |
| Свинцевий еквівалент | Фронтальний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.75 мм<br>Бічний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.50 мм                    |
| Вага                 | прибл. 85 г                                                                                              |
| В комплекті          | М'який ремінець для окулярів, чохол                                                                      |
| Відповідає           | IEC 61331-1:2014 /<br>IEC 61331-3:2014                                                                   |
| Коригувальні лінзи   | Одинарні, біфокальні,<br>прогресивні                                                                     |



Ширина оправы



Висота лінз / Ширина лінз



Ширина перегородки



Довжина дужки



Детальну інформацію про артикули та деталі замовлення можна знайти на сторінці 13.

## BR118



**BR118 Рентгенозахисні окуляри**  
(показаний колір Taure)

## BR119




**BR119 Рентгенозахисні окуляри**  
(показаний колір Silver)

### BR118

Рентгенозахисні окуляри з пластиковою оправою та додатковими м'якими вставками на кінцях дужок.

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Доступний колір      | Taure (■), Blue (■), Black (■)              |
| Розмір               | Універсальний                               |
| Свинцевий еквівалент | Фронтальний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.75 мм |
| Вага                 | прибл. 60 г                                 |
| В комплекті          | М'який ремінець для окулярів, чохол         |
| Відповідає           | IEC 61331-1:2014 /<br>IEC 61331-3:2014      |

**Коригувальні лінзи** Одинарні, біфокальні та прогресивні



### BR119

Рентгенозахисні окуляри з пластиковою оправою та додатковими м'якими вставками на дужках.

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Доступний колір      | Silver (■), Black (■)                       |
| Розмір               | Універсальний                               |
| Свинцевий еквівалент | Фронтальний захист (50 - 150 кВ) Pb 0.75 мм |
| Вага                 | прибл. 65 г                                 |
| В комплекті          | М'який ремінець для окулярів, чохол         |
| Відповідає           | IEC 61331-1:2014 /<br>IEC 61331-3:2014      |

**Коригувальні лінзи** Одинарні, біфокальні та прогресивні



➤ Детальну інформацію про артикули та деталі замовлення можна знайти на сторінці 13.

## BRV500



## BRV501



Маски спеціально розроблені для захисту медичного персоналу, що виконує радіологічні процедури. Оптимальні для захисту кришталика ока від розсіяного рентгенівського випромінювання.

Під кожною моделлю масок користувач може носити окуляри. Маски допомагають значно знизити радіоактивне опромінення очей та значної частини обличчя.

**Якісні характеристики наших масок роблять їх ідеальними для використання в медичному середовищі:**

- Свинцевий еквівалент (вага): BRV500 Pb 0.10 мм (прибл. 525 г)  
BRV501 Pb 0.10 мм (прибл. 505 г)
- Індивідуальне регулювання розміру і прилягання
- Універсальні можливості адаптації до геометрії обличчя
- Легке регулювання поворотного механізму для щільного прилягання (натиснути, повернути)
- Зручне покриття, яке можна замінювати та мити
- Вигнутий просвинцьований акрил зі свинцевим еквівалентом Pb 0,10 мм
- Ретельно підібрані матеріали знижують ризик алергії до мінімуму

**BRV500** рентгенозахисна маска повністю охоплює обличчя до підборіддя

**BRV501** рентгенозахисна маска охоплює обличчя до вилиць (має виріз для носа)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Дизайн               | Повне покриття (BRV500)<br>Покриття до вилиць (BRV501)    |
| Розмір               | Універсальний/регулюється                                 |
| Свинцевий еквівалент | Фронтальний захист Pb 0.10 мм<br>Бічний захист Pb 0.10 мм |
| Вага                 | прибл. 525 г (BRV500)<br>прибл. 505 г (BRV501) IEC        |
| Відповідає           | 61331-1:2014                                              |

*На жаль, не доступні маски з функцією коригування зору.*

| Напруга рентгенівської трубки | Послабл. розсіяного випром-ня |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 50 кВ                         | 96.9 %                        |
| 60 кВ                         | 94.4 %                        |
| 80 кВ                         | 86.3 %                        |
| 100 кВ                        | 80.0 %                        |
| 120 кВ                        | 75.0 %                        |

➤ Детальну інформацію про артикули та деталі замовлення можна знайти на сторінці 13.



#### ЗАМОВЛЕННЯ І ЗАПИТАННЯ:

Будь ласка, надішліть e-mail на адресу:

Або зателефонуйте:

Наша команда буде рада проконсультувати Вас особисто:

Або надішліть нам факс:

Будь ласка, направляйте листи на нашу адресу:

**vgd@mavig.com** (для замовлень та запитів у Німеччині)  
**info@mavig.com.ua** (для замовлень та запитів в Україні)  
**+49 (0) 89 / 420 96 - 0** (Німеччина)  
**+38 (0) 228 84 17** (Україна)

**Німеччина:**  
 Понеділок – Четверг 8.00 - 17.00  
 (CET) Пятниця 8.00 - 13.00 (CET)

**Україна:**  
 Понеділок – П'ятниця  
 9.00 - 18.00 по Києву

**+49 (0) 89 / 420 96 - 200**

**MAVIG GmbH**  
 Stahlgruberring 5  
 81829 Munich  
 Germany

**ТОВ "ОНКОМЕДІКА"**  
 01014, Україна,  
 м. Київ, вул.  
 Звіринська, 63

#### ДОСТАВКА

В вартість товару входять витрати по доставці замовленого товару по Україні.

#### ПОВЕРНЕННЯ

Повернення або обмін товару згідно українського законодавства, можливо здійснити на протязі 14 днів з моменту отримання товару та фіксації факту передачі. При цьому товар повин бути в гарному стані в оригінальній упковці.

#### ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Ми просимо вас заздалегідь повідомити MAVIG по телефону або письмово, перш ніж повернути будь-який товар. Потім Ви отримаєте документи на обслуговування, що містять штрих-код, наклейку на повернення та форму для підтвердження знезараження. Якщо товари відправляються без підтвердження знезараження, MAVIG зобов'язаний юридично відмовити у прийнятті партії товару або повернути товар за ваш рахунок.

#### ЦІНИ

Ціни можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Послуги, пов'язані з підготовкою до встановлення, складанням, інсталяцією або іншими послугами, не включаються до пропозиції.

#### ОПЛАТА

Оплата здійснюється згідно українського законодавства, на рахунок компанії. Приймаються платежі від фізичних та юридичних осіб.

#### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ З ЛІКАРЕНЬ ТА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в наші продукти або вміст каталогу.



| Модель | Дозиметрія, колір                               | Рецепт лінз | Артикул        | ЦІНА/€  |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| BR330  | Без підключення дозиметра, Ocean Blue           | Плоскі      | BR330LA5B2CAPL | 615,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5B2CAPS | 951,00  |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5B2CAPP | 1194,00 |
| BR330  | 1x підключення дозиметра * - зліва Ocean Blue   | Плоскі      | BR330LA5B1LAPL | 732,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5B1LAPS | 1068,00 |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5B1LAPP | 1311,00 |
| BR330  | 1x підключення дозиметра * - справа, Ocean Blue | Плоскі      | BR330LA5B1RAPL | 732,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5B1RAPS | 1068,00 |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5B1RAPP | 1311,00 |
| BR330  | 2x підключення дозиметра *, Ocean Blue          | Плоскі      | BR330LA5B2OAPL | 762,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5B2OAPS | 1098,00 |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5B2OAPP | 1314,00 |
| BR330  | Без підключення дозиметра, Grey/Black           | Плоскі      | BR330LA5G2CAPL | 615,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5G2CAPS | 951,00  |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5G2CAPP | 1194,00 |
| BR330  | 1x підключення дозиметра * - зліва Grey/Black   | Плоскі      | BR330LA5G1LAPL | 732,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5G1LAPS | 1068,00 |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5G1LAPP | 1311,00 |
| BR330  | 1x підключення дозиметра * - справа, Grey/Black | Плоскі      | BR330LA5G1RAPL | 732,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5G1RAPS | 1068,00 |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5G1RAPP | 1311,00 |
| BR330  | 2x підключення дозиметра *, Grey/Black          | Плоскі      | BR330LA5G2OAPL | 762,00  |
|        |                                                 | Одинарні    | BR330LA5G2OAPS | 1098,00 |
|        |                                                 | Прогресивні | BR330LA5G2OAPP | 1314,00 |

**\* Замовляючи окуляри BR330, врахуйте особливості поставки залежності від країни призначення:**

- Без підключення дозиметра  MAVIG постачає захисні окуляри без підключення дозиметра в усі країни Європи без обмежень.
- З підключенням дозиметра  в Німеччині: Ви можете отримати окуляри від радіаційного захисту з підключенням дозиметра службами дозиметрії (AWST, раніше Центр оцінки Центру Гельмгольца) Mirion Technologies (AWST) GmbH ([www.auswertungsstelle.de](http://www.auswertungsstelle.de)), а також через дистриб'юторів. Сумісні дозиметри і послуга дозиметрії надаються компанією Dosimetrie (AWST) від Mirion Technologies GmbH.
-  У Франції, Бельгії та Швейцарії: окуляри від радіаційного захисту з підключенням дозиметрії, сумісні дозиметри та служба дозиметрії доступні у компанії Dosilab AG ([www.dosilab.ch](http://www.dosilab.ch)).
-  Якщо окуляри потрібні в інших країнах, зв'яжіться безпосередньо з MAVIG GmbH або Dosilab AG.  
(Dosilab AG - Телефон: +41 (0) 31 744 92 00, факс: +41 31 744 92 90, e-mail: [info@dosilab.ch](mailto:info@dosilab.ch))

| Модель | Розмір, фронтальний Pb еквівалент, колір     | Рецепт лінз | Артикул               | ЦІНА/€  |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| BR126  | малий-середній, Pb 0.50 мм, Sandstone/Orange | Плоскі      | BR126SM5S-arc         | 487,50  |
|        |                                              | Одинарні    | BR126SM5S-arc-presc-S | 739,50  |
|        |                                              | Прогресивні | BR126SM5S-arc-presc-P | 1066,50 |
| BR126  | малий-середній, Pb 0.75 мм, Sandstone/Orange | Плоскі      | BR126SM7S-arc         | 511,00  |
|        |                                              | Одинарні    | BR126SM7S-arc-presc-S | 765,00  |
|        |                                              | Прогресивні | BR126SM7S-arc-presc-P | 1092,00 |
| BR126  | великий Pb 0.50 мм, Sandstone/Orange         | Плоскі      | BR126L5S-arc          | 487,50  |
|        |                                              | Одинарні    | BR126L5S-arc-presc-S  | 739,50  |
|        |                                              | Прогресивні | BR126L5S-arc-presc-P  | 1066,50 |
| BR126  | великий, Pb 0.75 мм, Sandstone/Orange        | Плоскі      | BR126L7S-arc          | 511,00  |
|        |                                              | Одинарні    | BR126L7S-arc-presc-S  | 765,00  |
|        |                                              | Прогресивні | BR126L7S-arc-presc-P  | 1092,00 |

| Модель | Розмір, фронтальний Pb еквівалент, колір                                                                                                                        | Рецепт лінз                | Артикул               | ЦІНА/€  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| BR126  | малий-середній, Pb 0.50 мм, Cocoa/Light Blue                                                                                                                    | Плоскі                     | BR126SM5C-arc         | 487,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR126SM5C-arc-presc-S | 739,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Прогресивні                | BR126SM5C-arc-presc-P | 1066,50 |
| BR126  | малий-середній, Pb 0.75 мм, Cocoa/Light Blue                                                                                                                    | Плоскі                     | BR126SM7C-arc         | 511,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR126SM7C-arc-presc-S | 765,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Прогресивні                | BR126SM7C-arc-presc-P | 1092,00 |
| BR126  | великий, Pb 0.50 мм, Cocoa/Light Blue                                                                                                                           | Плоскі                     | BR126L5C-arc          | 487,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR126L5C-arc-presc-S  | 739,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Прогресивні                | BR126L5C-arc-presc-P  | 1066,50 |
| BR126  | великий, Pb 0.75 мм, Cocoa/Light Blue                                                                                                                           | Плоскі                     | BR126L7C-arc          | 511,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR126L7C-arc-presc-S  | 765,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Прогресивні                | BR126L7C-arc-presc-P  | 1092,00 |
| Модель | Розмір, фронтальний Pb еквівалент, колір                                                                                                                        | Рецепт лінз                | Артикул               | ЦІНА/€  |
| BR115  | універсальний, Pb 0.75 мм, Black                                                                                                                                | Плоскі                     | BR115-Black           | 397,50  |
| BR310  | універсальний, Pb 0.75 мм, Tortoise                                                                                                                             | Плоскі                     | BR310                 | 321,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR310-99*             | 528,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Біфокальні/<br>Прогресивні | BR310-99*             | 597,00  |
| BR321  | універсальний, Pb 0.75 мм, Silver                                                                                                                               | Плоскі                     | BR321                 | 379,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR321-99*             | 558,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Біфокальні/<br>Прогресивні | BR321-99*             | 703,50  |
| BR322  | універсальний, Pb 0.75 мм, Gold                                                                                                                                 | Плоскі                     | BR322                 | 379,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR322-99*             | 558,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Біфокальні/<br>Прогресивні | BR322-99*             | 703,50  |
| BR331  | універсальний Pb 0.75 мм, Blue-Transparent                                                                                                                      | Плоскі                     | BR331                 | 379,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR331-99*             | 558,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Біфокальні/<br>Прогресивні | BR331-99*             | 703,50  |
| Модель | Розмір, фронтальний Pb еквівалент, колір                                                                                                                        | Рецепт лінз                | Артикул               | ЦІНА/€  |
| BR118  | універсальний Pb 0.75 мм, Taupe<br>універсальний, Pb 0.75 мм, Blue<br>універсальний, Pb 0.75 мм, Black<br>універсальний, Pb 0.75 мм<br>універсальний Pb 0.75 мм | Плоскі                     | BR118-Taupe           | 474,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Плоскі                     | BR118-Blue            | 474,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Плоскі                     | BR118-Black           | 474,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR118-99*             | 654,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Біфокальні/<br>Прогресивні | BR118-99*             | 757,50  |
| BR119  | універсальний, Pb 0.75 мм, Silver<br>універсальний, Pb 0.75 мм, Black<br>універсальний, Pb 0.75 мм<br>універсальний, Pb 0.75 мм                                 | Плоскі                     | BR119-Silver          | 520,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Плоскі                     | BR119-Black           | 520,50  |
|        |                                                                                                                                                                 | Одинарні                   | BR119-99*             | 699,00  |
|        |                                                                                                                                                                 | Біфокальні/<br>Прогресивні | BR 119-99*            | 804,00  |
|        |                                                                                                                                                                 |                            |                       |         |
| Модель | Дизайн, свинцевий еквівалент                                                                                                                                    | Рецепт лінз                | Артикул               | ЦІНА/€  |
| BRV500 | повністю охоплює обличчя до підборіддя, Pb 0.10 мм                                                                                                              | Плоскі                     | BRV500                | 550,50  |
| BRV501 | охоплює обличчя до вилиць, Pb 0.10 мм                                                                                                                           | Плоскі                     | BRV501                | 489,00  |

\* Для замовлень, що включають коригувальні лінзи, будь ласка, вкажіть наступні значення з поточного рецепта або рецепта лінз для окулярів для робочого місця:

Сферичний / діоптрій (Sph / Dpt)

При необхідності значення циліндричної форми (Cyl) та осі (A)

Відстань зіниці, окремо для лівого та правого ока (PD)

Додаткові значення (ADD) (лише біфокальні або прогресивні лінзи)

Рецепт на лінзи не повинен бути старше 6 місяців.

Лише після отримання всіх необхідних значень рецепта ми можемо підтвердити, чи можливо виготовити коригуючі лінзи.



## Компанія MAVIG GmbH Штаб-квартира

Поштовий ящик 82 03 62  
81803 Мюнхен  
Німеччина

Stahlgruberring 5  
81829 Мюнхен  
Німеччина

Телефон +49 (0) 89 420 96 0  
Факс +49 (0) 89 420 96 200  
e-Mail info@mavig.com

## Україна ТОВ "ОНКОМЕДІКА"

01014, Україна,  
м. Київ, вул. Звіринська, 63

Телефон +38 (0) 228 84 17  
e-Mail info@mavig.com.ua

## Офіси MAVIG по всьому світу

### Країни Балтики і Північної Європи MAVIG Nordic

Стокгольм  
Швеція

Телефон +46 (0) 722 25 25 68  
e-Mail larsson@mavig.com

### Бенелюкс, Великобританія, Ірландія MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86  
2516 AW Den Haag  
Нідерланди

Телефон +31 (0) 70 33 11 688  
Мобільний +31 (0) 61 595 43 48  
e-Mail simmonds@mavig.nl

### Франція MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées  
F-75008 Париж  
Франція

Телефон +33 (0)1 30 59 46 23  
Факс +33 (0)1 30 59 46 23  
e-Mail info@mavig.fr

### Китай MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Room #1010, Floor 9  
#609 Wang Jing Yuan  
Chaoyang District  
Пекін 100102, Китай

Телефон +86 - 10 - 64 78 19 21  
Факс +86 - 10 - 64 78 19 21  
Мобільний +86 - 13 70 122 85 86  
e-Mail zhang@mavig.com

## Представництва

### США, Канада Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle  
Rochester, NY 14606  
США

Телефон +1 (585) 247 1212  
Факс +1 (585) 247 1395  
e-Mail mavigusteam@mavig.com

### Близький Схід та Північна Африка

Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.  
- Alboustany Building, 5th floor  
Бейрут  
Ліван

Телефон +961 14 23 499  
Факс +961 14 26 499  
e-Mail mavig@mena-md.com

# www.mavig.com