

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ- ПРОСТИЙ ВІЗОК 300 СЕРІЇ 3132 W

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4-х сторін. Приємні на дотик, округлі форми.
- Підняті бічні бортики дозволяють переміщати візок без необхідності використання ручки.

МОНОБЛОЧНА СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДИ ISO РОЗМІРІВ

- Повне відкриття.
- Сталеві направляючі на кульковому підшипнику з системою самозакривання.
- Передній стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина ящика з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Артикул G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримачі карток з білими картками, знімні.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Змінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Без ручки для переміщення - Легке очищення лівої панелі.
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. Протектор м'який, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом у передній частині.



3132 W

365 W.26LW(R2).32L.33R.50

АКСЕСУАРИ

26LW(R2) ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛИЧКА

32L БІЧНА ПІДТРИМКА

33R ЗНІМНИЙ ТРИМАЧ КОНТЕЙНЕРА

50 ВІДРО 13 Л.

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182. Тел./
факс: +38 044 360 03 00
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua