

## АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИЙ - ПРОСТИЙ ВІЗОК 300 СЕРІЇ 3611 G

**РОЗМІРИ** 640 x 480 мм

**АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ** 980 мм (робоча поверхня – підлога).

### РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, РЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4-х сторін. Приємні на дотик, округлі форми.
- Підняті бічні бортики дозволяють переміщати візок без необхідності використання ручки.

### МОНОБЛОЧНА СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

### ШУХЛЯДИ ISO РОЗМІРІВ

- Повне відкриття.
- Сталеві направляючі на кульковому підшипнику з системою самозакривання.
- Передній стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Артикул G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримач карток з білими картками, знімний.

### ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висоти 50, 100, 200 мм. Змінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

### МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Без ручки для переміщення - Легке очищення лівої панелі.  
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. Протектор м'який, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом у передній частині.



### 3611 G

365 G.26(RA4.A5).27EV.32R

#### АКСЕСУАРИ

**26(RA4.A5)** ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ

**27EV** ПІДСТАВКА ДЛЯ НОУТБУКА

**32R** БІЧНА ПІДТРИМКА

#### ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,  
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.  
Тел./факс: +38 044 360 03 00  
[info@insausti.com.ua](mailto:info@insausti.com.ua)  
[www.insausti.com.ua](http://www.insausti.com.ua)  
[www.ren-med.com.ua](http://www.ren-med.com.ua)