

АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИЙ - ПРОСТИЙ ВІЗОК 300 СЕРІЇ 3684 В

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, РЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4-х сторін. Приємні на дотик, округлі форми.
- Підняті бічні бортики дозволяють переміщати візок без необхідності використання ручки.

МОНОБЛОЧНА СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДИ ISO РОЗМІРІВ

- Повне відкриття.
- Сталеві направляючі на кульковому підшипнику з системою самозакривання.
- Передній стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Артикул G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримач карток з білими картками, знімний.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯД 600 x 400 мм

- Висоти 50, 100, 200 мм. Змінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Без ручки для переміщення - Легке очищення лівої панелі.
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. Протектор м'який, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом у передній частині.



3684 В

365 В.26(RA4.A5.R2).30.32L

АКСЕСУАРИ

26(RA4.A5.R2) ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ -

ЦЕНТАЛЬНА ПОЛИЧКА

30 СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

32L БІЧНА ПІДТРИМКА

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 360 03 00
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua