

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ- ПРОСТІ ВІЗКИ 300 СЕРІЯ **3014**

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємний на дотик, округлі форми.
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Підставки без ручок - Легке очищення додаткової полиці
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 передні колеса з гальмом.



3014

305.35.50

АКСЕСУАРИ

35 ЦЕНТРАЛЬНА ПІДСТАВКА

50 ПЛАСТИКОВЕ ВІДРО 13 ЛІТРІВ

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua