

НИЗЬКИЙ КВАДРАТНИЙ ВІЗОК Q003LW W

РОЗМІРИ 480 x 480 мм

ЗМЕНШЕНА ВИСОТА 855 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко у прибиранні.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємна на дотик, округлі форми.
- Підняті боковини дозволяють переміщати візок без ручки для штовхання.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. З'єднання заклепками та TIG зварюванням.

КВАДРАТНІ ШУХЛЯДИ

- Поліпропілен. Три кольори: В -синій, W -білий, R -червоний.
- Висота 57, 130 мм.
- Повне відкриття.
- Сталеві напрямні на шарикопідшипниках із системою самозакривання.
- Передній стопор захищає від сильних ударів під час закривання.
- Навантаження на одну шухляду: 20 кг.
- Ергономічна ручка.
- Тримач зі знімними білими картками.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Без ручки для штовхання.
- Легке очищення лівої панелі.
- Вільна ліва сторона для кріплення аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом на передній частині.



Q003LW W

SQ061M4LW W.26LW(R1Q).30.33L

АКСЕСУАРИ

26LW(R1Q) - центральна підтримка

30 - складна полиця - підставка

33L - тримач одноразового контейнера, лівий

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua