

НИЗЬКИЙ ПРОСТИЙ ВІЗОК 3103LW B

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

ЕРГОНОМІЧНА ВИСОТА 855 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко у прибиранні.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємна на дотик, округлі форми.
- Підняті боковини дозволяють переміщати візок без ручки для штовхання.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. З'єднання заклепками та TIG зварюванням.

КАРКАС ШУХЛЯДИ ISO

- Повне відкриття.
- Сталеві напрямні на шарикопідшипниках із системою самозакривання.
- Передній стопер захищає від сильних ударів під час закривання.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (арт. G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримач карток з білими знімними картками.

ISO КОРЗИНИ 600 x 400 mm

- Висота 50, 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Без ручки для штовхання.
- Легке очищення лівої панелі.
- Вільна ліва сторона для кріплення аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом на передній частині.

3103LW B

362M5LW B.32L.33R.50

АКСЕСУАРИ

32L - бічна підтримка, ліва

33R - тримач одноразового контейнера, правий

50 - відро 13 л



ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,

вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua