

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - ПРОСТИЙ ВІЗОК СЕРІЇ 100 1296 R

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

ЕРГОНОМІЧНА ВИСОТА 1005 мм (робоча поверхня – підлога)

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко у прибиранні.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємні на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Сатинування, асептично, гігієнічно.

КАРКАС ШУХЛЯДИ ISO

- Повне відкриття.
- Напрявні на сталевих шарикопідшипниках із системою самозакриття.
- Передній стопер захищає від сильних ударів під час закривання.
- Максимальне навантаження на шухляду: 20 кг.
- Внутрішня корзина ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина шухляди з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (артикул G, Y, W, B, F, R).
- Ергономічна ручка.
- Тримач зі знімними білими картками.

ISO КОРЗИНИ 600 x 400 mm

- Висота 50, 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Бічна ручка для переміщення. Ергономічна загальна висота 1045 мм.
- Подвійні колеса \varnothing 125 мм. М'який протектор, безшумний.
- 2 антистатичні (електропровідні), 2 з гальмом на передній частині.



1296 R

165 R.12.14.28.32R.34.36.40

АКСЕСУАРИ

- 12** - ручне блокування шухляд
- 14** - пронумеровані одноразові пломби, 100 штук
- 28** - поворотна підставка для дефібрилятора
- 32R** - бічна підтримка, права
- 34** - реанімаційна дошка CPR
- 36** - тримач газового балону
- 40** - інфузійна стійка, 2 гачки

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел: +38 044 360 03 00; +38 (067) 8 265 770
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua