

OBSERVA СЕРІЯ

ALFA LED

Три сфокусованих LED джерела світла з лінзами із захисним екраном з боросилікатного скла забезпечують глибоке циліндричне світло зі значно зниженим тепловим випромінюванням. Кожен світлодіод оснащений резистором, щоб забезпечити безперервне використання лампи навіть у рідкісних випадках виходу світлодіода з ладу. Завдяки трьом незалежним світлодіодам зменшується ефект тіні.



ALFA-FLEX
гнучке плече



ALFA-FIX
плече на шарнірах

Характеристики

Освітленість на відстані 0,50м	70 000 люкс
Діаметр купола	9,5 см
Колірна температура	4 000 К
Діаметр світлового поля	140 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	4 - 100 %

ALFA LED

Системи кріплення



S11
Кріплення до столу



S12MED
Настінне кріплення



RLBI
Мобільна основа до ALFA-FIX



RLALFA
Мобільна основа до ALFA-FLEX



Z400819
Кріплення на рейку



KITB12RL
Акумуляторна батарея

Акcesуари