

L88 LED TW


Найкраще підходить для дерматології та косметології, де потрібне приближення зони інтересу.

Ця модель має збільшувальну лінзу в оптичному склі \varnothing 120 мм.

Світильник оснащений екраном з полікарбонату для захисту джерела світла від випадкових пошкоджень.

Світильник також оснащений лінзою 3 діоптрії; лінзи на 5 діоптрій доступні за запитом.

Світильник тепер доступний у версії з регульованим білим світлом: коли світильник вимкнений, колірну температуру можна регулювати від 2700 К до 6000 К. Коли світильник ввімкнений, інтенсивність світла можна регулювати.



Характеристики

L88-LED-M

Освітленість на відстані 0,50м	2 250 люкс
Діаметр купола	23 см
Колірна температура	від 2 700 К до 6 000 К
Діаметр світлового поля	200 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	5 - 100 %

Системи кріплення

Акcesуари



S11
Кріплення до столу



S12MED
Настінне кріплення



RLBI
Мобільна основа



Z400819
Кріплення на рейку



KITB24RL
Акумуляторна батарея