

PENTALED 30E LIGHT

ЯКІСНЕ СВІТЛО ЗА КОНКУРЕНТНОЮ ЦІНОЮ

Pentaled 30E LIGHT поєднує добре відомий купол від Pentaled 30E з більш легкою конструкцією, що робить його ще більш економічно ефективним без шкоди для якості світла.



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ
PENTA30ELSO



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ
PENTA30ELPI



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
НАСТІННЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA30ELPA



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA30EL+30EL

Характеристики


30E LIGHT

Освітленість (Ес) на відстані 1 м	160 000 люкс
Діаметр купола	40 см
Колірна температура	4 500 - 5 000 К
Діаметр світлового поля	140 - 260 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	5 - 100 %

Ключові характеристики

- Непряме світло
- Глибоке 3D світло
- Компенсаційна зона
- Світло завжди у фокусі

Акcesуари



Акумуляторна
батарея

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»
Уповноважений представник в Україні
01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182, Тел./факс +38 044 360 03 00
info@ren-med.com.ua, www.ren-med.com.ua