

PENTALED N СЕРІЯ

РУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІАМЕТРА

Серія PentaLED N стала проривом у галузі медичного освітлення, будучи першим світлодіодним хірургічним світильником, коли-небудь представленим громадськості. Функція фокусування активується хірургом, обертаючи центральну ручку, що стерилізується: це ручне фокусування всередині стерильної зони забезпечує точний і миттєвий контроль світлового поля.

PENTALED 63N
PENTALED 30N





ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ
PENTA30NSO



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ
PENTA30NPI



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
НАСТІННЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA30NPA



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA30N+30N



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ
PENTA63NSO



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA63N+30N



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA63N+63N

Характеристики

	63 N	30 N
Освітленість (Ес) на відстані 1 м	160 000 люкс	160 000 люкс
Діаметр купола	63 см	40 см
Колірна температура	4 500 - 5 000 К	4 500 - 5 000 К
Регулювання діаметра	Ручне	Ручне
Діаметр світлового поля	160 - 300 мм	140 - 280 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	5 - 100 %	5 - 100 %

Ключові характеристики

Непряме світло

Глибоке 3D світло

Ручне регулювання діаметра та фокусу

Акcesуари




Подвійний
кронштейн



тільки **PENTA63N**
Камера:
FULL-HD кабель
4K кабель



Монітор



Акумуляторна
батарея



Настінна панель
керування



ІЧ (IR) пульт
дистанційного
керування



Інтеграційна
система

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182, Тел./факс +38 044 360 03 00

info@ren-med.com.ua, www.ren-med.com.ua