

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ - ПОДВІЙНІ ВІЗКИ 300 СЕРІЯ 3840 W

РОЗМІРИ 900 x 630 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємний на дотик, округлі форми.
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДИ ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з замозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди: 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 400 x 600 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Підставки без ручок - Легке очищення додаткової полиці.
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 передні колеса з гальмом.



3840 W

N365 W.26(R7N.R7N).32NR

АКСЕСУАРИ

26(R7N.R7N) ЦЕНТРАЛЬНІ РЕЙКИ

32NR БІЧНА ПІДСТАВКА

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф.
182. Тел./факс: +38 044 500 93
59 info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua