

АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ ПРОСТІ ВІЗКИ СЕРІЇ 300 3687 B

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми.
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДА ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер, захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 400 x 600 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Підставки без ручок - Легке очищення додаткової полиці
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі
- 2 колеса антистатичні, 2 передні колеса з гальмом.



3687 B

365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L

АКСЕСУАРИ

26(RA4.A5.R2) ПРОЗОРИ ПЛАСТИКОВІ

КОНТЕЙНЕРИ - ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛИЧКА

30 СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

33L ТРИМАЧ КОНТЕЙНЕРА

44L КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАТЕТЕРІВ

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua