

ПРОЦЕДУРНІ - ПРОСТІ ВІЗКИ 100 СЕРІЯ 1650 Y

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 1005 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончено оброблена, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДИ ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Ізнімні ABS.
- Відповідають ISO 3394.

НАДЗВИЧАЙНО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Ручка для переміщення. Ергономічна висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 з гальмом на стороні ручки.



1650 Y

165 Y.30.35.46.50

АКСЕСУАРИ

30 СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

35 ЦЕНТРАЛЬНА ПІДСТАВКА

46 ТРИМАЧ КОРОБОК З РУКАВИЧКАМИ

50 ПЛАСТИКОВЕ ВІДРО 13 ЛІТРІВ

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua