

ПРОЦЕДУРНІ ПРОСТІ ВІЗКИ СЕРІЇ 100 1672 F

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 1005 мм (робоча поверхня - підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДА ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер, захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухлядиз білими картками, знімні.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 mm

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

НАДЗВИЧАЙНО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Ручка для переміщення. Ергономічна висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса антистатичні, 2 з гальмом на стороні ручки.



1672 F

165 F.26(RA4.A5).32R.46.50

АКСЕСУАРИ

26(RA4.A5) ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ

32R БІЧНА ПІДСТАВКА

46 ТРИМАЧ КОРОБОК З РУКАВИЧКАМИ

50 ПЛАСТИКОВЕ ВІДРО 13 Л

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua