

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - ПРОСТІ ВІЗКИ 100 СЕРІЯ 1272 В

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА , ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 1005 мм (робоча поверхня– підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Гладка поверхня, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДИ ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження: 20 кг.
- ІВставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Блакитн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухлядиз білими картами, знімні.

ISO КОЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Ізнімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

ОБ'ЄМНІ МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Піднята ручка для пересування. Ергономічність, висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса античтатичні, 2 з гальмом на стороні ручки.



1272 В

165 В.12.14.34.36.40

АКСЕСУАРИ

12 РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ШУХЛЯД

14 ПРОНУМЕРОВАНІ ОДНОРАЗОВІ ПЛОМБИ - 100 штук

34 РЕАНІМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ

36 ТРИМАЧ БАЛОНУ

40 ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua