

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - ПРОСТІ ВІЗКИ 100 СЕРІЯ 1222 R

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 1005 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ. Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовісмні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх 4 сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Гладна поверхня, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДИ ISO розмірів

- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті..
- Максимальне навантаження шухляди 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Блакитн, Фіол, Червон.)
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

ОБ'ЄМНІ МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Піднята ручка для пересування. Ергономічність, висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 колеса натистатичні, 2 з гальмом на стороні ручки.

1222 R

165 R.12.14.26D(RA5.A5).28.32R.34.36.40.46.50

АКСЕСУАРИ

12 РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ШУХЛЯД

14 ПРОНУМЕРОВАНІ ОДНОРАЗОВІ ПЛОМБИ - 100 штук

26D(RA5.A5)ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ-ЦЕНТРАЛЬНА ПІДСТАВКА

28 ПОВОРОТНА ПІДСТАВКА

32R БІЧНА ПІДСТАВКА

34 РЕАНІМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ

36 ТРИМАЧ БАЛОНУ

40 ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

46 ТРИМАЧ КОРОБКИ З РУКАВИЧКАМИ

50 ПЛАСТИКОВЕ ВІДРО 13 ЛІТРІВ

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua

