

## **МРТ - АНЕСТЕЗИОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ВІЗОК 300 СЕРІЯ** Візок виготовлений повністю з антимагнітних матеріалів. **3607MRI G**

**РОЗМІРИ** 640 x 480 мм

**АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ** 980 мм (робоча поверхня – підлога).

### **РОБОЧА ПОВЕРХНЯ**

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні, миючі, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки.

### **МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА**

- Нержавіюча сталь AISI-304. Fine satin finish, asepsis, hygiene.

### **ШУХЛЯДА ISO розмірів**

- Повне висунання..
- Виготовлено з нержавіючої сталі.
- Стопер, захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди 20 кг.
- Вставні корзини шухляди 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка
- Шухляди з білими картами, знімні.

### **ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм**

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

### **МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ**

- Підставки без ручок - Легке очищення додаткової полиці  
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів.
- Подвійні колеса  $\varnothing$  100 мм. М'який протектор, тихі.
- Всі 4 колеса з гальмом та антистатичні

**ВАРТІСТЬ € 3 200**



## **3607MRI G**

## **365MRI G.26(RA4.A5).32R**

### **АКСЕСУАРИ**

**26(RA4.A5) ПРОЗОРИ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ**

**32R БІЧНА ПІДСТАВКА**

### **ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»**

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,  
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

[info@insausti.com.ua](mailto:info@insausti.com.ua)

[www.insausti.com.ua](http://www.insausti.com.ua)

[www.ren-med.com.ua](http://www.ren-med.com.ua)