

МРТ - НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА - МЕДИЧНИЙ ВІЗОК 300 СЕРІЯ

Візок виготовлений повністю з антимагнітних матеріалів.

3238MRI R

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 980 мм (робоча поверхня – підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Матеріал поліетилен - асептично, гігієнічно, легко чистити.
- Витримує спиртовмісні миючі засоби, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємно на дотик, округлі форми.
- Підняті боки дозволяють рухати візок без ручки.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Гладка поверхня, асептично, гігієнічно

ШУХЛЯДИ ISO розмірів

- Повне відкриття.
- Виготовлено зі сталі.
- Стопер, захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження на шухляду 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні.

ISO КОРЗИНА ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Підставки без ручок - Легке очищення додаткової полиці.
- Вільна ліва сторона для монтажу аксесуарів..
- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі.
- Всі 4 колеса з гальмом та антистатичні.

ВАРТІСТЬ € 3 660



3238MRI R

365MRI R.12.14.28.32R.36.58EV

АКСЕСУАРИ

12 БЛОКУВАННЯ ШУХЛЯД

14 ПРОНУМЕРОВАНІ ОДНОРАЗОВІ ПЛОМБИ -

100 штук

28 ПОВОРОТНА ПІДСТАВКА

32R БІЧНА ПІДСТАВКА

36 ТРИМАЧ БАЛОНУ

58EV ПІДВІСНА ОПОРА

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,

вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua