

ЛІКАРНЯНА ФАРМАЦІЯ - 600 СЕРІЯ 606**ОР.10М10.ТР.(8)С5.(2)72****РОЗМІРИ** 640 x 480 мм**ВИСОТА** 1655 мм**МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА**

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.

ПАНЕЛІ З КАСЕТАМИ

- Використання гнучких елементів всередині візку.
 - Касета для медикаментів, взаємозамінна, на 5 пацієнтів
 - Висота корзин 50, 100, 200 мм.
 - Встановлене блокування.
- Фіксація направляючих ISO панелей, які не використовуються, швидка збірка касет.

КЛЮЧИ БЛОКУВАННЯ

- Кілька замків.
- Повне блокування шухляд і касет для ліків.
- Запобігання відкриванню корзин ISO, контейнерів для ліків і витяг касет.

ВЕРТИКАЛЬНІ РУЧКИ

- 2 з лівої сторони, 2 з правої сторони.

НАДЗВИЧАЙНО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі
 - 2 антистатичний (електропровідний), 2 з гальмом з правого боку візка.
- Позиція педалі: верхнє положення - фіксування колеса, легке пересування.
центральне положення - обертання колеса
нижнє положення - блокування колеса

**606 ОР.10М10.ТР.(8)С5.(2)72 АКСЕСУАРИ****10М10** ЗАКРИВАННЯ ОДНИМ КЛЮЧЕМ ДЕКІЛЬКОХ ВІЗКІВ

(2 візка = 2 однакових ключа)

ТР БЛОКУВАННЯ КАСЕТ**(8)С5** КАСЕТА НА 5 ПАЦІЄНТІВ**(2)72** ISO КОРЗИНА 100мм**ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»**

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф.
182. Тел./факс: +38 044 500 93
59 info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua